

24.1
8-74

KISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT YILOYATI CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI

UMUMIY KIMYO

fanidan laboratoriya mashg'ulotlari
uchun qo'llanma

24.1
1874

Книга должна быть
возвращена не позже
указанного здесь срока

Количество предыдущих
выдач

--	--

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI



TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI

Qutlimuratov N.M., Tursunmuratov O.X., Bekchanov D.J.

"UMUMIY KIMYO"

fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun uslubiy qo'llanva

3394



3394

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI

«KIMYO» KAFEDRASI

“UMUMIY KIMYO” FANIDAN
LABORATORIYA MASHG'ULOTLARI

5110300 – kimyo o'qitish metodikasi - ta'lif yo'nalishi talabalar uchun

Tuzuvchilar:

Qutlimuratov N.M. TVCHDPI «Kimyo» kafedrasi
katta o'qituvchisi

Tursunmuratov O.X. TVCHDPI «Kimyo» kafedrasi
o'qituvchisi.

Bekchanov D.J. k.f.d. CHDPI «Kimyo» kafedrasi
mudiri.

Taqrizchilar:

Gafurova D.A. k.f.d., prof. O'zMU “Polimerlar
kimyosi” kafedrasi mudiri.

Mazkur o'quv qo'llanma “Kimyo” kafedrasi majlisida (Bayonnomma № 7
2019 yil 26 noyabr) va Tabiiy fanlar fakulteti ilmiy-uslubiy kengashida ko'rib
chiqilgan (Bayonnomma № 3/2019 yil 27 noyabr) va TVCHDPI ilmiy-uslubiy
kengashiga tavsya etilgan.

Ushbu o'quv uslubiy qo'llanma TVCHDPI ilmiy-uslubiy kengashida
(Bayonnomma № 3/2019 yil 27 noyabr) muhokama qilingan va ko'p nusxada
nashr qilishga tavsya etilgan

Annotatsiya

“Umumiy kimyo” fani kimyoviy bilimlarning muhim bir sohalaridan hisoblanadi va u xalq xo'jaligining turli sohalarida katta amaliy ahamiyatiga ega. Shuning uchun kimyo fani o'qituvchisi analitik kimyonи yaxshi biliishi va undagi ma'lumotlardan o'zining pedagogik faoliyatida samarali foydalanishi lozim.

“Umumiy kimyo” fanining rivojlanishi boshqa fanlarning rivojlanishiga nisbatan bir necha marotaba jadalroq bo'lishi kerak. Umumiy kimyo, olyi ma'lumotli kimyogar mutaxassislarni tayyorlashda muhim o'rinn tutadi, shuningdek, u barcha kimyo fanlarini o'rganishda tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma “Umumiy kimyo” faniga oid bo'lib, talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. O'quv-uslubiy qo'llanmada asosan analitik kimyo fanining nazariy asoslarini, asosiy tushunchalari va usullarini, analitik reaksiyalarni amalga oshirishning shart-sharoitlari va bajarish usullari, atrof-muhitdagi har-xil ob'ektlarning elementar kimyoviy tuzilishini, sifat aniqlashni ta'minlaydigan metodlar, kation va anionlarni sifat aniqlash reaksiyalari, kation va anionlarni aralashmalarini analiz qilish tartibi, quruq tuzlarni aniqlash usullari bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun ko'rsatmalar berilgan.

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma hozirgi zamonda ishlab chiqarish texnologiyalarida analitik kimyoning o'mni, ahamiyati va mohiyatini talabalarga tanishtirish va ulardan kimyo fani va sanoatining rivojlanishini amalga oshirishda foydalanish imkoniyatlarini hozirgi zamondagi yutuqlari va istiqbolli masalalarini qamraydi.

Ishlab chiqarishning kimyo, kimyoviy texnologiya, oziq-ovqat, neft va gazni qayta ishlash, qurilish materiallari va boshqa turdosh sohalarida tayyorlanayotgan mahsulotlarning aksariyat ko'pchiligi ma'lum fizik-kimyoviy parametrlarni ta'siri natijasida hosil bo'lishi sababli talabalar ularning xossalalarini, sifat jihatdan aniqlash usullarini, mahsulot sifatiga ta'sir qiladigan omillarni yaxshi bilishlari hamda bu jarayonlarni tahlil qilgan holda boshqara olishlari lozim.


Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma «Umumiy kimyo» fan dasturi asosida tuzilgan bo'lib, 5110300 - kimyo o'qitish metodikasi yo'nalishi talabalar uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari ushbu o'quv-uslubiy qo'llanmadan

6. Ayni laboratoriya ishlari uchun tayyorlangan reaktivlardan foydalanish. Tajriba uchun qancha reaktiv olinishi aytilmagan hollarda iloji boricha reaktivlarni tejash.
7. Reaktivlarni ishlatishdan oldin uni bajarilayotgan tajriba uchun ishlatish mumkinligiga ishonch hosil qilish; Agar idishda yozuv bo'lmasa o'qituvchining ruhsatisiz ishlatmaslik.
8. Ortiqcha olingan reaktivni qaytarib o'z idishiga quymaslik va uning uchun ajratilgan mahsus idishga quyish;
9. Reaktiv olingan zahotiyog uning idishini qopqog'ini yopib, o'z o'rniqa qo'yish;
10. Quruq reaktivlarni farfor, metall yoki shisha qoshiqchalarda olish va ishlatilgandan so'ng qoshiqchalarni filtr qog'oz bilan tozalab qo'yish;
10. Agar reaktiv pipetka yordamida olingan bo'lsa, undan boshqa idishdagi reaktivni olish uchun ishlatmaslik;
11. Laboratoriya ishini bajarishda tinchlik va tartibni saqlash;
12. Tajribani diqqat bilan kuzatishi va barcha o'zgarishlarga sinchkovlik bilan nazar tashlash;
13. Kuzatilgan tajriba natijalarini va reaksiya tenglamalarini tajriba tugashi bilanoq laboratoriya daftariga yozib qo'yish;
14. Laboratoriya daftarida ish o'tkazilgan kun, mavzuning nomi, tajribaning nomi, uning qisqacha mazmuni, asbob-uskunaning sxemasi yoki rasmi, kuzatish natijalari, reaksiya tenglamalari, hisoblashlar va xulosalar ko'rsatilishi kerak;
15. Laboratoriya ishi tugagandan so'ng talaba ishlatgan kimyoviy idishlarini yuvib, ish joyini tartibga solib, laborantga topshirishi kerak.

Xavfsizlik texnikasi

Kimyo laboratoriyasida ishlaganda talaba har bir kimyoviy tajribani bajarishda ehtiyyotlik va e'tibor talab etilishini unutmasligi kerak.

1. Reaktivlar bilan ishlaganda uning asosiy xossalarini: yonuvchanligi, zaxarliligi, boshqa reaktivlar bilan portlovchi aralashmalar hosil qilishini nazarda tutishi zarur.
2. Kuchli hidga ega bo'lgan zaharli moddalar, kislota va ishqorlarning konsentrangan eritmali, ishqoriy metallar bilan o'tkaziladigan tajribalar mo'rili shkafda bajarilishi shart.
3. Mo'rili shkafda ishlaganda uning eshikchasi balandligiga nisbatan 1/5-1/4 qismigacha ko'tarish kerak. Ish tugagandan so'ng eshikchani yaxshilab berktish kerak.
4. Xavfli moddalar bilan yangidan yoki qaytadan tajribalar o'tkazish uchun o'qituvchidan ruhsat olish shart.
5. Moddaning xossasini o'qituvchining ruhsatisiz o'rganish va kimyoviy idishda suv ichish qat'yan man qilinadi.
6. Laboratoriya xonasida ovqatlanish qat'yan man etiladi.
7. Iflos idishda tajriba o'tkazish man qilinadi.
8. O'qituvchining ruhsatisiz hech qanday qo'shimcha tajriba o'tkazish mumkin emas.
9. Ajralib chiqayotgan gazni idishning ustiga engashib xidlash mumkin emas. Gaz yoki suyuqlikning xidini bilish uchun idish tomonidan ehtiyyotlik bilan kaftning yengil xarakati yordamida havo oqimini burunga yuborish kerak.




Gazning hidini bilish

yuborish kerak.

Gazning xidini bilish. Gaz va suyuqliklarni xidini bilishda gaz yig'ilgan idish ustiga egilmaslik yoki yuzga yaqin keltirmaslik kerak. Gaz yo'nalishini kaft yordamida astagina o'z tomonga yo'naltirish va ehtiyyotlik bilan hidlash kerak.

10. Yuzga yoki kiyimlarga modda sachramasligi uchun reaktivlar quyish vaqtida idish ustiga egilmaslik kerak.
11. Idishda qizdirilayotgan suyuqlik ustiga egilish mumkin emas. Suyuqlik sachrab ketishi mumkin.
12. Probirkadagi suyuqliknini qizdirishda uning og'zini talaba o'ziga va oldidagi larga qaratmasligi kerak.
13. Qizib turgan probirkani sovuq suvga tushirmslik lozim.
14. Issiq suyuqligi bo'lgan kimyoviy stakanni ish stoliga olib kelishda bir qo'lida sochiq bilan idishning tagini, ikkinchi qo'li bilan idishning ustki qismini ushslash kerak.
15. Kipp apparatida vodorod gazini olishda alohida ehtiyotkorlik talab qilinadi. Chunki, noto'g'ri bajarilish natijasida portlash ro'y berishi mumkin. Shuning uchun ish boshlashdan oldin o'qituvchidan yo'llanma olish va Kipp apparatining tuzilishini diqqat bilan o'qib, o'rghanish lozim.
- Kipp apparati bilan ishlaganda quyidagi xavfsizlik qoidalariга rioya qilish kerak;

a) Kipp apparati oldiga yonib turgan gaz gorelkasini yaqinlashtirish qat'yan man qilinadi;



*Kipp apparatining tarkibiy qismlari va apparatning ishlashi
(a, b, d), uning o'rnnini bosuvch: maxsus moslama (e).*

b) vodorod gazi bilan ishlashdan oldin uch marotaba havoni chiqarib tashlash va vodorodning toza chiqayotganligini aniqlash kerak; Buning uchun quruq probirkaga vodorod gazini yig'ib, so'ngra alangaga tutiladi. Tovush baland chiqsa, demak gazning tarkibida havo bor. Toza vodorod yonganda past tovush chiqaradi. Toza holga keltirib olingandan so'ng vodorod gazi bilan ish olib borish mumkin.

14. Konsentrangan sulfat kislotani suyultirganda uni suvli idishning ichiga chayqatib turgan holda tomchilatib quyiladi. Suyultirish vaqtida qo'lga rezina qo'lqop kiygan ma'qul.



Sulfat kislotasi eritmashini tayyorlash tartibi

maydalash kerak.

16. Ochiq alanga (gaz yoki spirtli gorelkalar) bilan ishlaganda tez yonuvchan suyuqliklar alangadan kamida bir metr uzoqlikda bo'lishi kerak.

17. Yengil alanganuvchi moddalarni bir idishdan ikkinchi idishga solishda ochiq alangadan kamida uch metr uzoqlikda bajarish kerak.
18. Konsentrangan nitrat kislota organik moddalarni alanganishiga olib kelishini yodda saqlash kerak.
19. Ba'zi moddalarning eritmalarini elektroliz qilinganda barcha elektr kontaktlar izolyatsiya qilingan bo'lishi shart. Aks holda hosil bo'lgan uchqun ajralib chiqayotgan vodorod gazini portlatishi mumkin.
20. Gaz gorelkalari bilan ishlash alohida ehtiyyotkorlikni talab qiladi. Laboratoriyadan ketish oldidan barcha gaz gorelkalarining kranlari yopiqligini tekshirish zarur.
21. Olovdan havfli, portlovchi (ishqoriy metallar, qizil va oq fosfor, serouglerod, yengil yonuvchan moddalar) moddalarning ortiqchasini chiqindi idishga yoki mutlaqo tashlamaslik kerak. Ularni mahsus ajratilgan idishlarga solish kerak.
22. Ishlatilgan ishqor va kislotalarni kanalizatsiyaga quyish mumkin emas. Laboratoriyada ularni solish uchun alohida mahsus idish bo'lishi kerak.
23. Ishqoriy metallar eng aktiv moddalar ekanligini yoddan chiqarmaslik lozim. Ular bilan ishlaganda nihoyatda ehtiyyot bo'lish kerak.
24. 2 g.gacha bo'lgan ishqoriy metallarning chiqindilari etil spirtida eritilib yo'qotiladi.
25. Ishqoriy metallarning qoldiqlarini toplash qat'yan man qilinadi. Ular shisha idishda kerosin ostida saqlanishi kerakligini doimo yodda tutish kerak.
26. Yonuvchan suyuqliklar yoki boshqa moddalar alangananib ketsa, gaz gorelkasini, elektr asboblarini o'chirish, yonuvchan moddalarni xavfsizroq joyga olish kerak va yong'inni o'chirish uchun quyidagi choralarни ko'rmoq zarur:
- a) yonayotgan suyuqlikning ustini asbestos qog'ozni yoki katta mato bilan berkitish, yoki qum sepish kerak;

- b) yonayotgan fosforni nam qum yoki suv bilan o'chirish kerak.
27. Inson ustidagi kiyim yonayotganda katta matoga, xalatga yoki paltoga o'rab o'chirish kerak.
28. Agar elektr simlari yonayotgan bo'lsa, tezda elektr toki rubilnikini o'chirish kerak va yong'inni laboratoriyada bor imkoniyatlardan foydalanib o'chirish kerak (qum, suv, asbest).

Birinchi tibbiy yordam ko'rsatish qoidalari

1. Kuyganda (gorelka alangasida yoki issiq jism ta'sirida) kuygan joyni kaliy permanganatning konsentrangan eritmasi bilan namlash kerak. Kuygan joyni kaliy permanganatning kristallari bilan qo'ng'ir rang hosil bo'lguncha ishqlansa ham bo'ladi. Kuchli kuyganda darhol shifokorga murojaat qilish kerak.
2. Vodorod sulfid, xlor, brom bug'lari, azot oksidlari, is gazi bilan zaharlanganda jarohatlangan kishini tezda ochiq xavoga olib chiqish va shifokorga murojaat qilish kerak.
3. Agar yuzga yoki qo'lga kislota sachrasa, darxol suv bilan so'ngra choy sodasining suyultirilgan eritmasi bilan yuvish kerak. Ishqor to'kilganda esa silliqligi yo'qolguncha suv bilan, so'ngra 2%-li sirka kislotasining eritmasi bilan yuvish kerak.


Kimyoviy idishlar





Shisha idishlarga qo'yiladigan asosiy talab ularning kimyoviy va termik barqarorligidir. Kimyoviy barqarorlik - shishaning ishqor, kislota va boshqa moddalarning eritmalarini parchalash ta'siriga qarshi turaolish xossasidir. Termik barqarorlik - idishni temperaturaning tez o'zgarishiga chidamliligidir. Eng yaxshi shisha

pireks hisoblanadi. U kimyoviy va termik barqarorlikka ega, uning kengayish koefitsiyenti kichik. Pireks shishasida 80% kremniy (IV) oksidi bor. Uning erish temperaturasi 620°C . Bundan yuqori temperaturalarda tajriba olib borish uchun kvars shishasidan yasalgan idishlardan foydalaniladi. Kvars shisha tarkibida 99,95% kremniy (IV) oksid bo‘lib 1650°C da eriydi. Laboratoriya idishlari asosan TB (termik barqaror), KB-1 va KB-2 (kimyoviy barqaror) markali shishalardan tayyorlanadi. Quyidagi rasmlarda laboratoriya amaliyotida qo‘llaniladigan shisha idishlar keltirilgan. Oddiy va kalibrovka qilingan probirkalar oz miqdordagi reaktivlar bilan ishlashda qo‘llaniladi. Reaktivning egallagan hajmi probirka hajmining yarmidan ortmasligi kerak Laboratoriya stakanlari (rasm 3) turli o‘lchamlarda chiqariladi (burunli yoki burunsiz, oddiy yoki o‘lchamli belgilari bilan) Stakanlar turli laboratoriya ishlarini bajarishga mo‘ljallangan.

2-rasm. Probirkalar: a - oddiy;






b - kalibrovka qilingan





3-rasm. Kimyoviy stakanlar: a - burunchali; b - kalibrovka qilingan.

Laboratoriya amaliyotlarda turli o‘lcham va shakldagi kolbalar keng qo‘llaniladi (tubi yassi, tubi yumaloq va konussimon) (4-rasm).



4-rasm. Kolbalar: a - konussimon; b - tagi dumaloq; v - tagi yassi kolba Vyurs kolbasi $60-80^{\circ}$ burchakda egilgan shisha trubkali tubi yumaloq kolba (5-rasm).




5-rasm. Vyurs kolbasi.

6-rasm. Retortalar.


Undan gaz olishda, atmosfera bosimida suyuqliklarni haydashda foydalaniladi. Retorta (6-rasm) turli preparat ishlarini bajarishda qo‘llanadi (HNO_3 olishda va b.).

Voronkalar (7-rasm). Kimyoviy suyuqliklarni filtrlashda, bir idishdan ikkinchi idishga quyishda; tomchilatgich voronkalar reaksiyon muhitga suyuq reaktivlarni oz-oz miqdorda qo‘shishda; ajratkich voronkalar o‘zaro aralashmaydigan suyuqliklarni ajratishda ishlataladi.



7-rasm. Voronkalar: a — kimyoviy; b — tomizgich; v - ajratkich.

Tomizgichlar (pipetka) (8-rasm) reaktivlarni tomchilatib qo'shishda ishlataladi. Byukslar (9-rasm) suyuq va qattiq moddalarni tortish va saqlashda ishlataladi.





8-rasm. Tomizgichlar.




9-rasm. Byuks.


Soat oynasi (10-rasm) qattiq moddalarni tortish uchun ishlataladi. Sovitgichlar (11-rasm) turli moddalarni qizdirganda hosil bo'lgan parlarni sovitish va kondensatlash uchun ishlataladigan asboblardir. Shisha vannalar (12-rasm) gazlarni suv ostida yig'ish uchun ishlataladi.



10-rasm. Soat oynasi;



11-rasm. Sovitgich




12-rasm: Suv hammomi idishi;


Kristallizatorlar (13-rasm) eritmalaridan moddaning kristallarini ajratib olish uchun ishlataladi. Alonjlar (14-rasm) moddalarni haydashda ishlataladigan qurilma elementlarini birlashtirishda ishlataladi. Eksikatorlar (15-rasm) havodan

namlikni oson yutuvchi moddalarni quritish va saqlashda ishlataladi.


Eksikatorning pastki qismini suvni yutib oluvchi modda bilan to'ldiriladi (kuydirilgan kalsiy xlorid, konsentrangan sulfat kislota, fosfor (V) oksid), yuqori qismiga esa byuks yoki tigellarda quritilishi lozim bo'lgan moddalar qo'yiladi.



13-rasm Kristallizator.




14-rasm. Allonj.




15-rasm. Eksikator.

Chinni idishlar. Shisha idishlarga nisbatan chinni idishlar issiqlikka, kislota va ishqorlarning ta'siriga chidamliroq bo'ladi. Chinni idishlar ham o'z shakli va qo'llanilishiga ko'ra turli-tumandir. Chinni kosacha (16-rasm)

eritmalarini bug'latishda ishlataladi. Chinni tigellar (17-rasm) moddalarni qattiq qizdirish uchun qo'llaniladi. Qizdirilayotgan chinni tigellar chinni trubka kiyazilgan uchburchakli simga o'rnatiladi (18-rasm). Chinni xovoncha (19-rasm) qattiq moddalarni maydalash uchun ishlataladi. Ishlashdan oldin xovoncha yaxshilab yuvilishi va quritilishi kerak. Modda xovonchaning 1/3 hajmigacha solinadi (aks holda maydalanish vaqtida sochilib ketishi mumkin). Xovonchada qattiq moddani eritish kerak bo'lsa, avval qattiq modda solinadi so'ngra oz-ozdan suyuqlik quyiladi. Suyuqlikning hammasi birdaniga solinmaydi, balki, 1/3 qismini olib qolib, u bilan xovoncha va dastasining uchi yuvib tushiriladi.




16-rasm. Chinni kosacha;




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ
DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
AXBOROT RESURS MARKAZI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ
DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
AXBOROT RESURS MARKAZI
1-FILIALI




18-rasm.Chinni trubkali simli uchburchak;



19-rasm. Chinni xovoncha dastasi bilan;


Plastmassa idishlar. Laboratoriyaada polimer materiallardidan tayyorlangan idishlar ishlataladi (polietilen, polipropilen, ftoroplast va b.). Kimyoviy barqaror bo‘lishiga qaramay, ular issiqlikka chidamsizdir. Shuning uchun ular qizdirish kerak bo‘ligan hollarda ishlataladi. Polietilenden voronkalar, yuvgichlar, tomizgichlar, flakonlar, bankalar (kimyoviy reaktivlarni tashish va saqlash uchun) tayyorlanadi. Ish vaqtida idishlarni mahkamlash uchun temir shtativlar ishlataladi (20-rasm). Shisha idishlar (stakanlar, kolbalar) qizdirilayotganda sinmasligi uchun asbest bilan qoplangan metall setka ustiga o‘rnatiladi (21-rasm).



20-rasm. Laboratoriya shtativi

O‘lchov idishlari. Suyuqliklarni hajmini o‘lchash uchun o‘lchov idishlardan foydalilanildi: o‘lchov kolbalar, silindrlar, menzurkalar, pipetkalar. O‘lchov kolbalari (22-rasm) aniq konsentratsiyali eritmalar tayyorlash uchun ishlataladi.

U yassi tubli, uzun bo‘yinli kolba bo‘lib, yupqa chiziqli aylana bilan belgilangan. Aylana suvning qancha quyish miqdorini ko‘rsatadi.




21-rasm. Asbest to‘r.


Kolbadagi qiymatlar necha ml suyuqlikka mo‘ljallanganligini ko‘rsatadi. O‘lchov kolbalarida qopqoqlari bo‘ladi. Odatda ular 50, 100, 250, 500 va 1000 ml ga mo‘ljallangan bo‘ladi.





22-rasm. O'ichov kolbalari.




23-rasm. O'ichov silindri.



24-rasm. Menzurkalar.



25-rasm. Pipetkalar: a - oddiy;



b - belgili.

O'ichov silindrлari (23-rasm) qalin devorli shisha idishlардан iborat bo'lib, mustahкам turishi uchun keng tubga eга. Tashqarisidan hajmni mi' da ko'rsatuvchi chiziqlari bor. O'ichov silindrлari turli xil hajmga eга: 10 ml dan 2 l gacha. Ular (ma'lum hatolikka yo'л qo'yilgan holda) har xil hajmdagi suyuqliklarni o'lichashga mo'ljallangan. Silindr оrniga ba'zi hollarda menzurkalar qo'llaniladi (24-rasm). Ular konussimon shaklli idishlar bo'lib, devorlarida shkalalari bor. Ular ham o'lichagich silindrлar kabi qo'llaniladi. Aniq hajmdagi suyuqliklarni olish uchun pipetkalardan foydalанилади (25-rasm). Ular diametrлari katta bo'lмаган, оrtasi kengaygan shisha trubkalardan iborat bo'lib, pastki uchi cho'zilgan (shu joyda ichki diametri 1 mm bo'ladi).



26-rasm. Maxsus tozalagichlar.

qo'llaniladi (25-rasm).

Tepa qismida chiziqli belgi bo'lib, u suyuqlikn shu chiziqqacha quyish lozimligini ko'rsatadi. Pipetkalar 1 dan 100 ml gacha hajmda bo'ladi. Turli hajmdagi suyuqliklarni o'lichash uchun hajmlari belgilangan (grauidirlangan) pipetkalar

Kimyoviy idishlarni yuvish

Tajriba uchun ishlatiladigan idishlar toza, quruq bo'lishi kerak. Uni yodoprovod suvi bilan mahsus tozalagich (yershik) yordamida yuviladi (26-rasm) va bir necha marotaba suv bilan chayiladi. Agar idish nihoyatda iflos bo'lsa, suvgaga ozroq xlorid kislota solinadi yoki xromli aralashma (kaliy bixromat bilan kons. sulfat kislotasi aralashmasi) bilan chayqaladi. Yuvilgan idishni qurituvchi diskka osib qo'yiladi. Agar idishni tez quritish kerak bo'lsa, uni qurutuvchi shkafga qo'yiladi. O'lchov idishlarini ishlatib bo'lgan zahotiyoy quvib qo'yiladi. O'lchov idishlarini qurituvchi shkafda quritib bo'lmaydi.

Idish yuvish usulini tanlashda har bir holatda quyidagilar zarur:

1. Idishni ifloslantirgan moddalarning xossalari bilish;
2. Ifloslikni suvda (issiq va sovuq), ishqor, har xil tuzlar va kislota eritmalarida eruvchanligidan foydalanish;
3. Oksidlovchilarning xossalardan foydalanish, ma'lum sharoitda organik va noorganik ifloslarni oksidlab, parchalab, eruvchan birikmalarga aylantirish;
4. Yuvish vositasi sifatida sirt-faol xossasiga ega har qanday moddalardan foydalanish mumkin (sovun, sun'iy yuvuchi vositalar, yuvuchi gilmoyalar va x.k.);
5. Idishni ifloslantiruvchi cho'kma barqaror bo'lsa, undan tozalash uchun mexanik usullarni qo'llash mumkin;
6. Yuvish uchun arzon kimyoviy reaktivlardan foydalanish maqsadga muvofiq;
7. Idishlarni yuvishda baxtsiz xodisalar kuzatilishiga yo'l qo'ymaslik va texnika xavfsizligi qoidalariiga rioya qilish kerak. Laboratoriyaning har bir xodimi texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishgan bo'lishi shart.

Idish devorlaridan ifloslikni har xil usullar bilan yo'qotish mumkin:

mechanik, fizik, kimyoviy, fizik-kimyoviy yoki qo'shma usullar

1. Idishni mexanik va fizik tozalash usullari

Suv bilan yuvish. Kimyoviy idish smola, yog'simon yoki boshqa suvda erimaydigan moddalar bilan ifloslanmagan xollarda idishni issiq suv bilan yuvish mumkin. Agar idish devorlarida qandaydir tuz yoki cho'kma qoldiqlari bo'lsa, idishni suv bilan namlab, yershik bilan tozalash kerak. Shyotka yoki yorshik bilan ishlanganda ularning uchi idish tubiga va devorlariga tegmasligiga ahamiyat berish kerak, aks holda idish sinib qolishi mumkin. Issiq suvda toza yuvilgan idishni 2-3 marta distillangan suv bilan chayish kerak bo'ladi. Idish yuvilgandan keyin, tarkibida simob, kumush, oltin, platina va boshqa qimmatbaho yoki nodir metallar, yod tutgan eritmalarini mahsus idishga solish kerak. To'plangan eritma va cho'kmalarni qayta ishlab kerakli moddalarni olish mumkin. Konsentrangan kislota va ishqor eritmalarini, xrom aralashmasini, yoqimsiz xidli va zaharli moddalarni, natriy metalini va x.k.larni rakvinaga to'kish man qilinadi. Konsentrangan kislota va ishqorlarni oldindan juda suytirish yoki neytrallash talab qilinadi. Xidli yoki zaharli moddalarni parchalash yoki mos usullar bilan zararsilantirish kerak. Bunday moddalarni rakvinaga to'kilganda, bug'lanish natijasida laboratoriya havosi zaharlanishi mumkin. Bug' bilan yuvish. Ko'p hollarda idishni suv bilan tozalab yuvib bo'lmaydi, ayniqsa yog'simon moddalarni. Bunday hollarda idishni suv bug'i oqimi bilan yuvish yaxshi natija beradi. Yuvishning bu usuli eng yaxshi hisoblanadi, lekin ma'lum vaqt talab qilinganligi uchun ba'zi hollarda qo'llaniladi. Kolbani yuvish uchun odatda 5-10 daqiqa kerak bo'lsa, bug' bilan yuvish uchun taxminan bir soat kerak bo'ladi. Nihoyatda toza idish kerak bo'lganda, umi qandaydir oddiy usul bilan yuvib, so'ngra bug'lanriladi. Bug' bilan yuvish uchun 3-5 litrli kolbani yarmigacha suv solinadi va suvni bir me'yorda qaynashi uchun shisha donachalar yoki ingichka naychalar solinadi. Kolbani voronka qo'yish va bug' chiqishi uchun teshiklari bo'lgan probka (tiqin) bilan zich yopiladi. Voronkaning uchi kolbadagi suvga 2-3 sm botriladi.

Bug' chiqadigan naychani tozalanadigan idishga kiritiladi va shtativga mahkamlanadi.

Organik erituvchilar bilan yuvish. Organik erituvchilarga dietilefiri, atseton, spirtlar, benzin, skipidar, to'rtxloruglerod va b. kiradi (eng yaxshi natjalarni izopropil spiriti va shisha sirtini ultratovush to'lqini bilan ishlashda kuzatilgan. (Bu usul T.Putner, Brit. J. Appl. Phys., 10, 332 (1959); RJxim, 1960, №11, 85, 42073 da bayon qilingan). Idishni suvda erimaydigan smola va shunga o'xshash hamda organik moddalardan tozalashda organik erituvchilar qo'llaniladi. 16 Ko'pchilik organik erituvchilar yong'indan havfli bo'lganligi uchun, ular bilan ishlashda olovdan ehtiyoj bo'lish kerak. Ifoslangan organik erituvchilarni har birini alohida idishga to'plash va vaqt kelganda xaydash usuli bilan ularni ishga yaroqli holga keltirish lozim.

Boshqa yuvuvchi vositalar bilan yuvish. Idishni yuvishda yuvuchi vositalardan boshqa moddalarni qo'llash mumkin, masalan sovun, juda yaxshi yuvuchi xossalari bo'lgan 10%li natriy fosfat eritmasi va b. Sovun yoki natriy fosfat eritmasi bilan idish yuvilganda kolbani ichiga toza filtr yoki boshqa qog'oz bo'lakchalarini solish maqsadga muvofiq. Kolbani tebrantirilganda qumdan foydalanish mumkin emas, chunki qum idish devorlarini tirmaydi, keyinchalik idishni qizdirganda u sinishi mumkin.

Nazorat savollari

1. Kimyo laboratoriyada ishqorlar va kislotalar bilan ishlash qoidalarini tushuntiring?
2. Shisha idishlar va ularning turlari haqida ma'lumot bering?
3. Chinni idishlar va ularning turlari haqida ma'lumot bering?
4. Idishlarni tozalash usullari: kimyoviy, mexanik va fizik usullar

Laboratoriya ishi: Moddalarni tozalash usullari Reja

1. Moddalarni tozalash usullari haqida umumiy ma'lumot

2. Qayta kristallahash va sublimatlanish usullari

3. Filtrlash va haydash usullari

Laboratoriya ishlari uchun qo'llaniladigan moddalar yetarli darajada toza bo'lishi kerak. Chunki ayrim moddalarning asl xossalari ular qo'shimchalardan, ifoslardan tozalanganda namoyon bo'ladi. Moddaning tozalik darajasini uning tarkibi va xossalardan kelib chiqib aniqlash mumkin. Xar qanday toza modda ayrim fizik xossalarga, rang suyuqlanish temperaturasi, qaynash temperaturasi zichlik va b. ega. Shuning uchun moddaning tozaligini uning xossalarni o'rganib aniqlash mumkin. Moddaning tozaligini baholashda eng mos keladigan xossalari ularni miqdoriy baholash mumkinligidir. Tekshirilayotgan modda uchun olingan qiymat jadvaldagи qiymatlar bilan solishtiriladi. Ko'pincha amaliyatda suyuqlanish temperaturasi, qaynash temperaturasi va zichlik aniqlanadi. Ko'p xollarda qo'shimchalar suyuqlanish temperaturasini pasaytiradi va u suyuqlanishning boshidan oxirigacha o'zgarmas bo'lmaydi. Aralashmalar bo'lganda suyuqliklarning qaynash temperaturasi ortadi va qaynaganda o'zgarmas bo'lib qolmaydi. Qo'shimchalar bo'lganda moddaning zichligi ham toza xolatidagiga nisbatan farq qiladi. Moddalarni aralashmalardan tozalashda turli usullardan foydalaniladi. Bu usullarning tanlanishi moddalarning xossalari va ishlatilish soxalaridan kelib chiqiladi. Qattiq moddalarni tozalash usullaridan ko'p ishlatiladiganlari - bu kristall xoldagi moddani mos xoldagi erituvchida eritib, eritmadan ayni moddaning kristallarini olishdir. Noorganik moddalar uchun erituvchi sifatida ko'pincha suv ishlatiladi.

Qayta kristallahash usuli moddalarning eruvchanligini temperatura o'zgarishiga bog'liqligiga asoslangan. Agar moddaning eruvchanligi

temperatura pasayishi bilan keskin karnaysa (KNO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), unda qayta kristallahsh konsentrangan issiq eritmalarining sovitilishi bilan o'tkaziladi. Temperatura o'zgarishi bilan eruvchanlikning kam o'zgarishi holatida (NaCl), eritma holida bug'lantiriladi, so'ngra sovitiladi. Ajratilayotgan kristallarda boshlang'ich moddaga ko'ra qo'shimchalar kamroq bo'ladi, chunki eritma sovitilganda asosiy moddaga to'yingan bo'lib, qo'shimcha moddalarga to'yinmagan bo'ladi. Temperaturaning sekin pasaytirilishi natijasida katta kristallar hosil bo'ladi. Ularning o'sishi, boshqa moddalarning aralashmalari bo'lgan eritmaning oz-oz miqdorini «qo'shib olish» bilan boradi. Tez sovitilganda qo'shimchalardan holi bo'lgan mayda kristallar hosil bo'ladi. Qayta kristallahsh usuli bilan moddalarni tozalash uchun hisoblash misollarini ko'rib chiqamiz.

Sublimatlanish-bu qizdirilganda moddaning qattiq holatdan bevosita bug'ga (ya'ni suyuqlanmasdan turib) aylanishidir. Sublimatlanish yordamidagi moddalarni tozalash usuli qizdirilganda suyuqlanmasdan bug'ga o'tadigan, lekin sovitilganda uchuvchan bo'linagan aralashmalardan holi bo'lgan kristallarni hosil qiladigan qattiq moddalarga nisbatan ishlatilishi mumkin. Suyuqlikdagi qattiq aralashmalarni filrlash yordamida, erib ketgan moddalarni esa haydash yoki distillash yordamida tozalanadi.

Suyuqlaklarni mayda qattiq zarrachalardan ajratish uchun filrlash, ya'ni mayda g'ovakli jismlar-filtrlardan suyuqliknini o'tkazish qo'llaniladi. U suyuqliknini o'tkazib, o'zining sirtida mayda zarrachalarni ushlab qoladi. Filtrdan o'tkazilgan va qattiq qo'shimchalardan tozalangan suyuqlik filtrat deyiladi. Laboratoriya amaliyotiда ödatda filtr qog'ozdan yasalgan tekis va buklama filrlar ishlatiladi.

Tekis filtrni tayyorlash uchun to'rtburchak shakldagi filtr qog'oz varag'ini (46-rasm) olib, uni oldin ikkiga (1), so'ngra to'rtga (2) buklanadi. Buklangan to'rtburchakning bir burchagini qaychi bilan yoy bo'ylab (3)


temperatura pasayishi bilan keskin karnaysa (KNO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), unda qayta kristallash konsentrangan issiq eritmalarning sovitilishi bilan o'tkaziladi. Temperatura o'zgarishi bilan eruvchanlikning kam o'zgarishi holatida (NaCl), eritma holida bug'lantiriladi, so'ngra sovitiladi. Ajratilayotgan kristallarda boshlang'ich moddaga ko'ra qo'shimchalar kamroq bo'ladi, chunki eritma sovitilganda asosiy moddaga to'yingan bo'lib, qo'shimcha moddalarga to'yinmagan bo'ladi. Temperaturaning sekin pasaytirilishi natijasida katta kristallar hosil bo'ladi. Ularning o'sishi, boshqa moddalarning aralashmalari bo'lgan eritmaning oz-oz miqdorini «qo'shib olish» bilan boradi. Tez sovitilganda qo'shimchalardan holi bo'lgan mayda kristallar hosil bo'ladi. Qayta kristallash usuli bilan moddalarni tozalash uchun hisoblash misollarini ko'rib chiqamiz.

Sublimatlanish-bu qizdirilganda moddaning qattiq holatdan bevosita bug'ga (ya'ni suyuqlanmasdan turib) aylanishidir. Sublimatlanish yordamidagi moddalarni tozalash usuli qizdirilganda suyuqlanmasdan bug'ga o'tadigan, lekin sovitilganda uchuvchan bo'limgan aralashmalardan holi bo'lgan kristallarni hosil qiladigan qattiq moddalarga nisbatan ishlatalishi mumkin. Suyuqlikagi qattiq aralashmalarni filrlash yordamida, erib ketgan moddalarni esa haydash yoki distillash yordamida tozalanadi.


Suyuqlaklarni mayda qattiq zarrachalardan ajratish uchun **filrlash**, ya'ni mayda g'ovakli jismlar-filtrlardan suyuqlikni o'tkazish qo'llaniladi. U suyuqlikni o'tkazib, o'zining sirtida mayda zarrachalarni ushlab qoladi. Filtrdan o'tkazilgan va qattiq qo'shimchalardan tozalangan suyuqlik **filtrat** deyiladi. Laboratoriya amaliyotiда odatda filtr qog'ozdan yasalgan tekis va buklama filrlar ishlataladi.

Tekis filtrni tayyorlash uchun to'rtburchak shakldagi filtr qog'oz varag'ini (46-rasm) olib, uni oldin ikkiga (1), so'ngra to'rtga (2) buklanadi. Bukanlangan to'rtburchakning bir burchagini qaychi bilan yoy bo'ylab (3)


kesiladi, qog'ozning bir qavatini qolgan uch qavatdan barmoq bilan ajratiladi va ochiladi.



Rasm. 1. Tekis filtrni tayyorlash.



Rasm. 2. Bukkanlangan to'rtburchakning bir burchagini qaychi bilan yoy bo'ylab.





Konus (4) hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan filtrni voronkaning ichiga shunday joylashtiriladi, u voronkaning devorlariga mahkam yopishsin, so'ngra, barmoq bilan qog'ozni voronkaning shishasiga qisgan holda filtrni oz miqdordagi suv bilan namlanadi. Kimyoviy voronkalar konusining burchagi 60°C bo'lishi kerak, shunda ochilgan tekis filtr voronkaning devorlariga mahkam yopishadi. Agar burchak 60°C dan katta yoki kichik bo'lsa, voronkaning devori va filtrning orasida havo tirqishlari hosil bo'ladi, bu esa filrlashni sekinlashtiradi. Voronkaning trubkasi filrlash vaqtida suyuqlik bilan to'lgan bo'lishi kerak: agar unda havo puffakchalari qolgan bo'lsa, filrlash tezligi susayadi.

Filrlash tezligi temperaturaga bog'liq, chunki temperatura oshganda filtrning g'ovaklarida suyuqlikning ichki ishqalanishi kamayadi (masalan, suvning ichki ishqalanishi 100°C dan 0°C ga qaragandan 6 marta kam), shuning uchun, agar bu mumkin bo'lsa, suyuqliklarni issiq holda filrlash kerak.

Filrlash maydonini oshirish uchun **buklama filrlar** ishlataladi. Bukkanlangan to'rtburchakning bir burchagini qaychi bilan yoy bo'ylab (3)


tayoqcha orqali quyish kerak. Voronkani shunday o'rnatish kerakki, uning uchi filtratni yig'adigan idish devorlariga tegib tursin.

Issiq eritmani filtrlash kerak bo'lganda (masalan, tuzni qaytakristallash uchun) elektr yoki suv yordamida isitiladigan mahsus voronkalardan foydalilanadi. Elektr yordamida isitiladigan voronka-ichiga qizdiruvchi element joylashtirilgan ikki qavatli metall voronkadir.



Rasm. 6. Yuvgich: 1>tagi yassi kolba; 2-o'tmas burchak ostida egilgan trubka; 3-o'tkir burchak ostida egilgan trubka; 4-uchi cho'zilgan trubka.

Suv bilan isitiladigan voronka ikki qavatli metall devorli bo'lib, voronkaning ichki qismi bilan ulangan yonaki trubkadan iborat



Devorlar orasiga suv quyligan. Yonaki trubka suvni isitish uchun ishlataladi. Issiq holda filtrlash uchun ishlataladigan voronka ichiga qisqa trubkali va buklama filtrlili oddiy shisha voronka joylashtiriladi. shisha voronka isigandan so'ng, tagiga keng stakan (yoki kristallizator) qo'yiladi, va xamma vaqt oz miqdordagi issiq suyuqlikni shisha tayoqcha orqali quyib turgan holda filtrlanadi.

Ko'pincha vakuum ostida filtrlash o'tkaziladi. Bunday filtrlashni so'rib olish deb ham ataladi. So'rib olishni filtrlashni tezlashtirish va eritmani cho'kmadan to'liq ajratib olish uchun ishlataladi. Bu ishni bajarish uchun 50 rasmda ko'rsatilgan asbob yig'iladi.

U Byunzen kolbasi-1, Byuxnerning chinni voronkasi-2, himoya idishi-3 va suvli vakuum-nasos-4-dan iborat. So'rib olish uchun Bryuxnerning chinni voronkasi hajmi cho'kmaning miqdoriga qarab tanlanadi. Cho'kma qancha ko'p bo'lsa, voronkaning hajmi shuncha katta bo'lishi kerak. Himoya idishini qo'yish zarur, chunki u suvli nasosdan suvni kalbaga otilib tushishidan saqlaydi. Vodoproyoddagi suv bosimining o'zgarishi tufayli suvning o'tishi sodir bo'lishi mumkin. Bunday hollarda himoya idishi va kolbani ajratish kerak va ularni idishdag'i suv to'liq ketib bo'lgach ulash kerak. Voronka 2 ning

to'rsimon tubiga ikkita dumaloq filtr qog'oz qo'yiladi. Bu filtrlarni qirqib olish uchun, voronkaning ustiga filtr qog'ozning ikkita varag'i qo'yiladi va ustidan kaft bilan zinch bosiladi, so'ngra bitta filtr qog'ozni belgilangan chiziq ustidan, ikkinchisini-chiziqdandan 3-4 mm ga kam qilib qirqiladi. Voronkaning tubiga oldin kichik, so'ngra katta diametrdag'i filtr qo'yiladi, usti distillangan suv bilan namlanadi, qog'ozning uchi voronkaning devorlariga yopishtiladi, asbob nasosga qo'shiladi va nasos ishlatiladi. Filtlar voronkaning tubi va devorlariga zinch yopishib qolishi kerak. Filtrlashdan oldin kolba ajratiladi, voronkaga cho'kmali suyuqlik quyiladi va asbobga qayta ulanadi.

Filtrashda cho'kmani voronkani to'ldirib yuborishi, kolbada yig'ilayotgan filtrat esa himoya idishini kolba bilan ulangan trubkagacha to'lib ketishi mumkin emas. Agar filtrat ko'p yig'ilgan bo'lsa, filtrashni to'xtatib, kolbani bo'shatgandan so'ng ishni davom ettirish kerak. Filtrashni to'xtatish uchun suv nasosini oldin o'chirish mumkin emas, chunki suv kolbaga otilib o'tishi mumkin. Kolbani ehtiyyotlik bilan himoya idishidan ajratib, so'ngra nasosning kranini berkitish kerak. Oz miqdorda qolga eritmani voronkaning tubiga toza shisha probka bilan cho'kmani siqish orqali chiqarish mumkin (nasos o'chirilmaganda). Voronkadan eritma tomchilari tushishi to'xtagandan so'ng so'rib olishni to'xtatish mumkin.

Qiyin eruvchi tuz holatidagi cho'kmani Byuxner voronkasida uning kristallari ustidagi eritmani ketkazish uchun distillangan suv bilan yuvish mumkin. Buning uchun yuvgich ishlatiladi.

U tagi yassi kolba 1, o'tmas burchak ostida egilgan kalta trubka 2, o'tkir burchak ostida egilgan uzun trubka 3 va bir uchi cho'zinchoq kalta to'g'ri trubka 4 dan iborat. To'g'ri trubka 4 uzun trubka 3 bilan rezina trubka orqali ulanadi. Yuvgichga suv quyiladi (yarmidan ko'proq) va uni trubkali probka bilan yopiladi. Trubka 2 orqali og'iz bilan havoning puffaklanishi natijasida kolbaning ichida yuqori bosim hosil bo'ladi va cho'zinchoq trubka orqali suv

ingichka kuchli oqim bo'lib quyiladi. Shuningdek, yuvgich kimyoviy idishlarni chayish, eritmalarni suyultirish va x.k. uchun ishlatidi.

Cho'kmanni filtrlash va yuvish tugaganidan so'ng kolbani nasosdan ajratiladi, voronkani kolbadan olinadi, to'ncariladi va voronkaning devorlariga qo'lning yengil zarblar bilan uriladi; cho'kma filtr qog'oz yoki tayyorlab qo'yilgan idishga tushiriladi.

Odatda oddiy filtrlar cho'kmanni keyingi ishlari uchuri saqlashda ishlatiladi. Bu filtrlardan cho'kmanni ajratib olish oson bo'lgani uchun ham ular ko'p qo'llaniladi. Aksincha, agar keyingi ishlarda faqat eritma ishlatilsa, unda buklama filtrlar ishlatiladi; bunda filrtlash tezligi yuqori bo'ladi; chunki filrtlash yuzasi katta.

Odatda ikki xil filrtlash usuli qo'llaniladi: suyuqliknin cho'kma bilan filtrga o'tkazish, yoki cho'kmadan suyuqliknin filtrga quyib olish (dekantatsiya). Birinchi holatda suyuqliknin cho'kma bilan aralashtiladi va shisha tayoqcha orqali filtrga quyiladi (52 rasm), filtrni to'ldirishda suyuqliknin sathi filtrning chekasidan 2-3 mm pastda bo'lishi kerak. Ikkinci holatda suyuqlik boshqa idishga to'liq quyib olinib, cho'kma idishning tagida qoladi.

Sachrab ketishning oldini olish uchun voronkaning uchi filtrat yig'ilayotgan idishning devorlariga tegib turishi kerak. Suyuqlik filrlab bo'lingandan so'ng cho'kma yuviladi.

Kaliy dixromatni qayta kristallahash

Kerakli jixozlar: *texno-kimyoviy tarozi, termometr, o'lchov silindri, voronka, issiq filtr, stakanlar, probirkalar, shisha tayoqcha, spirit lampasi, Byuxner voronkasi, quritish shkafi, Byunzen kolbasi, shtativ.*

Kerakli reaktivlar: $K_2Cr_2O_7$, *distillangan suv, HCl, Ba(NO_3)_2*.

Kaliy dixromat $K_2Cr_2O_7$ ko'pincha kaliy sulfat aralashmasini tutadi, uni qayta kristallahash orqali tozalash mumkin. Texnik kimyoviy tarozida 9 gramm kaliy dixromat tortib oling va kimyoviy stakanga soling. 80°C da to'yinadigan

eritma hosil qilish uchun qo'shiladigan suv hajmini hisoblab toping. O'lchov silindri bilan suvni o'lchab oling va uni tortib olingen tuz solingen stakanga quying. Tayyorlangan stakandagi eritmani shisha tayoqcha yordamida aralashtirgan holda qaynaguncha qizdiring. Agar hosil bo'lgan eritmada erimay qolgan qo'shimchalar bo'lsa, unda eritmani issiq holda filtrlash voronkasidan foydalanib filtrlash kerak. Issiq eritmali stakanni sovuq suv solingen idishda sovuting. Sovutilgan eritmaning temperaturasini o'lchang. Hosil bo'lgan kristallarni Byuxner voronkasida filtrlab oling, filtr qog'oz bilan quriting va 100°C gacha qizdirilgan quritish shkafiga 30-40 daqiqaga qo'ying. Sovutilgandan so'ng hosil bo'lgan dixromatni torting. Unumini nazariyga nisbatan foizda hisoblang. Tozalangan tuz va eritmasida ulardagi kaliy sulfatni bor yoki yo'qligini tekshiring. Bunda hosil bo'lgan eritmalarga SO_4^{2-} ioniga mos reaktivdan tashqari 1-2 tomchi xlorid kislota qo'shing. (Xlorid kislota bariy sulfat bilan birga bariy xromat cho'kmaga tushmasligi uchun solinadi). Qayta kristallah usuli bilan kaliy dixomatning tozalik darajasi haqida xulosa chiqaring.

Sublimatlanish (Ish mo'rili shkafda bajarilsin).

Kerakli jixozlar: *texno-kimyoiy tarozi, chinni kosacha, konussimon kolba, asbest to'r, shisha tayoqcha, spirit lampasi, shtativ.*

Kerakli reaktivlar: *kristall yod, KJ, CaO.*

Yod ko'pincha namlik va quyidagi moddalarni-iod (I) xloridi ICl , yod (I) bromidi IBr , yod (III) xloridi ICl_3 , va b. tutadi. Ushbu aralashmalardan yodni tozalash uchun kaliy yodid va kaltsiy oksid ishtirokida sublimatlanish o'tkaziladi. Tarozida 1 g kristall holdagi yodni, kaliy yodid va 0,5 g kaltsiy oksidlarni oling. Barcha moddalarni chinni kosachaga soling va shisha tayoqcha bilan aralashtiring. Kosachani $1/3$ qismi sovuq suv bilan to'ldirilgan konussimon kolba bilan yoping. Kosachani asbest setkaga qo'ying va ehtiyyotlik bilan qizdiring. Sublimatlangan yod kristallarini kolbaning tashqi devorlaridan

shisha tayoqcha bilan sidirib oling va torting. Yodning foizdagi unumini hisoblang.


Suvni haydash (distillash).

Kerakli jixozlar: *Vyurts kolbas, sovitgich, allonj, termometr, komussimon kolba, soat oynasi, asbest to'r, spirit lampasi, shtativ.*

Kerakli reaktivlar: *vodoprovod suvi, mis kuporosi.*

Suyuqliklarni haydash uch turga bo'linadi: normal bosimda, kamaytirilgan bosimda va suv bug'i bilan haydash. Qizdirilganda hech qanday o'zgarishlarga uchramaydigan moddalar yoki tozalanayotganda yuqori qaynash temperaturasiga ega bo'limgan suyuqliklarni haydash uchun normal bosimda haydash usullaridan foydalaniladi.

Asbob Vyurs kolbasi, sovitgich va yig'uvchi kolbadan iborat. Vyurs kolbasining 1/3 qismiga vodoprovod suvidan quying va mis kuporosi eritmasidan oz miqdorda qo'shing.



Moddalarni haydash jarayoni

kavsharlangan shisha kapilyalaridan bir nechtasini soling. Kolbani lapka yordamida shtativga o'rnating, kolbaning tagiga asbestlangan setkali dumaloq tutqichni mahkamlang. Boshqa shtativga sovitgichni o'rnating. Kolbaning o'tkazuvchi trubkasini sovitgichning ichiga 4-5 sm ga (probkani ham hisoblaganda) mahkam holda birlashtiring. Sovitgichni suv bilan to'ldiring. Kolbani termometr tiqilgan probka bilan shunday yopingki, termometrning

simobli sharchasi kolbening o'tkazuvchi trubkasidan pastroqda bo'lsin. Asbob yig'ilgandan so'ng termometr to'g'ri turganligini va probkalar to'g'ri tanlanganligini tekshirib ko'ring. Shundan so'ng distillat uchun yig'uvchi kolbani qo'ying va eritmani qaynaguncha qizdiring. 5-10 ml suvni haydab oling. Uning xossalari bilan tanishing. Buning uchun soat shishasiga olingen distillangan suvning bir necha tomchisini tomizing va gorelka bilan bug'lating. Boshqa idishda shunday tajribani boshlang'ich suyuqlik bilan o'tkazing.


Organik moddalarni ajratish va tozalash usullari

Mashg'uoltan maqsad: Organik moddalarni ajratib olish va tozalashning eng muhim usullari: ekstraksiya, kristallga tushirish, sublimatsiya, haydash va yupqa qatlam xromatografiya usullari bilan tanishishdan iborat.

1-tajriba. Anilinning ekstraksiya usulida ajratish

Asbob va reaktivlar: Ajratish voronkasi, stakanlar (50 va 100ml), filtr qog'oz, voronka, anilinni to'yigan suvli eritmasi, xloroform, suvsiz potash.

Ish tartibi. 20ml anilinning suvdagi to'yigan eritmasidan (100g suvda 18°C da 3,5g anilin eritiladi) sig'imi 100ml bo'lgan ajratish voronkasiga quyying va uning ustiga 10ml xloroform (yoki dixloretan) qo'shing. Voronkaning qopqog'ini yopib sekin-asta chayqating va vaqt-i-vaqt bilan voronka ichida hosil bo'lgan bosimni voronkaning jo'mragini yuqoriga qaratgan holda ochib chiqaring. So'ngra voronkani shtativga o'rnatib, undagi aralashmani bir oz tindiring. Bunda pastki xloroform qavatini voronka jo'mragi orqali toza kolbag'a soling. Voronkada qolgan suvli ekstrakt shu tarzda ikki marta ekstraksiya qilinadi. Xloroformli estraktlarni birlashtiring va suvsiz K_2CO_3 solish bilan quriting. So'ngra ekstraktni filrlab haydash usuli orqali anilinni tozalang.




Ajratish voronkalari Savol va topshiriqlar

- Moddarining tozalashni ekstraksiya usuli mohiyatini tushintiring. Undan qanday holatda foydalanish mumkin?
- Ozroq fenol aralashgan anilinni qanday oddiy ekstraksiya usulida ajratish mumkin?
- Benzol va anilin aralashmasi bor. Haydash usulidan foydalanmay turib shu aralashmadan qanday qilib benzolni ajratib olish mumkin?

2-tajriba. Benzoy kislotani suvda qayta kristallahash


Asbob va reaktivlar: Byuxner voronkasi, filtr qog'oz, voronka, suvli so'rg'ich, stakanlar (50 va 100ml), texnik benzoy kislota. Moddalarning tozalashni qayta kristallahash usuli moddalar eruvchanligini har xilliga asoslangan.

Ish tartibi. 100ml sig'imli stakanga 1g texnik benzoy kislota, 50ml suv soling va aralashmani kislota eriguncha shisha tayoqcha bilan aralashdirib turgan holda qizdiring. Hosil bo'lgan qaynoq eritmani tezda filrlab, filtratni soviting. Bunda benzoy kislotaning ninasimon rangsiz kristallari cho'kmaga tushadi. Bu kristallarni Byuxner voronkasida ajratib, filtr qog'oz orasiga olib siqib quriting va suyuqlanish temperaturasini aniqlang. Toza benzoy kislotaning suyuqlanish temperaturasi 121-122°C.



filtr qog'oz

Byuxner voronkasi



Vacuum ostida filtrlash asbobi

Savol va topshiriqlar

- Qattiq moddalarni (benzoy kislota misolida) qayta kristallahash usuli bo'yicha tozalashning ish uslubini bayon qiling.
- Qaynov benzoy kislota eritmasini filrlaganda yassi filtr o'rniga burama filtrdan foydalanishni afzalligi nimada?


3. Filtratni sovitishda nima uchun uni aralashtirib va ishqalab turish kerak?

4. Qayta kristallangan toza benzoy kislotaning unumini (% hisobida) hisoblang. Unum miqdorini ko'paytirish mumkinmi?

3-tajriba. Naftalinni sublimatsiya usuli bilan tozalash

Asbob va reaktivlar: stakan, kolba, soat oynasi, kapilyar nay, suyuq lanish temperaturasini aniqlash asbobi, texnik naftalin, muizli suv.

Ish tartibi. 250ml sig'imli burunsiz kimyoviy stakanga 1g atrofida naftalin solib, stakanni muizli suv solingen tubi dumaloq kolba bilan berkiting va sekin-asta qizdiring. Bunda kolbaning sovuq tubida naftalining ignasimon kristallari hosil bo'ladi. Sublimatlangan bu kristallarni shpatel yordamida qirib soat oynasiga oling va suyuqlanish temperaturasini aniqlang. Toza naftalining t_{suyuq} = 80°C.



Savol va topshiriqlar

sublimatsiya qilish asbobi

1. Qattiq moddalarni (naftalin misolida) tozalashning sublimatsiya usulining mohiyatini tushuntiring.
2. Sublimatsiyalash va qayta kristallash yo'li bilan tozalash usullari va shakli nima bilan farq qiladi?
3. Barcha qattiq moddalarni sublimatsiya usulida tozalash mumkinmi?


4-tajriba. Benzol va ksilol aralashmasini fraksiyalarga bo'lib haydash usuli bilan ajratish

Asbob va reaktivlar: shtativ, haydash kolbasi(150ml), deflegmator, termometr, sovitgich, alonj, kolba yoki stakanlar(50ml), benzol, toluol va o-, m-, p-ksilollar.


Ish tartibi. 150ml sig'imli haydash kolbasiga 50ml benzol($t_{o'qyn}=80^{\circ}\text{C}$) va 50ml ksilol (o -, m -, p -ksilol aralashmasining $t_{o'qyn}=138-141^{\circ}\text{S}$) dan quyib, aralashmaga bir necha chinni bo'lakchalarni soling va rasmda ko'rsatilgandek asbob yig'ing.

Haydash kolbasidagi aralashmani sekin-asta qizdiring. Temperatura 80°C ga yetganda suyuqlik haydala boshlaydi. Kolbani shunday qizdirish kerakki, har sekundda yig'gich kolbaga bir tomchi suyuqlik tushsin. Haydash jarayoniда 3ta yig'gich idish olib, birinchisiga 80-100°Cda haydaladigan fraksiya, ikkinchisiga 100-120°Cda va uchinchisiga 120-141°Cda haydaladigan fraksiyalarni yig'ing.

1 fraksiya asosan benzoldan, 2 fraksiya benzol va ksilol aralashmasidan, 3 fraksiya esa asosan ksiloldan iborat bo'ladi. Ajratib olingen bu 1 va 3 fraksiyalarni yana qayta haydab, toza benzol va ksilol fraksiyalarini ajratib olish



Oddiy haydash asbobi
Savol va topshiriqlar



Rotor bug'latuvchi

?

Nazorat savollari

1. Gomogen, geterogen aralashmalar va sof moddalat haqida ma'lumot bering?
2. Sublimatsiya va qayta kristallash nima?
3. Moddalarni tozalashning haydash usuli haqida izoh bering?
4. Suyuq moddalarni haydab tozalash usullarini bayon qiling.
5. Atmosfera bosimida benzol bilan ksilol misolida fraksiyalarga bo'lib haydashning mohiyatini va ishlash uslubini tushuntiring. Qanday hollarda organik moddalarni vakuum ostida va suv bug'i yordamida haydaladi.

Laboratoriya ishi: Modda massasining saqlanish qonuni va elementlarning kimyoviy ekvivalentlariga oid tajribalar. Kimyoviy ekvivalentlarini aniqlash.

Reja!!!

1. Modda massasining saqlanish qonuni.
2. Ekvivalentik qonuni.
3. Metall ekvivalentini siqib chiqarish usuli bilan aniqlash

1748-yilda rus olimi M.V.Lomonosov ham og'zi payvandlangan kolba — retortada tajriba olib borib, bu hodisani izohlashga harakat qilgan. 1772—1789-yillarda fransuz olimi A.Lavuaze ham yopiq idishda olib borilgan tajribalarda umumiy massa o'zgarmasligini kuzatgan va bu o'ziga xos yangilik — yangi qonun ekanligini tushunib yetgan. Shunday qilib, tabiatning asosiy qonunlaridan biri — massaning saqlanish qonuni ochilgan.

• Kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan moddalarning umumiy massasi reaksiya mahsulotlari umumiy massasiga teng.

A.Lavuaze bu qonun asosida muhim xulosa chiqarib, reaksiyada qatnashayotgan har bir element atomi massasi reaksiya davomida o'zgarmasligini ta'kidlagan. Bu esa kimyoviy reaksiyada bir element atomining boshqa element atomiga aylanib ketmasligini bildiradi.

Kimyoviy reaksiyalarda atomlar yo'qolib ketmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi, atomlarning umumiy soni o'zgarmaydi. Har bir atom massasi kimyoviy reaksiyalarda o'zgarishsiz qoladi, shuning uchun moddalarning umumiy massasi ham o'zgarmasdan qoladi.

Bu qonun tabiatning eng muhim qonunlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Ushbu qonun biz tabiatda iste'molchi emas, o'zgartiruvchi ekanligimizni ko'rsatadi. Yer qa'ridan temir radalari qazib olib, zaruriy buyumlar tayyorlanganda planetamizdagi temir atomlari soni kamaymaydi, balki temir keyinchalik qayta tiklash umuman qiyin bo'ladigan shakllarga o'tkaziladi. Masalan, temirdan yasalgan buyumlar zanglab, sarflangan temirning 50% ini ham qaytarib olish imkonini bermay qo'yadi. Albatta, zarur energiya sarf qilib, har qanday kimyoviy o'zgarishni amalga oshirish mumkin. Ma'lumki, energiya zaxirasi ham cheksiz emas. Shuning uchun energiya va moddiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish lozim. Demak, massaning saqlanish qonuni tabiatning asosiy qonuni — materiya va harakatning saqlanish qonunining

xususiy ko'rinishi bo'lib, moddalar yo'qdan bor bo'lmaydi, bordan yo'q bo'lmaydi, faqat bir turdan ikkinchisiga o'zgaradi.

Ekvivalentik qonuni.

- Ekvivalent — teng qiymatli demakdir.

Tarkibning doimiylik qonuniga ko'ra, birikmalar hosil bo'lishida uning tarkibiy qismlari bir-biri bilan qat'iy miqdoriy nisbatlarda birikadi.

Shuning uchun kimyoda ekvivalent va ekvivalent massa degan tushunchalar muhim ahamiyatga ega.

- Elementning ekvivalentligi deb, 1 mol vodorod atomlari bilan birikadigan yoki kimyoviy reaksiyalarda shuncha vodorod atomlarining o'rnini oladigan miqdoriga aytildi.

- Elementning 1 ekvivalenti massasi uning ekvivalent massasi deb ataladi (vodorod uchun 1 g).

Ekvivalent va ekvivalent massani odatda birikmalarning tarkibini o'rganib, bir elementning o'rmini boshqa elementdan qanchasi egallashini tekshirib aniqlanadi. Buning uchun albatta shu elementning vodorodli birikmasidan foydalanish shart emas. Ekvivalenti aniq bo'lgan boshqa element bilan birikmasidan ham foydalanish mumkin.

Ko'p elementlar turli nisbatlarda bir-biri bilan birikib, bir nechta birikma hosil qiladi. Demak, elementlar qaysi birikmada qancha miqdorda bo'lishiga qarab hisoblangan ekvivalentligi va ekvivalent massasi turlicha qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Shunday hollarda ayni bir elementning turli birikmalardagi ekvivalenti (ekvivalent massasi) bir-biriga nisbatan uncha katta bo'lмаган butun sonlardan iborat bo'ladi. Uglerodning ikki birikmasi bo'lgan is gazi — CO va karbonat angidridi — CO₂ da uning ekvivalent massasi mos ravishda 6 g/mol va 3 g/mol, ularning nisbati esa 2:1 ni tashkil etadi.

- Murakkab moddaning ekvivalenti uning 1 ekvivalent vodorod bilan qoldiqsiz ta'sirlashadigan yoki boshqa har qanday moddaning bir ekvivalenti bilan ta'sirlashadigan miqdoridir.


Demak, moddalar ularning ekvivalentlariga mos ravishda o'zaro ta'sirlashadilar. Bu ekvivalentlik qonuni deb ataladi:

- Moddalar bir-biri bilan ularning ekvivalentlariga proporsional miqdorlarda ta'sirlashadilar.*

- O'zaro ta'sirlashayotgan moddalar massalari (hajmlari) ularning ekvivalent massalariga (hajmiga) proporsionaldir.*

- Ekvivalent hajm — moddaning 1 ekvivalenti egallaydigan hajm bo'lib, gazsimon holat uchun qo'llanadi (1 ekvivalent hajm H — 11,21/mol, O — 5,61/mol).

Metall ekvivalentini siqib chiqarish usuli bilan aniqlash



Rasmdagidek asbob yig'ing, asbob byuretka (50 ml), rezina probka, voronka va probirka bilan ulanib shtativga mahkamlanadi. Byuretka va probirka ichidan shisha trubka o'tkazilgan probkalar bilan berkitiladi va asbob germetikligi tekshiriladi. Buning uchun byuretkaga uni voronka bilan ulab turgan rezina trubkasi bilan birga suv solinadi. So'ngra byuretkani probka bilan berkitib probirka bilan ulanadi va byuretkadagi suvning sathi belgilab olinadi. SHtativning halqasi bo'shatilib voronkadan pastroqqa tushiramiz. Agar asbob germetik bo'lsa, voronkani tushirishdan dastlabgi daqiqasidan

bilan berkitib probirka bilan ulanadi va byuretkadagi suvning sathi belgilab olinadi. SHtativning halqasi bo'shatilib voronkadan pastroqqa tushiramiz. Agar asbob germetik bo'lsa, voronkani tushirishdan dastlabgi daqiqasidan

byuretkadagi suvning sathi biroz pasayada, so'ngra o'zgarishsiz qoladi. Agar suvning sathi to'xtovsiz pasayib borsa, bu asbobning havo o'tkazayotganini bildiradi. Shu sababli uni yig'ishda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tuzatish kerak bo'ladi. Mg 0,03 gr o'lchab olinadi. Probirkadagi probkani chiqarib, voronkani haraka'tlash orqali byuretkadagi suvning sathi belgilab olinadi. 5 ml sulfat kislota (suyultirilgan kislota) o'lchab olib eritmani voronka orqali probirkaga quyiladi. Magniy probirkaning quruq devoriga sulfat bilan kislota eritmasiga tegmaydigan qilib joylashtiriladi. Probirkani asbobga probka orqali ulanadi va voronkani haraka'tlash orqali byuretka, voronkadagi suv bir hil sathga keltiriladi. Magniy lentasini sulfat kislotaga tushurib reaksiya tugagandan keyin probirkani xona temperaturasigacha sovutiladi. So'ngra byuretka va voronkadagi suvni yana bir hil sathga keltiriladi, byuretkadagi suvning sathi yozib olinadi. Tajriba paytidagi suvning sathini belgilab olib barometr ko'rsatkichi yozib qo'yiladi.

Kuzatishlarni yozish tartibi:

Magniyning massasi

Temperatura

Atmasfera bosimi

To'yingan suv bug'i bosimi

Byuretkadagi suvning reaksiyadan oldingi sathi

Byuretkadagi suvning reaksiyadan keyingi sathi

Natijalarni qayta ishlash

1. Temperatura va bosimda magniy tomonidan siqib chiqarilgan vodorodning hajmi hisoblab topiladi.

2. Vodorodning partsial bosimi hisoblab topiladi

$$P_{H_2} = P_{atm} - P_{suv\ bug'}$$


$$PV/T = P_0V_0/T_0$$


3. Vodorodning topilgan hajmi normal sharoitga keltiriladi. Buning uchun gazlarning holat tenglamasidan foydalaniladi. Hisoblashda vodorodni suv bug'i ustida yig'ilishini etiborga olib, tenglamaga atmosfera bosimi emas vodorod bosimi qo'yilishini esdan chiqarmang.
4. Reaksiyada ajralib chiqqan vodorodning massasi hisoblab topiladi.
- $$5. m(Mg)/m(H_2) = E(Mg)/E(H_2) \quad m(H_2) = V_0 M / 22,4$$
6. Tajribani absolyut va nisbiy xatoligini aniqlash $A=12-11=1 \quad X=A/12\%$
- Savol va mashiqlar.**
- 4,56g magniy yonganda 7,56g magniy oksid xosil buladi. Magniyni ekvivalentini aniqlang.
 - 0,0547 g metall kislotada eritilganda (n.sh. da) 50,4 ml vodorod ajralib chikkan. Metall ekvivalentini xisoblang.
 - Bir element oksidining tarkibida shu element 46,7% ni tashkil etadi va uning bir atomiga ikki atom kislorod tugri keladi. Element atom massasi va ekvivalentini xisoblab toping.
 - 0,1008 g metall oksidi kizdirilganda 0,04 g kislorod ajralib chiqqan. Shu metall ekvivalentini toping.
 - 5,4 g metallni eritish uchun ekvivalenti 36,5 ga teng bulgan xlorid kislotadan 21,9 g sarf buldi. Metall ekvivalenti xamda metallni eritish vaktida ajralib chikkan vodorod xajmini aniqlang.
 - 0,4755 g ishkoriy neytrallash uchun 0,535 g nitrat kislota sarf bo'lgan. Ishkor ekvivalentini aniqlang.
 - 1,8 g metall oksidini kaytarish uchun 840 ml vodorod sarf buldi. Metall va uning oksidi ekvivalentini toping.
 - Temir xlorid tarkibida 34,43% temir bor, xlorning ekvivalenti 35,453 ga teng. Birikmadagi temirning ekvivalentini aniqlang.
 - Slyuda tarkibida 11,8% K_2O , 38,2% Al_2O_3 , 45,5% SiO_2 va 4,5% H_2O bor. Slyuda formulasini toping.

- Tarkibida 39,14% uglerod, 8,7% vodorod va 52,16% kislorod bor bulgan modda bugining vodorodga nisbatan zichligi 46 ga teng. SHu kiymatdan foydalanib birikmaning formulasini aniqlang.
- 0,15 g uglevodorod yonganda (bugining xavoga nisbatan zichligi 1,04 ga teng) normal sharoitda 224 ml SO_2 xosil buldi. Uglevodorodning formulasini toping.
- 4,6 g organik moddaning tulik yonishidan 8,8 g SO_2 va 5,4 g N_2O xosil buldi. Bu modda bugining 1 litri 2,054 g ga teng bulsa, uning molekulyar formulasini toping.
- 4 ta tuyinmagan uglevodorodlar bir xil foiz tarkibga ega: C-85,7%, H-14,3%. Shu uglevodorodlarning xavoga nisbatan zichliklari tegishlichcha 0,966; 1,4473; 1,931 va 2,4138 bulsa, shu gazlarning formulalarini keltirib chikaring.
- Ishkoriy metall xloridining eritmasi elektroliz kilinganda 1,02 g ishkor va 112 l xlor ajralib chikdi. Ishkoriy metall nomini va uning ekvivalentini aniqlang.
- Tarkibida 24 g FeS_2 va 44 g FeS bulgan aralashmadan kancha (g) temir olish mumkin?
- Massasi 9,6 g bulgan element, massasi 6,4 g bulgan kislorod bilan birikib EO tarkibli oksid xosil kildi. Bu kanday element ekanligini aniqlang.

Laboratoriya ishi: Asoslarning olinishi va kimyoviy xossalariiga oid tajribalar Reja:


- Asoslarning olinishi.
 - Asoslarning kimyoviy xossalari bilan tanishadilar.
 - Kimyoviy xossalariiga oid tajribalar bajaradilar.
- Olinishi.** 1. Ishkoriy va ishqoriy-yer metallarining suv bilan ta'sirlashishi natijasida olinadi:








Na ga suv ta'siri; KOH ning hosil bo'lishi va uning indikatorga ta'siri

2. Ishqoriy va ishqoriy-yer metallari oksidlarining suv bilan ta'sirlashishi natijasida olinadi:



3. Suvda erimaydigan asoslar tuzlarning suvdagi eritmasining ishqor bilan ta'sirlashishi natijasida olinadi:



Kimyoiy xossalari.







1. Suvda eriydigan asoslar ko'p indikatorlar rangini o'zgartiradi. Masalan, fenolftaleinning suv-spirtlari eritmasi har qanday suvda eruvchi asos ta'sirida






Indikatorlar rang ko'rsatgichi

pushti rangga kiradi.

2. Asoslar kislotalar bilan ta'sirlashib, tuz va suv hosil qiladi (bu reaksiya neytrallanish reaksiyasiga deb ataladi):




1. Asoslar kislotali oksidlar bilan ta'sirlashadi va tuz va suv hosil qiladi (bu reaksiya ham neytrallanish reaksiyasiga misol bo'ladidi):






3. Ishqorlar tuzlar bilan ta'sirlashadi va yangi asos hamda tuz (sharoitga qarab o'rta yoki asosli) hosil qiladi:




A) o'rta tuz





B) asosli tuz



4. Asoslardan amfoter oksid va amfoter gidroksidlar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil kiladi:



5. Ishqorlar yuqori haroratga chidamli bo'ladi. Masalan, NaOH 1400°C da parchalanmasdan qaynaydi. Asoslarning ko'pchiligi qizdirilganda metall oksidi va suvg'a parchalanadi:



Asos eritmasiga qizil lakmus qog'oz tushirsak, u ko'karadi fenolftalein eritmasidan bir-ikki tomchi tomizsak, eritma pushti rangga kiradi. Metiloranj eritmasidan tomizsak, eritma sariq rangga kiradi.

Asoslarning olinishi


1. Erimaydigan asoslarni olish

Laboratoriya da mavjud bo'lgan reaktivlardan ishqor bilan ta'sirlashib suvda erimaydigan asoslardan hosil qiladigan 4 ta tuz eritmasini tanlang. Asoslarni oling va ularni rangiga e'tibor bering. Reaksiya tenglamalarini molekulyar va ionli ko'rinishda yozing. Olingan asoslarning qaysilari amfoter xossaga ega bo'lishini tekshiring.

2. Ervchan asoslarni olish

Ikkita usul bilan Ca(OH)₂ asosini oling. Muhit reaksiyasini indikator bilan tekshiring, kuzatishlarni va reaksiya tenglamalarini yozing.

Temir (II) gidroksidini olinishi va xossalari.



Asoslarning olinishiga oid tajribalar

a) Temir qirindilaridan (ortiqcha xolda) va suytirilgan H₂SO₄ yordamida temir(II) sulfat eritmasini tayyorlang. probirkaga 3-4 ml tayyorlangan eritmadan soling va unga NaOH eritmasidan soling. Oq rangli temir (II) hidroksidi cho'kmasini xosil bo'lislini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing. Nima uchun cho'kmani ranggi xavoda o'zgarishini tushuntiring. Reaksiya tenglamalarini yozing

Asoslarning kimyoiy xossalari.

1. *Asoslarga kislotali oksidlarning ta'siri.* Probirkaga bariy hidroksid Ba(OH)₂ eritmasidan 5 ml soling. Kipp apparatidan olinadigan CO₂ gazini undan o'tkazing.

Nima kuzatiladi? Reaksiya tenglamasini yozing.

2. Neytrallanish reaksiyasi. Kolabaga 10ml 1% li xlорид kislotadan pipetka orqali quying va unga 3-4 tomchi fenolftoleyn aralashtiring. Kolbani byuretka tagiga keltirib 1% li natriy ishqor eritmasidan asta-sekin 8-9ml quying. Shundan so'ng eritmaning rangi o'zgarguncha ishqordan tomchilab quying. 10ml 1% li hlorid kislotasi uchun qancha natriy ishqori sarflanganligini hisoblang.

Neytrallanish reaksiya tenglamasini yozing.

Nazorat savollari

1. Asoslarga ta'rif bering?

2. Suvda eriydigan va kam eriydigan asoslarning olinishi reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring?

3. Asoslarning kimyoiy xossalariiga oid reaksiya tenglamalarini yozing va tushuntiring?

Laboratoriya ishi: Kislotalarning olinishi va kimyoiy xossalariiga oid tajribalar

Reja:






1. Kislotalar haqida umumiy tushuncha.

2. Kislotalarning olinish usullari bilan tanish.

3. Olinish usullariga oid tajribalar bajarish.

Kislotalar.

Kislotalar – vodorod atomlari va kislotaq qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddalar. (Elektrolitik disotsiatsiya nazariyasiga asosan kislotalar – disotsailanganda kationlar sifatida faqat H^+ ionlarini hosil qiladigan murakkab moddalardir).

HCl	HNO ₃	H ₂ SO ₄	H ₃ PO ₄
$H - Cl$			
Xlorid kislotasi	Nitrat kislotasi	Sulfat kislotasi	Ortofosfat kislotasi
			
Xlorat kislotasi molekulasing tuzilishi	Nitrat kislotasi molekulasing tuzilishi	Sulfat kislotasi molekulasing tuzilishi	Ortofosfat kislotasi molekulasing tuzilishi


Kislorodsiz:		Tuzining nomi
HCl – xlorid	Bir asosli	xlorid
HBr – bromid	Bir asosli	bromid
HI – yodid	Bir asosli	yodid
HF – ftorid (plavik)	Bir asosli	ftorid
H ₂ S – sulfid	Ikki asosli	sulfid
Kislorodli:		
HNO ₃ – nitrat	Bir asosli	Nitrat

H_2SO_3 – sulfit	ikki asosli	Sulfit
H_2SO_4 – sulfat	ikki asosli	Sulfat
H_2CO_3 – karbonat	ikki asosli	Karbonat
H_2SiO_3 – silikat	ikki asosli	Silikat
H_3PO_4 – ortofosfat	uch asosli	Ortوفосфат


Kislotalar quyidagi usullar bilan hosil qilinishi mumkin:

1. Bazi metanolloidlarni vodorod bilan biriktirib, hosil bo'lgan mahsulotni suvda eritish: masalan, xlorning vodorod bilan birikishidan vodorod xlorid hosil bo'ladi, bu gazning suvdagi eritmasi xlorid kislotalidir;

2. Kislotali oksidlarga (angdridlarga) suv biriktirish; masalan:



3. Tuz bilan kislotani o'zaro ta'sir ettirish; masalan:




Birinchi usul bilan faqat kislorodsiz kislotalar olish mumkin.

Ikkinci usul bilan faqat kislordi kislotalar olishda foydalaniladi. Uchinchi usul bilan kislordi kislotalar olishda ham, kislorodsiz kislotalar olishda ham foydalaniladi.

Kimyoiy xossalari

Metallarning faollik qatorida vodoroddan chapda turgan metallar uni kislotalardan siqib chiqaradi, o'ngda turganlari esa siqib chiqara olmaydi va bunda boshqa mahsulotlar hosil bo'ladi :





Vodorodni siqib chiqaradi															Vodorodni siqib chiqara olmaydi					
Li	Cs	K	Ca	Na	Mg	Al	Mn	Zn	Cr	Fe	Ni	Sn	Pb	H_2	Cu	Ag	Hg	Au	Pt	
Metallar aktivlik qatori																				

1. Indikatorlarga munosabati.


ОКРАСКА ИНДИКАТОРОВ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ			
Среда Индикатор	Кислотная (рН < 7)	Нейтральная (рН = 7)	Щелочная (рН > 7)
Лакмус			
Метилоранж			
Фенол-фталеин			
Тимоловый синий			

Indikatorlarga munosabati: rang o'zgarish sohalari



2. Asoslar bilan ta'sirlashuv (neytrallanish reaksiyasi):



3. Asosli oksidlar bilan ta'sirlashuv:





4. Metallar bilan ta'sirlashuv:



(kuchlanish qatorida vodorodgacha turgan metallar,
kislotalar – oksidlovchi bo'limganlari)

5. Tuzlar bilan ta'sirlashganda (almashinish reaksiyasi), gaz yoki cho'kma hosil bo'ladi




Reaktiv va materiallar. 1) Kalsiy. 2) magniy (kukuni) 3) oltingugurt 4) magniy oksid MgO 5) Kalsiy oksid CaO (bo'lakchalar). 6) fosfat angdirid P_2O_5 7) kalsiy gidroksid $Ca(OH)_2$ 8) Natriy atsetat CH_3COONa 9) Lakmusli qog'oz

10) Filtr qog'oz 11) doka (parchasi) 12) og'zi probka bilan berkitilgan probirkada xlor 13) Rux (granulalari).

Eritmalar. 1) sulfat kislcta H_2SO_4 (1:5) 2) xlорид kislota HCl (2n). 3) o'yuvchi natriy $NaOH$ (2n) 4) Natriy karbonat $NaCO_3$ (10% li) 5) magniy sulfat $MgSO_4$ 6) Mis (II)sulfat $CuSO_4$ (0.5n) 7)temir (III) xlорид $FeCl_3$ (0.5 n) 8) Lakmus 9) fenolftalein (spirtdagи eritmasi).

Kislotalarni olinishi va kimyoviy xossasi.

1. Vodorodning metalmaslar bilan birikishi.



Xlorid kislotaning olinishi va kimyoviy xossasini ko'rsatuvchi tajriba

probirkalarni bir necha marta to'ntarib aralashtiramiz. Probirkalarni bir/biridan ajratib ular og'zini gaz gorelkasidan chiqib turgan olovga tuting. Nima kuzatiladi?

2. Kislotali oksidning suv bilan birikishi. Shisha tayoqcha bilan fosfor (V) oksid va suvni aralashtiring. Hosil bo'lган aralashmani neytral lakmus yordamida tekshiring. Nima kuzatiladi? Reaksiya tenglamasini yozing.

3. Kislotaning tuz bilan ta'sirlashishi. Probirkaga ozgina quruq natriy atsetat solib unga suyultirilgan sulfat kislotadan qo'shing. Hididan qanday modda hosil bo'lganini aniqlang. Probirkaga devoriga tekkizmasdan qizil fenolftalein qog'ozini soling. Nima kuzatiladi. Reaksiya tenglamasini yozing.

Xlor bilan to'ldirilgan quruq probirkani laborantdan oling. Boshqa probirkani Kipp apparatidan olingan vodorod bilan to'ldiring. Ikkinchи probirkani og'zini pasga qaratib xlorli probirkaga bilan tutash tiramiz, gaz jamlangan

4. Shisha tayoqcha yordamida ozgina fosfat angdrid oling va uni ozgina suv bilan aralashtiring. Hosil bolgan eritmani ko'q lakmusli qog'oz bilan sinab ko'ring. Lakmus rangining o'zgarishini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing.

5) Kontsentirlangan H_2SO_4 ni Zn bilan reaksiyaga kirishishi. Bunda probirkaga qizdiriliganda qanday gaz ajralib chiqayotganligi aniqlanadi. Qizdirish davom ettiriladi. Aralashma kuzatiladi, uning sabablari tushuntiriladi.

6) Suyultirilgan HNO_3 ni metallarga ta'siri.

Probirkaga ozgina Fe kukuni yoki bo'lakchalaridan soling va suyultirilgan HNO_3 eritmasidan quying. Qanday gaz ajralib chiqadi. Reaksiya tenglamasini yozing.

Bitta probirkaga Zn bo'lakchasi, 2 – siga Sn va har ikkala probirkaga HNO_3 ning kuchli suyultirilgan eritmasidan quying. Bir necha daqiqa suyuqlikni chayqating, keyin eritmani ta'sirlashmaydigan metall ustiga quying, eritmada NH_4^+ ioni borligini isbotlang.

7) Alyuminiyni «tutayotgan» HNO_3 bilan passivlashtirish.

Probirkaga 2 n HCl eritmasidan va Al bo'lakchasidan soling. Nima kuzatiladi? Keyin alyuminiyni kislotadan olib suvda yuvib, filtr qog'oz bilan tozalang va HNO_3 ga soling. 3 – 4 minutdan so'ng extiyotkorlik bilan Al ni oling


va suvda yuving, yana HCl ga tushuring. Endi vodorod ajralib chiqadimi?

Savol va topshiriqlar.

1.Kimyoviy birikmani tashkil etuvchi elementlarning massa ulushlari quydagicha: H – 1, 59%; N – 22, 22%; O – 76, 19%. Shu birikmaning formulasini aniqlang.

A) nitrit kislota B) nitrat kislota C) ammoniy nitrat D) ammoniy gidroksid

2. Vodorod, azot va kislorodning qandaydir moddadagi massa ulushlari tegishlicha 2%, 30% va 68% ga teng. Shu moddaning oddiy formulasini toping



3. Takibida massa jihatdan 2, 247% H, 34, 831% P, 62, 921% O tutgan muddaneng eng oddiy formulasini toping?



Laboratoriya ishi: Tuzlarning olinishiga oid tajribalar bajarish Reja


1. Tuzlarning olinishiga oid reaksiyalar

2. Nordon va asosli tuzlarning olinishi


Olinishi.

Tuzlarni ko'p usullar yordamida olish mumkin.


Metallning metallmas bilan ta'sirlashuvidan:




1. Metallarning kislota bilan ta'sirlashuvidan




2. Metallarning tuz bilan ta'sirlashuvidan :



3. Amfoter oksid hosil qiluvchi metallarning ishqorlar bilan ta'sirlashuvidan:






4. Asosli oksidlarning kislotalar bilan ta'sirlashuvidan:




5. Asosli oksidlarning kislotali oksidlar bilan ta'sirlashuvidan:



6. Asoslarning kislotalar bilan ta'sirlashuvidan:




7. Asoslarning kislotali oksidlar bilan ta'sirlashuvidan:



8. Ishqorlarning metallmaslar bilan ta'sirlashuvidan:



9. Tuzlar ishqorlar bilan ta'sirlashadi: yangi tuz va yangi asos yoki asosli tuz hosil bo'ladi:




Tuzlarning quyidagi turlari bo'ladi: o'rta(normal) tuzlar, nordon tuzlar, gidroksi tuzlar va kompleks tuzlar.

Nordon tuzlar kislota tarkibidagi vodorodning bir qismi o'rmini metall olishidan hosil bo'lgan mahulotdir. Nordon tuz molekulastarkibida metal va kislota qoldig'idan tashqari, o'rmini metallga bera oladigan vodorod ham bo'ladi., masalan, NaHSO_4 , CaHPO_4 .

Nordon tuzlar quyidagi usullar bilan hosil qilinishi mumkin:

10. Asos va mol kislotani bir-biriga ta'sirettirib olinadi:




11. O'rta tuz va kislotani o'zaro ta'sir ettirib olinadi:




Gidroksi tuzlar quyidagi usullar bilan hosil qilinishi mumkin:






Kislota bilan mol asosni bir-biriga ta'sir ettirish:






O'rta tuz bilan asosnibir-biriga ta'sir ettirish:



Asosli tuzlarning olinishi. Kuchsiz va ko'p negizli asoslarga kuchli kislotalar ta'sir ettiriladi va bu reaksiyalarda asoslar mo'l miqdorda olinadi:








Qo'sh tuzlar: Tarkibida bir paytni o'zida ikkita har xil metall ushlab turadi. Qo'shaloq tuzlar ko'p asosli kislotalardagi vodorod atomlarini har xil metallarga almashinishi tufayli hosil bo'ladi.



Qo'sh tuzlar dissotsilanishida turli metall kationlari va kislota qoldig'i anioni hosil bo'ladi:



Olinishi: Ko'p asosli kislotalarga turli asoslarni bosqichli ta'sir etish kerak:



Amaliy qisim:


Asbob va idishlar. Texno-kimyoiy tarozi va uning toshlari. 2. CO_2 hosil qilish uchun tayyorlangan kipp apparati. 3. Halqali shtativ. 4. Gorelka. 5. temir

plastinka. 6. Sig'imi 25 ml bo'lgan o'lchov silindrler. 7. Chinni kosacha. 8. Shisha tayoqcha. 9. Probirkalar qo'yilgan shtativ.


Reaktiv va materiallar. 1. Rux granulalari va kukuni. 2. Oltingugurt (kukun xolidagisi) 3. Qo'rg'oshin (II) oksid, PbO , 4. laksmusli qog'oz. 5. Cho'plar.

Eritmalar. 1. Xlorid kislota $\text{HCl}(2\text{n})$. 2. O'yuvchi natriy NaOH . 3. Bariyli suv, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (to'yingani). 4. Bariy xlorid BaCl_2 . 5. Temir (III) xlorid $\text{Fe}(\text{Cl})_3(0.5\text{ n})$. 6. Kumush nitrat $\text{AgNO}_3(0.1\text{ n})$. 7. Bariy nitrat $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(0.1\text{ n})$. 8. kaliy sulfat $\text{K}_2\text{SO}_4(0.1\text{ n})$. 9. Magniy sulfat MgSO_4 . 10. Mis sulfat $\text{CuSO}_4(0.5\text{ n})$. 11.

1. Asosli oksid bilan kislotaning o'zaro ta'siri



Texnokimyoiy tarozi va uning toshlari



Gaz gorelkasi

Ozgina (0.5g chamasi) qo'rg'oshin oksidni probirkaga olib, uning ustiga suyultirilgan xlorid kislota quying. Probirkadagi aralashmani qaynaguncha qizdiring va birnecha minut qaynating. Suyuqlikni boshqa boshqa probirkaga quyish bilan uni cho'kmanning erinagan qismidan ajratib oling. probirkaga sovitilgan qo'rg'oshin xloridning kristall xolida chokishini kuzating.

2. Kislotali oksid bilan asosning o'zaro ta'sir.

Probirkaga ozgina bariyli suv Ba(OH) quying va eritmaga kipp apparatidan korbanat angdirid CO₂ yuboring. Chokma hosil bo'lishini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing. Reaksiya tenglamasini yozing.

3. Ikkita probirkaga teng hajmda AgNO₃ eritmasi soling. Ulardan biriga NaOH, ikkinchisiga KOH eritmasidan quying. Kuzatilgan xodisalarni yozib oling. Bu reaksiyalar Ag⁺ ioni uchun harakterli bo'lib, uni aniqlashda ishlataladi. Reaksiya tenglamalarini yozing. Ikkita probirkaga 1 mldan [Ag(NH₃)₂]Cl eritmasidan soling. 1 – probirkaga NaOH, 2-siga KJ eritmasidan qo'shing. Nima kuzatiladi? [Ag(NH₃)₂]⁺ kompleks ionining dissotsilanish tenglamasini va beqarorlik ifodasini yozing. Kuzatilgan xodisalarni kompleks ionning dissotsilanish tenglamalarini va eruvchanlik ko'paytmasidan foydalanib tushuntiring?

Nazorat savollari

1. Tuzlar va ularning turlari haqida ma'lumot bering?
2. Tuzlarning olinish reaksiya tenglamalarini yozing?
3. Asosli oksid bilan kislotaning o'zaro ta'siridan tuzlarning olinishini tushuntiring va reaksiya tenglamalarini yozing?



Laboratoriya ishi: Tuzlarning kimyoviy xossalari oid tajribalar bajarish Reja

1. Tuzlarning ishqorlar, kislotalar va kislotali oksidlar bilan ta'sirlashishi


2. Tuzlar bilan boshqa tuzlarning ta'siri

Kimyoviy xossalari.



1. Ishqorlarning tuzlar bilan ta'sirlashuvidan:




2. Tuzlarning kislotalar bilan ta'sirlashuvidan:




3. Tuzlarning kislotali oksidlar bilan ta'sirlashuvidan:




4. Tuzlarning tuzlar bilan ta'sirlashuvidan:




5. Tuzlarning metallmaslar bilan ta'sirlashuvidan:



6. Tuzlar kislotalar bilan ta'sirlashadi : Yangi kislota va yangi o'rta tuz hosil bo'ladi:




7. o'rta tuz hosil bo'ladi:





8. Faqat nordon tuz hosil bo'ladi:




9. Tuzlar o'zaro ta'sirlashadi: yangi tuzlar hosil bo'ladi; agar eruvchanligi yomon tuz hosil bo'lsa, bu almashinuv reaksiyasi oxirigacha boradi



10. Tuzlar metalllar bilan ta'sirlashadi: yangi tuz va metall hosil bo'ladi. Metallarning faoliyk qatorida turgan har bir metall o'zidan o'ng tarafda turgan metallni tuzidan siqib chiqaradi, lekin o'zidan chap tarafda turgan metallarni tuzlaridan siqib chiqara olmaydi. Magniydan chap tarafda turgan metallar (Li, K, Ba, Ca, Na va b.) suv bilan reaksiyaga kirishib ketishi tufayli tuzlardan metallarni siqib chiqarish uchun qo'llanilmaydi.




11.Ba'zi tuzlar qizdirilganda parchalanadi:



Amaliy qisim:

Asbob va idishlar. Texno kimyoviy tarozi va uning toshlari. 2. CO₂ hosil qilish uchun tayyorlangan kipp apparati. 3. Halqali shtativ. 4. Gorelka. 5. temir plastinka. 6. Sig'imi 25 ml bo'lgan o'lchov silindrlar. 7. Chinni kosach. 8. Shisha tayoqcha. 9. Probirkalar qo'yilgan shtativ.



Reaktiv va materiallar. 1. Rux granulalari va kukuni. 2. Otingugurt (kukun xolidagisi) 3. Qo'rg'oshin (II) oksid, PbO, 4.lakmusli qog'oz. 5. Cho'plar.

Eritmalar. 1. Xlorid kislota HCl(2n). 2. O'yuvchi natriyNaOH. 3. Bariyli suv Ba(OH)₂ (to'yingani. 4. Bariy xlorid BaCl₂. 5. Temir (III) xlorid Fe(Cl)₃.(0.5 n) 6. Kumush nitrat AgNO₃ (0.1 n) 7. Bariy nitrat Ba(NO₃)₂ (0.1 n). 8.kaliy sulfat K₂SO₄ (0.1n). 9. Magniy sulfat MgSO₄. 10. Mis sulfat CuSO₄ (0.5 n). 11. Qo'rg'oshin atsetat Pb(CH₃COO)₂

Probirkaga mis sulfat CuSO₄ eritmasida quyib, unga 2-3 dona rux soling, eritmani qaynaguncha qizdiring va uning rangi yo'qolguncha chayqating. Metal xolida mis ajralib chiqishini kuzating. Eritmani filtrlab olib, chinni kosachaga qaynaguncha bug'latung., sovuting va rangsiz rux kuparosi ZnSO₄*7H₂O kristallarining cho'kishini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing.

Oddiy va kompleks ionlari orasidagi farq

a) 1 – 2 ml FeCl₃ eritmasiga oz miqdorda KSCN eritmasidan qo'shing. Reaksiya tenglamasini yozing. Bu reaksiya Fe³⁺ ioni uchun harakterli bo'lib, uni aniqlashda qo'llaniladi.

b)) Temir (III) xlorid eritmasiga kaliy geksatsianoferat (II) – sariq qon tuzi eritmasidan qo'shing. Olingen modda berlin lazuri deyiladi. Uning formulasi Fe₄[Fe(CN)₆]₃. Reaksiya tenglamasini yozing.

v) Bitta probirkaga FeCl₃ eritmasi, ikkinchisiga K₃[Fe(CN)₆] eritmasidan soling va har biriga teng miqdorda FeSO₄ eritmasidan qo'shing. Birinchi probirkada o'zgarish sodir bo'lmasligini va ikkinchi probirkada turnbul ko'ki cho'kmasing Fe₃[Fe(CN)₆]₂ hosil bo'lishi sababini tushuntiring. Reaksiya tenglamasini molekulalar va ionli ko'rinishda yozing. Turnbul ko'kining hosil bo'lish reaksiyasi [Fe(CN)₆]³⁻ ioni uchun harakterli hisoblanadi.

Savol va topshiriqlar.

1. Natriy hidrofosfat kristalogidratida (Na₂HPO₄·nH₂O) 11, 57% fosfor bor. Kristalogidrat tarkibidagi n qiymati nechaga teng.
2. Magniy kuperosi MgSO₄·nH₂O tarkibida magniyning massa ulushi 11, 42% ga teng, n qiymatini toping.
3. MgCO₃·nH₂O tarkibida uglerodning masa ulushi 4, 9% ga teng bo'lsa, n qiymati qanchaga teng bo'ladi.
4. Fe₂(SO₄)₃·nH₂O tarkibli kristalogidratda otingugurt bilan temirning massa ulushi 37% ga teng bo'lsa, n qiymatini toping.
5. Alyuminiy sulfat kristalogidrati tarkibida alyuminiyning massa ulushi 9, 67% ga teng bo'lsa, uning tarkibida necha mol suv bor.
6. Alyuminiy nitrat kristalogidrati Al(NO₃)₃·nH₂O tarkibida azotning massa ulushi 0, 1239 ga teng bo'lsa, n qiymati nechaga teng bo'ladi.

7. Bura (tanakor) deb ataluvchi $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ tarkibida boring massa ulushi 0,16 ga teng bo'lsa, n qiymati qancha bo'ladi.

Laboratoriya ishi: Davriy qonunning davriy o'zgarishiga oid tajribalar Reja

1. Ishqoriy metallarning suv bilan o'zaro ta'siri

2. Mg metalning qaytaruvchilik xususiyati

3. Ca ning suv bilan o'zaro ta'siri

Kerakli asbob va idishlar: Kipp apparati, Bunzen kolbasi, Byuxner kolbasi, suv o'tkazuvchi nasos, xalkali shtativ, gorelka, o'lchov silindri, termometr, chinni chashka, chinni tigel, pichoq, pintset, temir qoshiqcha, temir tayoqcha, shisha tayoqcha, probirkali shtativ, mikrokalkulyator.



Kipp apparati




Bunzen kolbasi



Byuxner kolbasi

Moddalar: Li, Na, K, Na_2O_2 kukuni, Ca, Mg, NaCl , KCl , NaNO_3 , KNO_3 , K_2CO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, Na_2S , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, indikator qog'oz, filtr qog'oz, suvli NH_3 , HCl , H_2SO_4 , NaCl , KCl , LiCl , KJ, lakmus, fenolftalein.



Ishqoriy metallarning suv bilan o'zaro ta'siri.

3 ta suv bilan to'ldirilgan chinni chashka oling, so'ng Na, K va Li bo'lakchalaridan kesib oling, ularni filtr qog'oz bilan yaxshilab arting. Ularni har birini suv solingan chashkalarga soling. Ishni mo'rili shkafda olib boring. SHkaf oynasi reaksiya davomida sachrashlardan ximoya qildi. Qaysi metal suv bilan aktiv reaksiyaga kirishishini belgilab qo'ying.

Qanday gaz hosil bo'ladi? Hosil bo'lgan eritmani indikator orqali tekshiring, reaksiyani yozing.

Mg metalning qaytaruvchilik xususiyati

a) Magniyning suv bilan ta'siri. Jilvir qog'oz bilan tozalangan Mg metali bo'lakchasini distillangan suv solingan probirkaga tushiring.

Sovuqda reaksiya alomatlarini kuzatish mumkinmi? Probirkani shtativga mahkamlab gorelkada qizdiring. Nima kuzatiladi? Sovitilgandan so'ng probirkadagi moddani indikator bilan tekshiring. Reaksiyani yozing.

Ca ning suv bilan o'zaro ta'siri

Probirkaning 1/3 qismiga distillangan suv soling va unga kaltsiyning kichkina bo'lakchasini tashlang. Qanday gaz ajraladi? Nima uchun eritmada loyqalanish sodir bo'ladi? Eritmaga fenolftalein eritmasidan 1-2 tomchi tomizing. Nima kuzatiladi? Reaksiya tenglamasini yozing. Strontsiy va bariylar bilan ham shunday reaksiya kuzatiladi.

Nazorat savollari

- 1.Davriy sistemaning yaratilish tarixini so'zlab bering?
- 2.Davriy sistemada nechta guruh, davr va qator bor?
- 3.Elementlarning davriy xossalaringin o'zgarishlari haqida ma'lumot bering?

Laboratoriya ishi: Bariy xlorid tarkibidagi kristallizatsiya suvining massa ulushini aniqlash

Reja

1.Kristallgidratlarga oid nazariy qism


2.Amaliy qism

Ayrim moddalar cho'kkanda o'zi bilan ma'lum miqdor suvni birga cho'ktiradi. Modda tarkibidagi bunday suvgaga **kristallizatsion suv** deyiladi. Tarkibida kristallizatsiya suvi bo'lgan moddalar muayyan formulaga javob berishi kerak. Shu bois modda tarkibidagi bunday suv, ayrim hollarda, **stexiometrik suv** ham deb ataladi.


Ko'pchilik jismlar va moddalar namlikni yutadi. Moddalar tomonidan yutilgan bunday namlik **gigroskopik namlik** deyiladi. Kristallizatsion va gigroskopik namlikni gravimetrik haydash usuli yordamida aniqlashda tekshiriladigan modda qizdiriladi. Aniqlashni bajarishda tekshiriladigan moddaning ma'lum tortimi o'lchab olinadi va u $105-225^{\circ}\text{C}$ haroratda qizdiriladi. Qizdirish natijasida modda tarkibidagi kristallizatsion suv yoki gigroskopik namlik haydaladi. Dastlabki tortim va quritilgan qoldiq massalari farqi kristallizatsion suv yoki gigroskopik namlikning massasiga to'g'ri keladi. Kristallgidratlar saqlanganda qisman parchalanadi. Shuning uchun ham bunday moddalardan foydalanishdan oldin ularning tarkibidagi kristallizatsion suvning miqdori aniqlanishi yoki modda qayta kristallanishi kerak.

Bariy xlorid tarkibidagi kristallizatsion suvni aniqlash bariy xlorid kristallgidratining tortimini quritishga asoslangan. Bariy xlorid kristallgidrati $105-125^{\circ}\text{C}$ haroratda to'liq parchalanadi va quriydi.

Analizni bajarish tartibi. Tozalab yuvilgan byuks qopqog'i ochiq holda quritish shkafida 30-35 daqiqa davomida doimiy massagacha quritiladi (byuksning yon tomonidagi xira doirasiga grafit qalam bilan belgi-raqam qo'yilgan bo'lgani ma'qul). Quritilgan byuksning qopqogi yopilib, qisqich yordamida eksikatorga solinadi, so'ngra byuksning qopqogi ochiladi va eksikator berkitilib, tarozi yonida 20-25 daqiqa saqlangan holda sovitiladi. Sovigan byuksning qopqogi yopilgandan so'ng tortish qoidalariga rioya qilib, analitik tarozida tortiladi. Doimiy massagacha (ikki tortish orasidagi farq $0,0001\text{ g}$ boiguncha) quritilgan byuksga $1,25-1,50\text{ g}$ massali modda solinib, analitik tarozida aniq tortiladi.




Byuks namunalari



Eksikator

Ichiga bariy xlorid kristallgidrati solingen byuks quritish shkafining o'rta tokchalaridan biriga qopqog'i ustiga yonboshlatib qo'yilgan holda joylashtiriladi. Maksimal harorati 125°C boigan sharoitda modda 2 soat chamasini quritish shkafida quritiladi.



shundan so'ng qisqich yordamida byuks qopqogi bilan oldindan tayyorlab qo'yilgan eksikatorga solinadi va tarozixona haroratigacha sovitiladi. Tarozixonada taxminan 20-25 daqiqa sovitilgan quruq moddali byuks qopqog'i yopilgan holda analitik tarozida tortiladi. Moddaning kristallizatsiya suvini to iiq yo'qotganiga ishonch hosil qilish uchun byuksning qopqog'ini oldingiday ustiga qo'yib, yana 1 soat quritish kerak boidi. Ikkinchি tortish – m_2

Ikkinchি tortish – m_2

Agar oxirgi natija oldingisidan 0,0002-0,0001 g farq qilsa, shu qiymat doimiy, deb olinadi va shu qiymat yordamida suvning miqdori aniqlanadi.

Kristallizatsiya suvining massasi: $m_{suv} = m_n - m_2$

Kristallizatsiya suvining moddadagi massa ulushi:

$$\alpha = m_{suv} / m$$

formula yordamida hisoblanadi.

Mazkur tartib bo'yicha gigroskopik namlikni ham aniqlash mumkin. Gigroskopik namligi aniqlanadigan modda tarkibida uchuvchan tarkibiy qismlar bo'lmasligi kerak.

Nazorat savollari

1. Kristallgidratlarning formulalarini yozing?
2. Bariy xlorid kristallgidrati tarkibidagi elementlarning massa nisbatini toping?
3. Bariy xlorid kristallgidrati tarkibidagi suvning massa ulushini topish analizining bajarish tartibi haqida ma'lumot bering?

Laboratoriya ishi: Moddalarni qayta kristallga tushirish usuli bilan tozalash

Reja:

1. Nazariy qism.

2. Laboratoriya ishi va uni bajarish

Qayta kristallash usuli – qattiq moddalarni sanoatda, laboratoriya sharoitida tozalash usullarining eng muhimidir. U haroratga ko'ra moddalar eruvchanligining har xilligiga asoslangan. *Kristallantirish* – biror qattiq moddani ma'lum bir erituvchida qaynoq holda eritib, sovutilganda asosiy moddaning aralashmalardan tozalanib, yana qattiq holga o'tishidir. Unda tozalanishi kerak bo'lgan modda issiq holda tanlangan erituvchida eritiladi va

Doimiy massagacha quritilgan byuksning massasi, m_h ;

Byuksning modda bilan birgalikdagi massasi, m_m ;

Tekshirish uchun olingan modda massasi: $m = m_n - m_b$;

Byuksning modda bilan quritilgandan keyingi massalari:

Birinchi tortish – m_1

issiq holda fil'trlanadi, erimagan aralashmalardan shu holda ajratib olinadi. Fil'strat sovitiladi. Sovitilganda modda yana qayta kristall holida cho'kmaga tushadi. Bu usul bilan harorat ortishi bilan eruvchanligi ortadigan qattiq moddalar tozalab olinadi.

Qayta kristallahsh usuli bir necha operatsiyalarni o'z ichiga oladi:

1. Erituvchi tanlash

Qayta kristallahsh usuli bilan moddani ajratib olish va tozalashning samaradorligi erituvchining to'g'ri tanlanganligiga bog'liq. Erituvchi sifatida suv, etil spirti, benzin, benzol, atseton, etil efir, sirkak kislota, xloroform va boshqa suyuqliklar ishlataladi. Ba'zi bir hollarda erituvchilar aralashmasi: suv-spirt, xloroform-petroleyn efiri, atseton-suv, efir-benzol kabilardan foydalanish mumkin. Erituvchi tajriba yo'li bilan tanlanadi. Erituvchi tanlash uchun bir necha probirkalarga teng miqdorda (masalan 0,2 g) tozalanishi kerak bo'lgan moddadan solinib, ustiga har bir probirkalarga turli erituvchilardan 1 ml dan quyib moddaning eruvchanligi tekshiriladi. Modda erimagan probirkalar qizdiriladi, so'ngra sovitiladi. Eritma sovigandan keyin hosil bo'lgan kristall qaysi probirkada ko'p bo'lsa, o'sha probirkaga solingan erituvchi tanlanadi. Shunday erituvchi tanlanadiki, u moddani sovuq holda yomon eritishi, qizdirilganda, ya'ni qaynoq holda yaxshi erita olishi kerak (jadval 1).

Moddalarni kristallantirish usuli bilan tozalanayotgan modda bilan erituvchining strukturasi o'rtaisdagi o'xshashlik hisobga olinadi. Lekin bu qonuniyat murakkab moddalar uchun doimo ham to'g'ri kelmaydi.

Qayta kristallahsh usulida ishlataligan erituvchilar

Xossalari	Organik birikmalarning asosiy sinflari	Erituvchilar
Gidrofob	Uglevodorodlar, uglevodorodlarning galogenli hosilalari, oddiy efirlar	Uglevodorodlar, uglevodorodlarning galogenli hosilalari
	Aminlar, murakkab efirlar, nitrobirikmalar	Murakkab efirlar
	Nitrillar, ketonlar, aldegedilar	Spirtlar, dioksan, sirkak kislota
	Fenollar, aminlar, spirtlar, karbon kislotalar, sul'fokislotalar	Spirt, suv
Gidrofil	Tuzlar	Suv

2. Moddani cho'kmaga tushirish (kristallantirish)


Erituvchi tanlangandan so'ng, moddani ozgina erituvchida qaynoq holda eritiladi (to'yingan eritma bo'lishi kerak). Agar zarur bo'lsa (eritma rangli bo'lib qolsa), adsorbent – faollashtirilgan ko'mirdan oz miqdorda solinadi. Adsorbent solingandan so'ng yana qaynatiladi va qaynoq holda burama fil'tr orqali konussimon kolbaga fil'trlanadi, sovitiladi.

Aralashmalardan holi bo'lgan yirik va aniq shakldagi toza kristallarni olish uchun eritma sekin sovitilib, idishning og'zi chang tushmasligi uchun toza qog'oz bilan yopib qo'yiladi. Eritma tez sovitilsa, mayda kristallar hosil bo'ladi.

Ba'zan moddaning o'ta to'yingan eritmalarga o'tishga moyilligi yoki moddada kristallanishga xalaqit beruvchi moysimon va smolasimon moddalarning bo'lishi tufayli kristallanish juda qiyin boradi. Bunday hollarda moddalarning kristallanishini tezlatish uchun idish devorini shisha tayoqcha bilan ishqalanadi yoki eritmaga olinayotgan moddaning kristallidan qo'shib eritma tinch qoldiriladi.

3. Kristallarni ajratib olish

Hosil bo'lgan kristallarni qo'r eritma (matochnik) dan ajratib olish uchun **filtrlash** usuli qo'llaniladi. Aralashmadan qattiq va suyuq komponentlarni mexanik tarzda ajratib olishga filtrlash deyiladi. Ko'pgina suyuqlikda ozgina qattiq modda erimay qolgan bo'lsa, uni filtr qog'oz orqali boshqa idishga



Filtrlash asbobi a) vakuumda;




b) kam miqdordagi moddalar uchun


o'tkazib olish **dekanatsiya** deyiladi.

Qayta kristallash usulidan cho'kmaga tushirilgan kristallarni ajratib olish uchun past bosimda vakuum filtrlash asbobi qo'llanadi. Agar kristallarning miqdori ko'p bo'lsa, filtrlash uchun Bunzen kolbasi va Byuxner voronkasi ishlatiladi (rasm 1). Byuxner voronkasiga uning diametriga teng bo'lgan filtr qog'oz qo'yiladi va u Bunzen kolbasiga o'rnatiladi, Bunzen kolbasi esa rezina vakuum shlangi orqali suv nasosiga ulanadi. Aralashma chayqatib turilgan holda Byuxner voronkasiga quyiladi. Voronkada toza kristallar qoladi, suyuqlik qismi Bunzen kolbasiga o'tadi. Filtrlash oxirida shisha probka yordamida siqlidi. Yanada kam miqdordagi moddalarni filtrlashda so'rg'ichli probirkalarga o'rnatilgan voronkalaridan foydalaniladi.


Filtrlashda hozirgi vaqtida filtr qog'ozdan tashqari, sintetik materiallardan tayyorlangan filtrlar ham ishlatiladi. Ular o'zlarining mexanik mustahkamligi, issiqliqa chidamliliga qaramasdan agressiv muhitlar ta'siriga ham barqrordir. Kontsentrlangan ishqor, kislotalar, oksidlovchilar asbest yordamida yoki shisha filtrlar SHotta voronkasida filtrlanadi. Ishqorlar, kislotalar filtr qog'ozni o'yib yuboradi. SHuning uchun ular maxsus g'ovak shishadan ishlangan filtrlar SHotta voronkalarida filtrlanadi (rasm 15). Bu voronkalar o'zidagi g'ovakning zichligiga qarab №1, №2, №3 va №4 xillarga bo'linib, har xil katta-kichiklikda bo'ladi.




Filtr-Shotta voronkalar



Oson kristallanuvchi moddalarning qayta kristallash usuli bilan ajratib olinayotganda issiq holda filtrlashga to'g'ri keladi; buning uchun maxsus issiq holda filtrlash voronkalari ishlatiladi (rasm 3).



Istiq filtrlash voronka



Sovutib filtrlash uchun voronka

4. Kristallarni quritish

Engil uchuvchan organik erituvchilarda kristallantirilgan gigroskopik bo'limgan barqaror moddalar uy haroratida soat oynasida, chinni va shisha kosachalarda quritishi mumkin. Bunda moddani mexanik aralashmalar bilan aralashib qolishidan (chang va boshqalar) asrash uchun uning usti fil'tr qog'oz bilan yopiladi.

Temperatura ortishi bilan moddalarning qurishi tezlashishi mumkin. SHuning uchun yuqori temperaturada suyuqlanadigan moddalar ma'lum temperaturada quritich shkafda quritiladi.

Quritich shkafda yengil uchuvchan organik erituvchilarda kristallangan moddalarni quritish tavsiya etilmaydi, chunki organik erituvchining havo bilan aralashmasi quritich shkafining spiraliga tekkanda portlashi mumkin. Beqaror va gigroskopik moddalar eksikator va vakuum-eksikatorlarda quritiladi. Bunda quritilayotgan moddaning kimyoviy xossasiga qarab har xil qurituvchilar (kal'tsiy xlorid, natriy sul'sfat, kontsentrlangan sul'sfat kislota va boshqalar) ishlataladi. Modda vakuum-eksikatorda quritilgandan so'ng, uni eksikatordan olishda uning jo'mragi (havo birdan kirib, moddani to'zitib yubormasligi uchun) asta-sekin ochiladi. Havo oqimi yo'nalishi bir tekisda tarqalishi uchun uchi qayrilgan jo'mrak ishlataladi.



Ba'zan kuchli vakuum hosil bo'lishi ratijasida eksikator yorilib ketishi mumkin. SHuning uchun eksikator sochiq yoki biror mato bilan o'rab qo'yilishi kerak. Vakuum suv nasosi yordamida hosil qilinadi.

Eksikatorda moddani quritish uchun unga suvni tortib oluvchi va kristallogidrat hosil qiluvchi moddalar solinadi. Quritichlar sifatida ishlataladigan moddalar quritilayotgan modda bilan reaksiyaga kirishmasligi va unda erimasligi shart. SHuning uchun har bir modda va eritmaga mos qurituvchi tanlash kerak.

Organik moddalar va ularni quritishda ishlataladigan quritichlar

Organik moddalar	Quritichlar
Spirtlar	K_2CO_3 , $MgSO_4$, $CaSO_4$, CaO
Uglevodorodlarning galogenli hosilalari	$CaCl_2$, $MgSO_4$, $CaSO_4$, Na_2SO_4 , P_2O_5
Efirlar, to'yingan uglevodorodlar, aromatik uglevodorodlar	$CaCl_2$, $CaSO_4$, Na , P_2O_5
Al'bdegidlar	Na_2SO_4 , $MgSO_4$, $CaSO_4$, K_2CO_3
Ketonlar	$NaOH$, $MgSO_4$, $CaSO_4$
Kislotalar	Na_2SO_4 , $MgSO_4$, $CaSO_4$

Sublimatsiya deb, qattiq moddani qizdirilganda suyuqlanmay bug' (gaz) holiga o'tishi, bug'lari sovutilganda yana qayta kristallanishi jarayoniga aytildi. Qizdirilganda bug'larning bosimi katta bo'lgan qattiq moddalar sublimatlanadi, yana bu moddalar qizdirilganda suyuq fazaga o'tmay, bug'ga aylanadi (rasm 17). Moddaning bug'lari sovutilganda suyuq holga aylanmay, qattiq holga o'tadi. Sublimatlanish molekulyar kristall panjarali qattiq moddalarga xos.



Sublimatlanish asboblari

Kristallanish usuli bilan tozalanishi qiyin bo’lgan moddalarni shu usul bilan ajratib olinadi va tozalanadi. Bu usulning afzalligi, qiyin va uzoq davom etadigan kristallantirish o’rniga tez, bir marta amalga oshiriladi, moddaning miqdori kristallantirish usuliga qaraganda ko’proq bo’ladi.

Kamchiligi – bu usulning barcha qattiq moddalar uchun qo’llab bo’lmaydi, chunki hamma moddalar sublimatlanish xossasiga ega emas. SHuning uchun bu usul cheklangandir. **Benzoy kislotani suvdagi eritmasidan qayta kristallahash** Sig’imi 100 ml bo’lgan konussimon kolbaga 1 g benzoy kislota va 50 ml distillangan suv solinadi. Benzoy kislota sovuq suvda erimaydi. Benzoy kislota to’liq erib ketguncha kolba qizdiriladi. Hosil bo’lgan eritma bir oz sovutilib, unga ozgina faollashtirilgan ko’mir qo’shiladi va 1-2 daqiqa qaynatiladi. Qaynoq eritma tezda burama filtrdan o’tkazilib, filtrlanadi. Filtrat teng miqdorda ikkita kolbaga bo’linadi. Birinchi kolbadagi aralashma vodoprovod suvi ostida yoki muz bilan sovutiladi. Bunda benzoy kislota mayda kristallar holida cho’kmaga tushadi. Ikkinchisi kolba xona haroratida 20-25 daqiqa davomida sekin sovutiladi. Asta-sekin benzoy kislotaning yirik, yaltiroq, oq kristallari cho’kmaga tushadi.

Kristallar past bosimda filtrlash asbobida – Byuxner voronkasi va Bunzen kolbasi yordamida filstrlanadi, muzli suv bilan yuviladi va quritishga qoldiriladi.

Atsetanilidni qayta kristallahash usuli bilan tozalash.

Sig’imi 100 ml bo’lgan kolbaga yoki stakanga 1 g atsetanilid va 5 ml etil spirtidan solinadi. Kolba suv hammomida, aralashma to’liq erib ketguncha chayqatib qizdiriladi. Olingan eritma ikkiga bo’linadi. Birinchi qismini probirkaga solib sovutiladi. qolgan ikkinchi qismini issiq holda chayqatib, unga loyqalanguncha 10-12 ml issiq suv quyiladi va sovutiladi. Atsetanilidning spirthi eritmasi sovutilganda hech qanday cho’kma hosil bo’lmaydi. Lekin spirt-suvli eritma sovutilganda atsetanilidning kristallari cho’kmaga tushadi.

Atsetanilid suvda spirtdagiga qaraganda kam eriydi. SHuning uchun kristallar hosil bo’ladi. Hosil bo’lgan kristallar ajratib olinadi va quritiladi. Kristallar batamom qurigach, moddaning suyuqlanish harorati aniqlanadi.

Nazorat savollari

- 1.Qayta kristallahash va kristallarni ajratib olish haqida ma’lumot bering?
2. Benzoy kislotani suvdagi eritmasidan qayta kristallahashni tushuntirib bering?

Laboratoriya ishi: To’yingan uglevodorodlar, olinishi

Reja


1. Laboratoriya sharoitida metan gazini olish uchun kerakli asbob uskunalar va reaktivlar tayyorlash, metanni kimyoviy xossalari o’rganish.
2. Metanni olinishini bajarish, kimyoviy xossalariiga hos laboratoriya bajarish

tajriba natijasi haqida hulosa yozish.

Metanning olinishi va xossalari.

Reaktiv va materiallar: shhtativ, gaz chiqarish nayi o'tkazilgan probirkaga, spirt lampai, paxta, krisallizator, kislorodli gazometr yoki kislorod olish asbobi, chinni kosacha yoki soat oynasi, pintset, probirkalar va probirkaga tutqich;


qiyin uchuvchi organik modda, CuO, ohakli suv, CuSO₄ (suvsizlantirilgan), natron ohak NaOH+Ca(OH)₂, CH₃OONa yoki CH₃OOK (suvsizlantirilgan), bromli suv, KMnO₄ (1%), benzin, ko'k lakmus qog'ozni, Na₂CO₃(1n), H₂SO₄ (kons), HNO₃ (kons), kerosin, petroleyn efiri.




Metanni laboratoriyyada olinishi

1.Quruq probirkaga bir og'irlik qism suvsizlantirilgan CH₃ COOH yoki CH₃COONa olinadi, (CH₃COO)₂Ca olsa, ham bo'ladi, hamda ikki og'irlik qism suvsizlantirilgan natron ohak solib, probirkaning og'zini gaz chiqarish nayi o'mitilgan probirkaga bilan zinch berkiting va probirkani chayqatib aralashmani aralashtiring. (Avval aralashtirib tushursangiz yanada yahshi). Uchta probirkaga olib, biriga suv, ikkinchisiga KMnO₄ ning suytirilgan eritmasidan, uchunchisiga esa bromli suv quying. Nayning uchini suvli probirkaga tushiring. Alanga asta-sekin kuchaytira borib aralashmani qizdiring. Gaz ajralib chiga boshlagach, suvli probirkani ajrating va nay uchidan chiqayotgan gazni gugurt chaqib yoqing. Alanganing rangsizligiga e'tibor bering. Alangaga chinni

plastinka (tigel, kosacha) tutib, plastinkada qorakuya hosil bo'lishini kuzating. Keyin nay uchini dastlab bromli suv solingan probirkaga, bir ozdan keyin undan olib KMnO₄ ning eritmasi srotingan probirkaga tushirib, eritma rangining o'zgarmasligiga e'tibor bering. (nima uchun?)



Metanning yonish reaksiyasi tenglamasini yozing. Reaksiyada hosil bo'adigan qo'shimcha mahsulot Na₂CO₃ ni quyidagicha isbotlash mumkin. Quyidagi reaksiy tenglamasini tugallang.



2.Metanning yuqori temperaturada kislorodda oksidlanishi. Suv to'ldirilgan probirkaga olib, uning uchdan bir qismiga metan, uchdan ikki qismiga esa gazometrdan (yoki kislorod yig'ish asbobidan) kislorod yig'ing. Probirkaga og'zini barmog'ingiz bilan berkiting va probirkani ikki marta to'nkarib, gazlarni aralashtiring. Keyin probirkani sochiq bilan o'rab turgan holda undagi gazlarni gugurt chaqib yondiring. Bunda probirkada hosil bo'lgan gazning portlashini va ko'k alanga hosil bo'lishini kuzating. Metanning to'la yonishi (oksidlanishi) reaksiyasi tenglamasi $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ dan foydalaniib, CH₄ : O₂ hajmiy nisbat 1:2 ekanining sababini tushuntiring.

3.Yuqori (suyuq) alkanlarning xossalari metanning xossalari bilan taqqoslang.

a) chinni kosachaga yoki buyum oynachasiga ozroq (2—3 ml) petroleyn efir yoki benzin solib yondiring.

Petroleyn efir yoki benzin dudli alanga berib yonadi. Nima uchun metan rangsiz alanga berib, uning yuqori gomologlari esa tutab yonadi? Pentan va geksanning yonish tenglamalarini yozing.

4.Alkanlarning oksidlanishi. Probirkaga 4—6 tomchi petroleyn efir va shuncha 1n Na₂CO₃ eritmasi, unga 12—15 tomchi 1n KMnO₄ eritmasidan

quying. hosil bo'lgan aralashmani qattiq chayqating. Suv qavatidagi binafsha rang o'zgarmaydi, chunki alkanlar hona temperaturasida $KMnO_4$ ta'sirida oksidlanmaydi.

Nazorat savollari

- Metanning sanoatda va laboratoriyyada olinishi.Natron ohaginining tarkibi haqida ma'lumot bering?
- Vyurs reaksiya orqali ikkita ikkilamchi uglerod tutgan alkanning olinishi reaksiyasini yozib bering?
- Alkanlarning kimyoviy xossalari haqida nimalarni bilasiz?

Laboratoriya ishi: To'yinmagan uglevodorodlar, olinishi

Reja:

- Laboratoriya sharoitida etilen gazini olish uchun kerakli asbob uskunalar va reaktivlar tayyorlash, etilenni kimyoviy xossalari o'rGANISHI.
- Etileni olinishini bajarish, kimyoviy xossalariغا hos laboratoriya bajarish tajriba natijasi haqida hulosa yozish.


Spirtdan etilen olish. Reaktiv va materiallar: etil spirit,sulfat kislota, qaynatar.

Probirkaga 1ml etil spirit, 3ml kons. sulfat kislota solinadi.Aralashma bir tekisda qaynashi uchun probirkaga pemza yoki g'ovak chinni sinqlarini soling.probirka og'zini gaz o'tkazgich nay bilan berkiting. Aralashmani sekin qizdiring, ehtiyoj bo'ling suyuqlik probirkadan otilib chiqmasin.Probirkadagi aralashma qorayadi,etil spiriti suvsizlanib etil spiriti hosil bo'ladi. Reaksiya tenglamasini yozing.

Bromni etilenga birikishi.Hosil qilinayotgan etilen gazi gaz o'tkazgich nayi orqali bromli suvgaga yuboriladi, bromli suv rangsizlanadi, chunki etilen qo'sh bog'i hisobiga birikib, etilen bromid hosil qiladi. Reaksiya tenglamasini yozing.



Etilenni oksidlash:probirkaga ozgina soda qo'shilgan kaliy permanganat eritmasini tayyorlang- ajralib chiqayotgan etilen gazini probirkaga yuboring eritma rangsizlanadi.

Reaksiya tenglamasini yozing.



Asetilenni hosil qilish:Reaktiv va materiallar: kalsiy karbit bo'lakchalari, stakanda suv, probirkalar.


Probirkaga 2-3ml suv quyib, ustiga kalsiy karbitning kichik bo'lakchasidan 1-2 dona tashlab, tezda probirkaning og'zini nayli tinqin bilan berkiting.Gaz o'tkazgich nay ustiga to'nkarilgan probirkaga asetilen yig'iladi.Bir ozdan so'ng probirkaga yig'ilgan gazni yoqing.Bunda asetilen dud chiqarib yonadi.Shundan keyin nay uchidan chiqayotgan asetilenni yoqing.Havo etarli bo'lganda, asetilen juda ravshan alanga berib yonadi.



Asetilenga bromni birikishi.

Reaktiv va materiallar: hosil bo'layotgan asetilen,bromli suv, probirkalar.

Probirkaga 2-3 ml bromli suv solib, unga asetilen gaz o'tkazing.Uzoq vaqt asetilen o'tkazilgach uch bog' hisobiga tetrabrommetan hosil bo'ladi.Bromli suv asta-sekin rangsizlanadi.



Asetilenni oksidlanishi.

Reaktiv va materiallar: asetilen gazi,5%li soda eritmasi, kaliy permanganatning 0,1% lieritmasi,probirka.

Probirkaga kaliy permanganat eritmasidan 2ml olib, unga 2-3 tomichi soda eritmasidan qo'shing, unga asetilen gazi o'tkazing.Eritmaning rangi o'zgaradi va marganes (IV)-oksidining qo'ng'ir cho'kmasi hosil bo'ladi,bu asetilenni oksidlanishini bildirdi.Reaksiya tenglamasini yozing.

Masala va mashqlar:

1. 7g alken 16g bromni biriktiradi.uglevodorodning molekulyar massasini toping?.
2. 27,g 3-brom-buten -1mol HCl bilan ishlandi. Hosil bo'lgan maxsulot a) mo'l Zn bilan; b) mo'l ishqorning spirtli eritmasi bilan ishlansa qanday massada va qanday uglevodorodlar hosil bo'ladi?
3. 8,96 л (n.sh.) alken gidratlanganda 2,4 g bilamchi va 21,6 g ikkilamchi spirt olindi. Dastlabki moddaning tuzilishini aniqlang.
4. ikkita tarmoqlanmagan alken xlorandi maxsulotlardan birning molyar massasi ikkinchisining molyar massasining 63,87 % ini tashkil etadi. Xuddi shu alkenlar gidratlanganda faqat ikkita birikma hosil bo'ladi, ularning massalari bir-biridan 2,217 marta farq qiladi. Dastlabki maoddalarining tarkibini aniqlang.

5. Buter-2 Kaliy permanganatning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanganda 8 mol sırka kislotasi hosil bo'ldi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan marganes tuzini modda miqdorini aniqlang.

6. 1 litr propen, 1litr propan va 3 litr vodoroddan iborat aralashma qizdirilgan nikel katalizatori ustidan o'tkazildi. Bunda gidrogenlanish reaksiyası 80% unum bilan bordi. Oxirgi aralashmaning havoga niosbatan zichligini aniqlang.

7. Kaliy permanganatning mo'l suvdagi eritmasi orqali propen, propan va azotdan iborat vodorodga nisbatan zichligi 20,14 ga teng bo'lgan aralashma o'tkazildi. Natijada oxirgi aralashmaning havoga nisbatan zichligi 1,241 ga teng bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi har bir gazning massa ulushini aniqlang..

8. 1 mol alkilyodid KOH ning spirtli eritmasi bilan ishlandi. Natijada 1:7 mol nisbatda isomer alkenlar aralashmasi hosil bo'ldi. Reaksiya natijasida 49 g asosiy maxsulot olingan bo'lsa. Reaksiya maxsulotlarining tuzilishini aniqlang.

9. 3 ta A, B va C uglevodorodlari bir xil elementar tarkibga ega. 1 mol A moddani yoqish uchun 1 moldan olinagan B va C moddalarini yoqish uchun sarflanadigan kislorod sarflanadi. B uglevodorodi izomerga ega emas. A uglevodorodi fazoviy izomerga ega emas lekin bromli suvni rangsizlantiradi. Degidrosilklanganda kaliy permanganta eritmasi bilan ta'sirlashmaydigan modda hosil qiladi. A, B va C moddalarning tuzilishini aniqlang.

10. Ikkita ochiq zanjirli uglevodorod bittada qo'shbog' saqlaydi. Ularning molyar massa nisbatlari 1:2 nasbatda. Ular to'liq gidrogenlangandan keyin hosil bo'lgan uglevodorodlarning molyar massa nisbatlari 1:0,5172 bo'lgan, Bu qaysi uglevodorodlar.

Laboratoriya ishi: Spirtlarga hos tajribalar

Reja

1. Laboratoriya sharoitida spirtlarni olish uchun kerakli asbob uskunalar va reaktivlar tayyorlash.
2. Spirtlarni kimyoviy xossalariiga hos laboratoriya bajarish tajriba natijasi haqida hulosha yozish.

Spirtlarning suvda eruvchanligi va indikatorlarga munosabati

Reaktiv va materiallar: etil spirti, propil spirti, butil spirti, benzil spirti, natriy, fenofalein, lakmus qog'ozsi, probirkalar.

Uchta probirka olib, ularning biriga 0,5 ml etil spirti ikkinchisiga 0,5 ml propil, uchinchisiga 0,5 ml n-butil yoki amil spirti qo'yiladi. Spirtlarning hidiga e'tibor bering. Probirkalarning har biriga 1 ml dan distillangan suv qo'shiladi va aralashma chayqatiladi. Bunda molekulasiida to'rttadan kam uglerod saqlovchi spirtlarning suvda yaxshi erishi, tarkibida to'rtta va undan ortiq uglerod bo'lgan butil, amil va boshqa spirtlarning suvda yomon erishi amalda tekshirib ko'rildi. Hosil bo'lgan eritmalarga ko'k va qizil lakmus qog'ozlarini galma-gal botirib ko'rish orqali to'yingan bir atomli spirtlarning neytral moddalar ekanligi aniqlanadi.

Probirkalardagi aralashmaning eruvchanligiga va rangi o'zgarishiga e'tibor bering. Nima uchun metil va etil spirtlari suv bilan har qanday nisbatda aralashadi?



Dietil efirining hosil qilinishi

Reaktiv va materiallar: etil spirt, kons. sulfat kislota, pipetka, probirkalar.

Quritilgan probirkaga etil spirti va konsentrangan sulfat kislotalarning 1:1 nisbatlarda, avval tayyorlab qo'yilgan aralashmasidan 3 ml solinadi va u ehtiyyotlik bilan gaz gorelkasining kichik alangasida qaynaguncha qizdiriladi.

Keyin gaz gorelkasini o'chirib chetraqqa olib qo'yiladi va issiq aralashmaga pipetkada 5-10 tomchi etil spirt (probirka devorlari orqali) tomiziladi. Reaksiyada dietil efir hosil bo'lishini uning hididan bilib olinadi.



Probirka og'zi gaz o'tkazuvchi nayli probka bilan zinch berkitiladi va aralashma ohista qizdiriladi. Ajralib chiqayotgan dietil efir gaz chiqaruvchi nay uchida yondiriladi. Bunda dietil efirining o'ziga hos hidi seziladi. Dietil efir tarkibidagi uglerodning % miqdori etil spirtdagiga qaraganda ortiq bo'lganligi sababli, u etil spirtga qaraganda yorqinroq alanga berib yonadi. Reaksiya quyidagi tenglamalar bo'yicha boradi:



Natriy etilatning hosil bo'lishi va gidrolizi

Reaktiv va materiallar: etil spirt, natriy, fenofalein, probirkalar.


Quruq probirkaga 2-3 ml etil spirti solinadi. Moshdek natriy metallini kesib olib, uni kerosin va oksid pardadan tozalab probirkadagi etil spirtiga ehtiyyotlik bilan solinadi. Zudlik bilan probirkaga gaz o'tkazgich nayli tiqin mahkamlanadi. (Natriy solingan idishga suv tushmasligi zarur!). Reaksiya natijasida ajralib chiqayotgan vodorod gazi havoni siqb chiqargandan so'ng naychaning uchiga alanga tutiladi. Shundan so'ng vodorodni yonishini kuzatamiz. Hosil bo'lgan natriy alkogalyatga suv ta'sir ettirsak, alkogalyat gidrolizlanib ishqoriy muhit hosil qiladi. Probirkadagi natriy etilatni 1-2 ml distirlangan suv bilan eriting. Gidroliz mahsulotlariga 1-2 tomchi fenofalein tomizing. Eritma qizg'ish rangga bo'yaladi:



Spirtlarga oksidlovchilarning ta'siri


Reaktivlar: mis sim, etil spirti, kaliy permanganat eritmasi, 5% li kaliy bihromat eritmasi, 2n sulfat kislota, pinset, probirkalar, spirtovka.

1. Mis simni kichik spiral qilib o'rang, probirkaga bir necha tomchi etil spirti tomizing, spiralni pinset bilan ushlagan holda alangada cho'g'languncha qizdiring. Spiralni alangadan oling va shu zahoti probirkadagi spirtga botiring. Qora mis oksidi tilla rang misga aylanishini kuzating, probirkadagi eritmani hidlang, sırka aldegidni o'tkiz hidi seziladi. Reaksiya tenglamasini yozing.
2. Spirtlarni kaliy permanganat eritmasi bilan oksidlash. Probirkaga 2-3 ml etil spirti va 1 ml KMnO_4 ning ishqorli eritmasidan solib qizdiriladi. KMnO_4 ishqoriy muhitda spirtlarga oksidlovchi sifatida ta'sir etadi. Buni quyidagi reaksiya tenglamasi bilan ifodalash mumkin.



Bu jarayonda hosil bo'lgan atomar kislород hisobiga birlamchi spirtlar aldegidlargacha, ikkilamchi spirtlar esa ketonlargacha oksidlanadi. Eritma rangi yo'qoladi, aralashmani hidlab ko'ring. Sırka al'degid hidiga e'tibor bering.

3. Quruq probirkaga 0,5 ml etil spirt, 5% - kaliy bihromat eritmasidan 2ml, 2n sulfat kislotaning eritmasidan 1,0 ml quying. Hosil bo'lgan aralashma ohista qizdiriladi. Sariq rangli eritma ko'karishi kuzatiladi. Reaksiya natijasida sırka aldegi hosil bo'lganligi uning o'ziga xos hididan bilib olinadi. Bixromatlar kislotali sharoitda kuchli oksidlovchi ekanligi quyidagi reaksiya tenglamasi bilan izohlanadi:




Reaksiyada hosil bo'lgan atomar kislород ta'sirida spirtlar aldegid yoki ketonlargacha oksidlanadi.


Sırka etil efirini hosil qilish

Reaktiv va materiallar: konsentrangan (muz) sırka kislota, etil spirti, konsentrangan sulfat kislota, osh tuzining to'yigan eritmasi, probirkalar, spirtovka.

Probirkaga 2,0 ml konsentrangan (muz) sırka kislota va 2ml etil spirti quyib, ustiga 0,5ml konsentrangan sulfat kislota qo'shing. Probirkaga og'zini gaz chiqish nayi o'rnatilgan probka bilan berkiting. Aralashmani 3-5 minut ehtiyyotkorlik bilan qizdiring. Suyuqlik sovigach, ustiga osh tuzining to'yigan eritmasidan 2ml solib chayqating. Sırka etil efiri suvda erimagani va suvdan engil bo'lgani uchun eritma ustida qavat hosil qilib yigiladi, o'ziga hos hid beradi. Asosiy reaksiya:



Qo'shimcha reaksiyalar:



Masala va mashqlar:

1. Benzil spirt, o-krezol va pirokatexindan iborat 0,9 mol aralashma 27,6 g natriy bilan reaksiyaga kirishishi ma'lum bo'lsa, aralashmadagi pirokatexning massa ulushini (%) aniqlang.
2. 17,6 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan o'shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo'ldi. B kislotada mol miqdorda rux ta'sir ettilolganda 2,24 litr (n.sh) gaz ajraldi. A spirt zanjirida 4 ta uglerodi bo'lgan nechta birlamchi spirti bor.
3. izobutanol-1 tarkibida sp^3 (a), sp^2 (b) gibridlangan orbitallar soni, sp^3 -s (c) va sp^3 - sp^3 (d) bog'lar sonini toping. Natriy etilatning 400 gr 8,5% li spirtli

- eritmasini hosil qilish uchun nech^o grammdan natriy va etil spirti talab etiladi?
- 1, 2, 3 atomli spirtlarni yonish tenglamalarini yozing.
4. Metanol va etanoldan iborat aralashma natriy bilan reaksiyada 3,36 litr (n.sh.da) vodorod hosil bo'lgan. Spirtlar aralashmasi vodorod bromid bilan reaksiyada 31,3 g alkilbromidlar hosil bo'lsa, boshlang'ich aralashmani mol nisbatini aniqlang.
5. 50,16 g spirtning oksidlanishidan 49,02 g aldegid hosil bo'lsa, shunday massadagi spirtdan olinadigan kislota stronsiyili tuzini massasini toping.

Laboratoriya ishi: Karbon kislotalarni olinishi, kimyoviy xossalari.

Reja

1. Laboratoriya sharoitida karbon kislotalarni olish uchun kerakli asbob
2. Karbon kislotalarni olinishini bajarish, kimyoviy xossalariiga hos laboratoriya bajarish tajriba natijasi haqida hulosa yozish.
3. Uskunalar va reaktivlar tayyorlash, karbon kislotalarni kimyoviy xossalariini o'rganish.

Turli kislotalarni suvda eruvchanligi.

Reaktiv va materiallar: turli organik kislotalar, 10%li ishqor eritmasi, isitish asbobi.

Har-hil kislotalardan 1ml dan probirkaga soling. Hammasini ustiga 5 ml dan suv quying. Kislotalarni sovuq suvda va isitilganda erishini kuzating, erimay qolgan kislotalarga ozroq ishqor qo'shing. SHunda u eriydimi? Reaksiya tenglamasini yozing.

Kislotalarni kislotali xossalariini aniqlash.

Reaktiv va materiallar: 10% li sirkal kislota eritmasi, fenoftalein eritmasi, magniy metali, natriy karbonat kristallari, probirkalar, isitish asbobi.

1. Uchta probirkaning har biriga 1ml dan sirkal kislota eritmasidan soling. Birinchi va ikkinchi probirkaga fenoftalein eritmasidan 1 tomchi tomizing. Uchinchi probirkaga indikator qog'oz bo'lakchasi tashlang. Probirkalardagi o'zgarishni va indikator qog'ozini o'zgarishini kuzating.
2. probirkaga sirkal kislota eritmasidan 1ml solib, ustiga ozgina natriy metalidan tashlang. Reaksiya boshlanishi bilan probirkalga og'ziga cho'g' bo'lib turgan cho'p tuting, cho'p alanganadi. Sababini tushuntiring.
3. probirkaga 1ml sirkal kislota eritmasidan soling va ustiga natriy karbonat donachalaridan bir nechta tashlang. Probirkalga og'ziga yonib turgan cho'p tuting, o'chadi. Sababini tushuntiring.

Sirkal kislota etil efirini olish.


Reaktiv va materiallar: natriy asetat kristallari, etil spirt, kons.sulfat kislota, probirkalar, isitish asbobi.

Probirkaga 1g natoiy asetat kristallaridan solib, unga 2ml etil spirt quying. Aralashamga 1ml kons.sulfat kislota qo'shib ohista qizdiring. Ko'p o'tmay sirkal kislotalarning etil efiriga hos hid paydo bo'ladi. Reaksiya tenglamasini yozing.


Sirkal angidridga hos reaksiyalar.

Reaktiv va materiallar: sirkal angidrid, 10%li o'yuvchi natriy, etil spirt, probirkalar, isitish asbobi.

1. Probirkaga 2ml suv va 1ml sirkal angidrid quying va aralashmani chayqating. Sirkal angidrid suvda erimaganligi uchun aralashma ikki qatlama hosil qiladi. Pastki qatlama sirkal angidrid va ustki qatlama suv. Aralashmani sekin qizdiring, bunda qatlamlar bir-biri bilan aralashadi.



1. Probirkaga 2ml suv, 1ml sirkal angidrid va 1ml o'yuvchi natriy eritmasidan solib aralashtiring. Sirkal angidrid ishqor bilan reaksiyaga kiroishadi.



3. Probirkaga 2ml etil spirit soling va chayqatib turib ustiga oz-ozdan 2ml sırka angidrid qo'shing. So'ngra teng hajimda suv qo'shib, yahshilab aralashtiring. Aralashmani o'yuvchi natriy eritmasi bilan neytrallang. Sırka angidridning spirit bilan reaksiyasidan sırka kislotaning etil efiri hosil bo'ladi.

Moydansovun, sovundan moy kislotalarni olish.

Moy va Yog'larning ishqor ishtirokidagi gidrolizi sovunlanish reaksiyasi deyiladi.

Hajmi 100 ml li chinni kosachaga 2ml ishqor, 2ml suv solib qizdiring va 10ml pahta moy soling. Aralashtirib turib 20ml ishqorni oz-ozdan qo'shib, reakiyani qizdiring. Yigirma minutdan so'ng aralashmada qaymoqsimon ko'pik hosil bo'lish kerak. Undan ozgina olib suvda eritib ko'ring, erisa moyning gidrolizlanishi tugagan bo'ladi, ya'ni sovun hosil bo'lib u suvda eriydi. Sovunni reaksiyon aralashmaga tuz qo'shib ajratib olsa bo'ladi. Osh tuz qo'shib aralashmani sovutning sovun eritma yuzasiga qalqib chiqib qotadi, ajratib oling.

Masala va mashqlar:

1. 30,6 gr nomalum karbon kislota etil spiriti (tarkibida kislodring 18 izotopi bor) bilan tasirlashganda 39,6 gr murakkab efir hosil bo'lsa, nomalum karbon kislotani toping.
2. Massasi 107,3 gr propion kislota bilan tarkibida ^{18}O izotipi bo'lgan 106,4 gr ikkilamchi butil spirit orasidagi reaksiya to'la amalga oshganda hosil bo'lgan organik modda massasini (gr) xisoblang. Yog' gidrolizida xosil bo'lgan uch atomli spirit mol miqdordagi natriy bilan reaksiyaga kirishganda 67,2 litr vodorod ajralsa, gidrolizga uchragan triglitserid miqdorini (mol) da xisoblang?
3. 131,7 gr yog' gidroliz qilinganda 143,1 gr karbon kislotaning kaliyli tuzi hosil bo'lsa, yog'ning kimyoviy tarkibini toping.
4. Metan va oksalat kislotalar aralashmasi sulfat kislota ishtirokida 78,2 gr etanol bilan reaksiyaga kirishib 1 mol murakkab efirlar aralashmasi olingan

bo'lsa, boshlang'ich aralashmadagi kislotalarning miqdoriy (mol) tarkibini aniqlang.

5. 40,8 gr alkilatsetat gidrolizi natijasida xosil bo'lgan kislotani neytrallash uchun 800 ml 0,5 molyarli kaliy gidroksid eritmasi sarflansa, murakkab efir(lar) nomini aniqlang?

6. Etilasetat, propilformiat va pirokatexindan iborat 0,15 mol aralashma natriy gidroksidni 10 g bilan reaksiyaga kirishadi. Pirokatexinni massasini (g) aniqlang.


7. 100 gr yog' 508 gr yodni biriktirib olsa, yog'ni tarkibida nechta qo'sh bog' bor.

Laboratoriya ishi: Reaksiya tezligining konsentrasiyaga bog'liqligi.
Reja:

1. Reaksiya tezligining konsentrasiyaga bog'liqligi.
2. Reaksiya tezligining konsentrasiyaga bog'liqligiga oid tajribalar bajaradilar.

Reaksiya tezligiga ta'sirlashishuvchi moddalar kontsentratsiyasining ta'siri.


A) $Na_2S_2O_3$ natriy tiosulfatning In eritmasiga sulfat kislota H_2SO_4 ning 2n



Sulfat kislotaga natriy tiosulfatning ta'siri

eritmasidan qo'ying.

Eritma loyqalanishini kuzating, bunda quyidagi tenglama bo'yicha reaksiya ketib erkin holdagi oltingugurt hosil bo'lishi kuzatiladi.



Bunda kimyoviy reaksiya tezligi reaksiya boshlangan vaqtidan boshlab to eritma sezilarli darajada loyqalanishi kuzatilguncha ketgan vaqt bilan harakterlanadi.

B) Uchta raqamlangan kattaroq sig'imli probirkalarga natriy tiosulfat $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ning suyultirilgan (1:200) eritmasidan quyidagi hajmda soling birinchi probirkaga -5ml, ikkinchi probirkaga -10ml, uchinchi probirkaga 15ml. So'ngra birinchi probirkaga 10ml, ikkinchisiga 5ml distillangan suv qo'shing. Uchta boshqa probirkalarning har biriga 5ml dan suyultirilgan (1:200) H_2SO_4 eritmasi soling. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ eritmasi solingan har bir probirkaga aralashtirib turgan holda yuqorida tayyorlangan H_2SO_4 eritmasidan 5ml dan quying va kislota qo'shilgan vaqtidan boshlab to eritma sezilarli darajada loyqalanguncha o'tgan vaqtini aniqlang.

Natijalarini quyidagi ko'rinishda jadvalga joylang.

Probirkalar №	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ Eritmasi Hajmi ml	H_2O Hajmi ml	H_2SO_4 Eritmasi Hajmi ml	Eritmaning Umumiy hajmi ml	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ shartli kontsen tratsiyasi	Layqalanish paydo bo'lgnuncha utgan vaqt τ	Shartli birlikkagi reaksiya tezligi $V=1/\tau$
1	5	10	5	20	1c		
2	10	5	5	20	2c		
3	15	-	5	20	3c		


Xuddi shu natijalarni grafik ko'rinishda ham ifodalang, buning uchun absissalar o'qiga $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ning shartli kontsentratsiyasini ordinatalar o'qiga esa reaksiya tezligi $v=1/\tau$ ni joylang.

Kimyoviy reaksiyalar tezligiga reaksiyaga kirishuvchi moddalar kontsentratsiyasining ta'siri haqida xulosa chiqaring. Sizning kuzatishlaringiz massalar ta'siri qonuniga muvofiq keladimi?

Laboratoriya ishi: Kataliz. Kimyoviy muvozanatga oid tajribalar bajarish.
Reja:

1. Kataliz. Kimyoviy muvozanat
2. Kataliz. Kimyoviy muvozanatga oid tajribalar bajarish.

Kimyoviy muvozanatning siljishiga kontsentratsiyaning ta'siri.
Kichikroq sig'imli stakanda 10 ml dan 0,001 n temir (III)-xlorid va kaliy rodanid eritmalarini bir-biriga aralashtiring. Sodir bo'ladigan qaytar reaksiyaning tenglamasini va muvozanat konstantasi ifodasini yozing.



1-rasm. Temir (III)-xlorid va kaliy rodanid eritmalarini bir-biriga ta'siri

Olingan eritmani 4 ta probirkaga teng hajmda bo'lib soling. Birinchi probirkaga bir oz hajmda kontsentrlangan temir (III)-xlorid eritmasi, ikkinchisiga-kontsentrlangan kaliy rodanid eritmasi, uchinchisiga bir nechta

kaliy xlорид kristallidan qo'shing, to'rtinchи probirkani solishtirish uchun qoldiring. Probirkalardagi eritmalar rangini bir-biriga solishtiring. Rang intensivligining o'zgarishiga qarab kimyoiy muvozanatning qay tomonga siljiganligi haqida xulosa chiqaring. Massalar ta'siri qonuniga asoslanib rang o'zgarishi sababini tushuntiring. Olingan eritmalarning suyultirilishi natijasida kimyoiy muvozanatning siljishi kuzatiladimi?

Nazorat savollari


1. Kimyoiy muvozanat. Muvozanat shartlari.
2. Muvozanat konstantasi va unga ta'sir qiluvchi omillar.
3. Le-Shatele printsiipi. Muvozanatga ta'sir qiluvchi omillar.
4. Vodorod va iodning dastlabki kontsentratsiyalari 1 ga teng. Shu reaksiyaning 450°C dagi muvozanat konstantasi 50 ga teng bo'lsa, moddalarning muvozanat kontsentratsiyalarini aniqlang.

Laboratoriya ishi: Eritmalar. Eruchanlikni aniqlash oid tajribalar bajarish.
Reja:

1. Eritmalar. Eruchanlikni aniqlash.
2. Eritmalar. Eruchanlikni aniqlash oid tajribalar bajarish.

Tuzlar eruvchanligining temperaturaga bog'liqligi.

Probirkaga suv solib, maydalangan natriy nitrat tuzidan qo'shiladi va tuz to'liq eriguncha chayqatiladi.



Tuzlar eruvchanligining temperaturaga bog'liqligi

So'ngra natriy nitrat tuzidan yana qo'shiladi va probirkada biroz miqdorda tuz qolguncha chayqatiladi. So'ngra probirkani to'ritma tagidagi tuz erib ketguncha qizdiriladi. Eritmaga qaynoq holdagi to'yingan eritma hosil bo'lguncha natriy nitrat qo'shib boriladi. To'yingan eritma qanday hosil bo'lganini bilish mumkin. Eritmani qaynaguncha qizdiring keyin esa xona temperaturasigacha sovuting. Natriy nitratning sovuq va qaynoq suvda eruvchanligi to'g'risida xulosa chiqaring.

Nazorat savollari

1. Eruchanlik nima?
2. Eruchanlikga ta'sir qiluvchi omillar.
3. 25°C 25 g suvda 8,75 g kaliy nitrat erisa, shu tuzni 25°Cda eruvchanligini aniqlang.
4. Natriy xlоридning 250 g to'yingan eritmasini 90°C dan 10°C gacha sovutganda nechta gramm tuz ajraladi? Eruchanlik jadvalidan foydalaning.

Laboratoriya ishi: Eritmalar konsentrasiyasi, normal kontsentratsiyali eritmalarini tayyorlashga tayyorlash oid tajribalar.
Reja:

1. Eritmalar konsentrasiyasi, normal kontsentratsiyali eritmalar.
2. Eritmalar konsentrasiyasi, protsent va molyar kontsentratsiyali eritmalar tayyorlash oid tajribalar.

Molyar va normal kontsentratsiyali eritmalarini tayyorlash.

a) Qattiq modda va suvdan foydalanib eritmani tayyorlash.

Kerakli asboblar, shisha idishlar va reaktivlar: texnokimyoiy tarozi toshchalari bilan, stakan, voronka, 250 ml sig'imli o'lchov kolba probirkasi bilan, areometr, o'lchov tsilindri, eritma solib qo'yish uchun stakan, distillangan suv, $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Ishni bajarish tartibi: $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va suvdan foydalanib BaCl_2 ning 250 ml 0,5 normalli eritmasini tayyorlash uchun $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ dan qancha massada olish zarurligini xisoblab toping, so'ngra oldindan o'lchangan stakanda shu massadagi tuzni 0,01 gramm aniqlikda o'lchab oling. Olingan namunani voronka yordamida 250 ml sig'imli o'lchov tsilindriga soling va voronkada qolgan tuz yuqlarini distillangan suv bilan yaxshilab yuvib tushiring. Kolbadagi namunani dastlab ozroq hajmdagi suvda eriting, so'ngra kolbani belgisigacha suv solib og'zini probka bilan berkiting va yaxshilab aralashtiring.



1-rasm.Texnokimyoiy tarozi va uning toshlari;



2-rasm.Areometr

Olingan eritmani quruq tsilindriga solib areometr yordamida zichligini aniqlang va foiz kontsentratsiyasini jadval asosida toping, keyin eritmani sklyankaga solib qo'ying. Olingan eritmani molyar va normal kontsentratsiyasini xisoblab toping.

b) Kontsentrlangan eritma va suvdan foydalanib yangi eritma tayyorlash.
Kerakli asboblar: Areometr, o'lchov silindri, 250 ml sig'imli o'lchov kolbasi, voronka, eritma uchun sklyanka, xlorid yoki sulfat kislotanining molyar kontsentratsiyali eritmasi, distillangan suv.

Ishni bajarish tartibi: Laboratoriyada mavjud bo'lgan HCl yoki H_2SO_4 kislotanining eritmasidan foydalanib uning 250 ml bir molyarli eritmasini tayyorlang. Buning uchun dastlabki eritmaning zichligini areometr yordamida aniqlang. Dasrlikkagi jadval asosida uning foiz kontsentratsiyasini toping. Berilgan eritmani tayyorlash uchun dastlabki eritmada qancha massa va hajmda olish zarurligini xisoblab toping, so'ngra kislota eritmasidan xisoblab topilgan

hajmdagi eritmani o'lchab oling. 250 ml sig'imli kolbaning taxminan yarmigacha distillangan suv solib uning ustiga voronka yordamida yuqorida olingen kislota eritmasini oz-ozdan ingichka oqim bilan qo'shing. Kislota eritmasi tomchilarini voronkadan suv bilan yuvib tushiring. Eritmani chayqating va uni xona temperaturasigacha sovuting, so'ngra kolbani belgisigacha suv solib og'zini probka bilan berkiting va yaxshilab aralashtiring. Tayyorlangan eritmani quruq o'lchov tsilindriga solib areometr yordamida zichligini aniqlang va uni oldindan tayyorlab qo'yilgan sklyankaga solib quying. Eritmani normal va molyar kontsentratsiyasini xisoblab toping.

Nazorat savollari

1. Molyar kontsentratsiya deb nimaga aytildi? Uni topish formulalari.
2. Normal kontsentratsiya nima? Uni aniqlash formulalari.
3. Zichligi 1,14 g/ml bo'lgan 20% li sulfat kislotaning normal kontsentratsiyasini aniqlang.
4. 24,44 g BaCl₂·2H₂O dan necha ml 0,5 n li eritma tayyorlash mumkin?

Laboratoriya ishi: Eritmalar konsentrasiyasi, protsent va molyar kontsentratsiyali eritmalar tayyorlash

Reja:

1. Eritmalar konsentrasiyasi, protsent va molyar kontsentratsiyali eritmalar.
2. Eritmalar konsentrasiyasi, protsent va molyar kontsentratsiyali eritmalar tayyorlash oid tajribalar.

Protsent va molyar kontsentratsiyali eritmalar tayyorlash.

a) 200 gr 5% natriy karbonat tayyorlash uchun Na₂CO₃·10H₂O va suvdan 200 gr 5% natriy karbonat suvsiz tuzdan qanday massadan olish kerakligi hisoblanadi. Maydalangan sodani stakanga solib 0,012 aniqlikgacha bo'lgan

tarozida o'lchang. Kerak bo'ladigan suv hajmini o'lchov silindiri yordamida o'ling. Agar u 1 – jadvaldagi temperaturaga mos kelmasa, shu haroratgacha sovutiladi. Eritmani qizdirish uchun nozik silindir ichiga solib uni aralashtirish yordamida zichligi aniqlanadi. Zichlik orqali 7 – jadvaldan foydalanib natriy karbonatning eritmasini massa ulushini toping. Agar jadvalda shunday zichlik bo'lmasa undan ozroq yoki ko'proq o'lchamdag'i foyizni interpolatsiya usulidan foydalanib nazari va amaliy solishtiriladi.

b) 5% va 20% natriy xlor eritmasidan foydalanib 8% 200 gr eritma tayyorlang. Buning uchun oldin aralashtirish qoidasi asosida dastlabki eritmalardan qancha massada olish zarurligini xisoblab toping. So'ngra bu eritmalarning zichligini aniqlab, uning hajmini xisoblab toping. O'lchov tsilindir yordamida kerakli hajmdagi eritmalarni o'lchab olib, ularni bir – biriga yaxshi aralashtiring. Eritmani tsilindriga solib zichligini aniqlang.

v) Laboratoriyada mavjud bo'lgan HCl yoki sulfat kislota eritmasidan foydalanib uning 200 ml 1M eritmasini tanlang. Buning uchun dastlabki eritmaning zichligini ariometr yordamida aniqlang. Jadval asosida uning S% ni toping. Berilgan eritmani tayyorlash uchun dastlabki eritmadan qancha massa va hajmda olish zarurligini xisoblab toping. 200 ml sig'imli kolbaning taxminan yarmigacha distillangan suv solib uning ustiga voronka yordamida yuqorida olingen kislota eritmasidan oz – ozdan qo'shing. Kislota yuqini voronkadan suv bilan yuvib eritmani chayqating, xona temperaturasigacha sovuting, kolbaning belgisigacha suv solib og'zini probka bilan berkiting va yaxshilab aralashtiring. Eritma zichligini aniqlang va oldindan tayyorlangan idishga solib qo'ying. Foiz, molyar, normal, kontsentratsiyasini hisoblang.

Nazorat savollari

1. Foiz kontsentratsiya (massa ulush) nima? Uni hisoblash formulasi.

2. 200 g 5%-li mis (II)-sulfat eritmasi olish uchun necha gramm suv va mis kuperosi olish kerak?
3. 250 g suvda necha gramm kumush nitrat eritganda 2% li eritma hosil bo'ladi?
4. Zichligi 1,25 g/ml bo'lgan 36% li nitrat kislotaning molyar kontsentratsiyasini aniqlang.

Laboratoriya ishi: Elektrolitik dissosilanish va elektr o'tkazuvchanlikka oid tajribalar

Reja:

1. Elektrolitik dissosilanish


2. Elektrolitik dissosilanish va elektr o'tkazuvchanlikka oid tajribalar

Kislota, ishqor va tuzlarning elektr o'tkazuvchanligi.


Kerakli asboblar va reaktivlar: Akkumulyator, grafitdan yasalgan elektrodlar, stakan, HCl, H_2SO_4 , CH_3COOH , KCl, HNO_3 , Na_2SO_4 , CH_3COONa eritmalar.

Ishni bajarish tartibi.

a) Akkumulyator (2-4 V), ampermetr (3-5 A)ga grafitdan yasalgan elektrod olib, aylana qilib, kesilgan fanerga joylashtiring. Asbobni rasmida ko'rsatilgandek qilib yig'ing.




Akkumulyator



Ampermetr

Grafitli elektrodlarga sterjenning yuqori qismini zich qilib berkitadigan



Akkumulyator(2-4 V)

rezina trubka kiygizilgan bo'lishi kerak. Uchta stakanga 100 ml dan 1n xlorid kislota, sulfat kislota va sirkva kislota soling. Xlorid kislota solingan stakanga rasmdagidek qilib, elektrodlarni joylashtiring. Ampermetr strelkasining ko'rsatkichini belgilab oling.

So'ngra shu tajribani navbatma-navbat sulfat kislota va sirkva kislota bilan ham o'tkazing, bunda ham ampermetrning ko'rsatkichini belgilang. Elektrodlarni bir eritmadan ikkinchi eritmaga tushirishdan oldin ularni distrlangan suv bilan yaxshilab yuving. Tekshirayotgan kislotalarning elektr o'tkazuvchanligini taqqoslang va ularning nisbiy kuchlari xaqida xulosa chiqaring.

Xuddi shu usul bilan natriy gidroksid va ammiakning bir normalli eritmalarining elektr o'tkazuvchanligini tekshirib ko'ring. Bu ishqorlarning dissotsiyalanish darajasini taqqoslab ko'ring. Asbobni rasmini chizing. Olingan natijalarni ma'lumotnomalarda berilgan jadvallar bilan taqqoslab ko'ring.

b) Kaliy xlorid, nitrat kislota, natriy sulfat, CH_3COONa tuzlarining 1n li eritmalarini elektr o'tkazuvchanligini tekshiring. Ampermetrni ko'rsatkichini yozib oling. Tekshirilgan elektrolitlarning kuchi xaqida xulosa chiqaring.

v) Ikkitashakkangan 2N li sirkva kislota va ammiak eritmalaridan solib ularning har birini elektr o'tkazuvchanligini sinab ko'ring. So'ngra ikkala stakandagi eritmalarini bir idishga solib aralashtiring va olingan eritmaning

elektr o'tkazuvchanligini tekshiring. Tekshirilayotgan moddalarni elektr o'tkazuvchanligidagi farqini tushuntiring.

Nazorat savollari

- Quyidagi moddalarning elektrolitik dissotsilanish reaksiyalarini yozing. Qaysilarida dissotsiatsiya bosqichli boradi? AlCl_3 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, H_3PO_4 , H_2SO_3 , NaOH .
- Qanday moddalar elektrolitlar deyiladi? Ularni suvli eritmalarini noelektrolitlardan farqi.
- Elektrolitik dissotsilanish nazariyasiga muvofiq moddalar qaysi belgisiga ko'ra kislotalar, asoslar va tuzlarga bo'linadi?
- Ostvaldning suyultirish qonuni.

Laboratorya ishi: Ionli reaksiyalarning borishiga oid tajribalar


Reja:

1. Ionli reaksiyalar


2. Ionli reaksiyalarning borishiga oid tajribalar

Gaz va boshqa uchuvchan birikmalar hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiyalar


Bu reaksiyalarga asosan metalmaslarni vodorodli birikmalari H_2S , HF , HCl , HI , NH_3 va boshqa hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiyalar kiradi, masalan:



yoki ion shaklida:



Rux sulfid suvda yomon eriganligi sababli, reaksiyani ion shaklida bu tuzni molekulyar shaklda yozamiz. Bunda shuni ham e'tiborda tutish kerakki HCl bilan reaksiya cho'kmadagi ZnS ni erigan shakli bilan muvozanatda turgani uchun sodir bo'ladi:



cho'kma eritma.

Kerakli asbob va reaktivlar: ammoniy tuzlari, natriy gidroksid, probirkalar va gorelka.

Probirkaga ammoniy tuzidan bir oz quying va 1-2 ml natriy gidroksid eritmasidan qo'shing va qaynaguncha qizdiring. Ajralayotgan bug'ga nam qizil lakmus qog'ozini tuting. Nima kuzatiladi? Tushuntiring. Reaksiya tenglamasini yozing.

Elektrolit eritmalaridagi kimyojivj muvozanat

a) Uchta probirkaga kobalt (II) xloridning to'yingan eritmasidan 'bir necha tomchi soling. Eritmani dastlabki rangini belgilang. Birinchi probirkaga bir necha tomchi kontsentrlangan xlorid kislota, ikkinchisiga bir necha kaltsiy xlorid kristallaridan, uchinchisiga esa spirit soling. Eritmalar rangi o'zgarishini kuzating.

Birinchi probirkadagi eritma to'eritma rangi o'zgarguncha bir necha tomchi suv, undan keyin yana kontsentrlangan xlorid kislota qo'shing. Nima kuzatiladi? Kobalt (II) xloridning dissotsialish reaksiya tenglamasini yozing.

Gidratlangan kobalt (II) ioni $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ pushti rangga, kobalt (II) xlorid ko'k rangga ega bo'lishidan kelib chiqib hamma xollarda eritmalar rangi o'zgarishi sababini tushintiring.

b) Probirkaga 5 ml suv va 2 tomchi fenolftalein soling. Probirkaga bir tomchi kontsentrlangan ammiak eritmasi qo'shing. Fenolftalein qanday rangga

o'zgaradi? Ammiak eritmasi muhit qanday bo'ladi? Ammiak suvda eriganda sodir bo'ladigan qaytar jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing. Probirkadagi eritmani teng ikki qismga bo'lib, birinchi qismiga ozgina ammoniy xlorid qo'shing. Eritmani shisha tayoqcha yordamida aralashtirib, 2 la probirkadagi eritmalar rangini solishtirib ko'ring. Ammoniy xlorid qo'shilganda ammoniy gidroksidning dissotsialish jarayoni muvozanati siljishini tushuntiring.

Nazorat savollari

1. Gaz hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiyalar.
2. Gaz hosil bo'lish shaitlari.
3. Gaz hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiyalarni bajarishda rioya qilinishi kerak bo'lgan qoidalar.
4. Nima uchun ammiakni aniqlashda nam lakkus qog'oz'i ishlatiladi?
5. Elektrolitlar eritmalaridagi muvozanat.
6. NH_4OH , NH_4Cl , NaCl , MgSO_4 , Li_2S kabi tuzlarni suvli eritmasiga fenolftalein va lakkus qo'shilganda rang o'zgarishi kuzatiladimi?
7. NaCl eritmasiga fenolftalein qo'shilganda rang o'zgaradimi? Shu eritmaga soda qo'shgandachi?
8. Alyuminiy xlorid eritmasini gidrolizini tezlatish uchun qaysi moddalarni qo'llash mumkin?

Laboratoriya ishi: Tuzlarning gidroliziga oid tajribalar.
Reja:

1. Tuzlarning gidrolizi
2. Tuzlarning gidroliziga oid tajribalar.

Amaliy qisim.

1. Gidroliz mahsulotlarini aniqlash.

Probirkaga FeCl_3 eritmasidan ozgina solib va uni lakkus qog'oziga ta'sirini tekshiring. FeCl_3 ning gidrolizi reaksiya tenglamasining birinchi bosqichini yozing. FeCl_3 eritmasiga ozgina magniy kukuni qo'shing, gaz pufakchalari hosil bo'lishini kuzating. Qanday gaz hosil bo'ladi? Bu haqda xulosa qiling.

2. Temperaturaning gidroliz bosqichiga ta'siri.

Probirkada 3 ml. FeCl_3 va 3 ml. CH_3COONa olib aralashtiring, kimyoiy reaksiyaning tashqi belgilarni kuzating. Eritmani qaynagunga qadar qizdiring, nima kuzatiladi? Temir (III) atsetat hosil bo'lish va uning gidrolizi reaksiya tenglamasini yozing.

3. Universal indikator qog'oz yordamida eritma pH ini aniqlash.

pH aniqlanadigan eritmani o'qituvchidan oling. Kitobda ko'rsatilgan universal indikator qog'oz'i instruktsiyasi bilan tanishgan holda tekshirilayotgan eritma pH-i to'g'risida xulosa chiqaring. Vodorod ionlari kontsentrasiyasini hisoblang. Eritma muhitini aniqlang.

Eritmaning suyultirilganligini gidroliz darajasiga ta'siri.

Probirkaga 1 ml SbCl_3 eritmasidan soling va unga distillangan suvdan tomchilab to cho'kma hosil bo'lguncha soling. Gidroliz suyuqlanish bosqichda borishini e'tiborga olib, gidroliz reaksiya tenglamasini yozing. Suyultirilgandan keyin gidrolizning 2-bosqichi amalga oshadi va SbOCl hosil bo'ladi.

Probirkada 3 ml. FeS_3 va CH_3COONa aralashmalarini qo'shing. Kimyoiy reaksiya borayotganining tashqi belgilarini seziladimi? Suyuqlikni qaynash darajasiga qizdiring. Nima kuzatiladi? $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Fe}$ hosil bo'lishi va uning gidrolizi reaksiyasining tenglamasini yozing. Reaksiya tenglamalarini molekulyar va ion ko'rinishda yozing.

Nazorat savollari

1. Tuzlar gidrolizi.
2. Gidrolizga haroratning ta'siri.

3. Gidrolizga suyultirishni ta'siri. Gidroliz darajasi

Laboratoriya ishi: Tuzlarning gidroliziga oid tajribalar.

Reja:

1. Tuzlarning gidrolizi




2. Tuzlarning gidroliziga oid tajribalar.

Amaliy qisim.


Eng muhim oksidlovchi va qaytaruvchilarga xos reaksiyalar

1) 3 ta stakanga 3 xil tuz eritmalaridan quying: 1-siga KMnO_4 eritmasi; 2-siga $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ eritmasi; 3-siga $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. Kislotali muhit hosil qilish uchun har bir stakanga 0,1M H_2SO_4 eritmasidan qo'shing. So'ngra har bir stakanga KJ eritmasidan qo'shing. Uchala holatda ham erkin J_2 ajralib chiqishini kuzating.



1.1. Birinchi stakanda reaksiya quyidagi tenglama bo'yicha boradi.



1.2 Ikkinchchi stakanda






1.3 Uchinchi stakanda




2). Stakandagi shunday eritmalariga KJ o'rniga KBr qo'shing.

2.1 Birinchi stakanda





Ikkinchchi stakanda



Uchinchi stakanda



Uchinchi misolda xuddu shu stakanlardagi berilgan eritmalariga KSI qo'shing. Faqat birinchi stakanda Cl_2 ajralib chiqadi. Keyingi 2 stakanda xlor ajralishi kuzatilmaydi.



Shunday qilib 3 ta oksidlovchi va qaytaruvchi kuchi xaqida xulosa chiqaradi.



Kaliy permanganat tuzi

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga eritma muhitining ta'siri

Kaliy permanganatning oksidlovchilik xossalari

Uchta probirkaga 1-2 ml kaliy permanganat va ozgina H_2SO_4 eritmasidan quying. Birinchi probirkaga Na_2SO_3 , ikkinchisiga $FeSO_4$, uchinchisiga esa oksalat kislotasidan quying (uchinchisi probirkani qizdiring). Nima kuzatiladi? Reaksiyani molekulyar va ionli tenglamasini yozing.

1-2 ml $KMnO_4$ eritmasiga suv va natriy sulfit eritmasidan quying. Nima sodir bo'ladi? Reaksiyalarning molekulyar va ionli tenglamasini yozing.

Probirkaga ozgina $KMnO_4$ eritmasidan quying, unga kontsentrlangan ishqor eritmasi, keyin esa natriy sulfit eritmasini qo'shing. Eritma rangi o'zgarishini kuzating. Bir ozdan so'ng cho'kmanni hosil bo'lishini kuzating. Reaksiya tenglamasini tuzing.

Probirkadagi marganets sulfat eritmasiga kaliy permanganat eritmasini tomchilab aralashiring. Nima sodir bo'ladi? Reaksiya muhitini indikator bilan tekshiring. Reaksiya tenglamasini tuzing. Tajribada kuzatilgan xodisalarni tushintiring? Reaksiya muhitni kaliy permanganat-ning qaytaralishiga qanday ta'sir qildi?

Nazorat savollari


- Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasiga ta'rif bering.
- Qanday moddalar oksidlovchi bo'ladi?
- Qanday moddalar qaytaruvchi bo'ladi?
- Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarga koefitsient tanlash usullari.
- Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini borishiga muhitni ta'siri.
- Permanganat ionini turli muhitlarda hosil qiladigan mahsulotlari.
- Dixromat va xromat ionlarini turli muhitlarda hosil qiladigan mahsulotlari.
- Eng muhim oksidlovchi va qaytaruvchilar

Laboratoriya ishi: Galvanik elementlar. Elektroliz oksidlanish-qaytarilish jarayoni ekanligi. Suyuqlanmalar va erimlar elektrolizi. Elektroliz qonunlari.

Reja:

- Galvanik elementlar. Elektroliz oksidlanish-qaytarilish jarayoni ekanligi.**
- Tuz eritmalaridan siqib chiqarish yo'li bilan passiv metallar olish.**

Tuz eritmalaridan siqib chiqarish yo'li bilan passiv metallar olish.



Mis sulfat tuziga temirning ta'siri

Ish uchun kerakli jihozlar: probirkalar, temir mix, elektron tarozi (analitik torozi), qum qog'ozি (marka o); Erimlar: $CuSO_4$ eritmasi 1N, $ZnSO_4$ eritmasi 1N.

Ish bajarilishi:

Probirkalarning biriga $CuSO_4$ eritmasi solinadi, unga jilvir qog'ozи bilan tozalanadi va massasi

o'lchanagan temir mix solinadi. Ikkinci probirkaga qalay iiki sulfat eritmasi solinib, qum qog'ozи bilan tozalanadi va massasi o'lchanagan temir mix solinadi. Bir soat o'tgach temir mixlar probirkalardan olinadi, suv yuviladi, quritiladi. Temir mixlarning massalari qayta o'lchanadi. Reaksiya tenglamalari asosida hisoblash yo'li bilan ajralgan mis va qalay massalari olinadi.

Hisobot

T/r	Elektrolit	Temir mix massasi		Ajralgan metal massasi
		Oldingi massasi	Keyingi massasi	
1	$CuSO_4$ eritmasi			
2	$ZnSO_4$ eritmasi			

Nazorat savollari

1. Qanday metallar passiv hisoblanadi
2. Passiv metallar olishda elektrokimyoviy kuchlanish qatorida joylashgan qanday metallardan foydalanish mumkin?
3. Temir metal o'rniga qanday metallardan foydalanish mumkin?
4. Passiv metallar tuzlaridan yana qanday tuzlardan foydalanish mumkin?


Laboratiya ishi: Galvanik elementlar. Elektroliz oksidlanish-qaytarilish jarayoni ekanligi. Suyuqlanmalar va erimalar elektrolizi. Elektroliz qonunlari
Reja:

1. Galvanik elementlar.
2. Elektroliz oksidlanish-qaytarilish jarayoni ekanligi.
3. Suyuqlanmalar va erimalar elektrolizi.
4. Elektroliz qonunlari

Kerakli jihozlar. U-simon shisha naylar:rux va temir plastinkalar: mis,rux,temir simlar: chinni kosacha.

Eritmalar: NaCl ning 3% li eritmasi,fenolftalein eritmasi,200 ml suvdagi 0,2g qizil qon tuzi K₃[Fe(CN)₆] eritmasi.

Ishning bajarilishi. Suvda va neytral suvli eritmarda korroziya kislород ishtirokida anoda boradi.



Katod atrofida gidroksid ionlari tuplanadi.

1-tajriba. CHinni hovanchaga NaCl ning 3% li eritmasi solinadi va unga 5-6 tomchi fenolftalein eritmaksi qushiladi.Eritmaga qum qog'ozni bilan tozalangan rux sim bilan (yoki tor lentasi bilan)o'ralgan mis botiriladi. 2-3

minutdan keyin mis qog'ozida pushti rang hosil bo'ladi ,bu gidroksid ionlarining to'planishidan dalolat beradi.

2-tajriba.Mis tayoqcha o'miga temir mix olinadi va unga rux sim o'raladi. 1-tajribada kursatilgan eritmaga botirliganda temir katod atrofida ham pushti rang xosil bo'lishi kuzatiladi.

3-tajriba. Ikki metalning kontaktida katod va anod qisimlarini topish uchun NaCl ni 3% li eritmasiga qizil qon tuzi K₃[Fe(CN)₆] 0,2 ni 200ml suvda eritmada hosil bo'lgan eritmasidan bir necha tomchi va bir necha (5-6)tomchi fenalftalen eritmasidan qo'shiladi. Sunga eritmaga temir sim bilan o'ralgan mis tayoqcha botiriladi. Mis atrofida 2-3 minutdan keyin qzil rang temirda esa to'q kuk rang paydo bo'ladi.

Bu yerda temir-anod bulib eritmaga Fe²⁺ionlari o'tadi va K₃[Fe(CN)₆] bilan o'zaro ta'sirlashib turunbul ko'ki tuzi Fe₃[Fe(CN)₆]₂ hosil qiladi kuk rangning paydo bo'lishi eritmada temir ionlari temirni erish (korroziyasini) natejasida hosil bo'lishni pushti rangda esa gidroksil ionlarining tuplanishini ko'rsatadi.Bu gidroksid ionlar keslarodning katodda qaytarilishi hisobiga hosil bo'ladi.

Ishning xisoboti:Har bir tajribaning natejalari yoziladi va tushintirib beriladi.

Nazorat savollari va vazifalari:

1. Metallarning suvdagi va tuzlarning suvdagi eritmalaridagi korroziyasini haqida tushuntiring
2. Korroziyaning kelib chiqish sabablari nima?

Laboratoriya ishi: Kordinatsion birkmalarning izomeriyasi
Reja:

1. Kompleks birikmasini sintezlash va fotometrik usulda o'rGANISH.
- 2.Kordinatsion birkmalarning izomeriyasiga oid tajribalar.

Kobalt va misni ammiak bilan kompleks birikmasini sintezlash va fotometrik usulda o'rganish.

2 ta probirkaga 5 – 6 tomchi kobalt va mis nitrat tuzlari eritmasidan quying va uning ustiga 25 % li ammiak eritmasidan tomchilatib qo'shing. Hosil bo'lgan kompleks eritmaning rangini qayd qiling. Hosil bo'lgan kompleks birikmani fotometrda optik zichligini aniqlang. Kompleks birikmani hosil bo'lish reaksiya tenglamalarini yozing.

Kaliy diiodoargentat K [Agl₂] ning olinishi.

Probirkaga 3 tomchi kumush nitrat va 3 tomchi kaliy iodid eritmasidan soling – cho'kma hosil bo'ladi. Keyin yana 3 tomchi kaliy iodid eritmasidan qo'shing – cho'kma erib ketadi.

Kumush iodidning hosil bo'lishi va ortiqcha kaliy iodidda kompleksning hosil bo'lish reaksiyalari tenglamalarini yozing.

Kationli kompleks birikmalar.

Diamin – argentaxlorid [Ag (NH₃)₂] Cl ning olinishi.

Probirkaga 10 tomchi kumush nitratdan tomizib, shuncha natriy xlorid eritmasidan qo'shing. Cho'kmani tiniting va uning ustidagi suyuqlikni to'king. Hosil bo'lgan cho'kma erib ketguncha ammiak eritmasidan tomchilatib quying.

Reaksiya tengamasini yozing.

Kompleks birikmalarni eritmada spektrofotometrik usulda o'rganish

Xinazolon – 4 ni Cu (II) tuzlari bilan 1 : 2 va 1 : 3 nisbatli kompleks birikmali eritmada hosil bo'lganligi uchun ularni fotometrik usulda o'rganiladi. Buning uchun KXz ga Cu (II) tuzlaridan oz – ozdan qo'shilganda dastlab, to'q rangli cho'kma tushadi. Uning ustiga yana KXz qo'shganda eritmada och ko'k rangli Cu (KXz)₂ · N₂O kompleksi hosil

bo'ladi. Cu (Xz)₂ · N₂O kompleksi ustiga yana kXz eritmasidan qo'shganda siyoh rangli K [Cu (Xz)₃] · 2N₂O kompleksi eritmada hosil bo'ladi. Fotometrik usulda elektron spektri o'rganilganda miss tuzlarini, KXz ni, Cu (Xz)₂ · N₂O va K [Cu (Kz)₃] · 2N₂O komplekslarini rangi hamda chiqish oblastlarini taqqoslang. Kompleks birikmalarini qanday tuzilishda ekanligini tushuntiring.

Koordinatsion kationli va anionli birikmalarning hosil bo'lishi va dissotsiyalanishi.

2. Kationli koordinatsion birikmalarning olinishi va dissotsiyalanishi

a) Probirkaga 1 -2 ml AgNO₃ eritmasidan soling va ozgina NaCl eritmasini qo'shing. Hosil bo'lgan cho'kma eriguncha ammiak eritmasini qo'shib turing. Ag⁺ kationning koordinatsion soni 2 ga teng ekanligini xisobga olib, reaksiya tenglamalarini tuzing. Kuzatilgan o'zgarishlarni tushuntiring.

b) Probirkaga 1 – 2 ml CuCl₂ soling va Cu(OH)₂ cho'kmasi hosil bo'lguncha tomchilatib ammiak eritmasidan qo'shing, keyin bu cho'kma eriguncha ammiak eritmasidan ortiqcha miqdorda qo'shing. Cu²⁺ ionining koordinatsion soni 4 ga teng ekanligini xisobga olib kompleks asos hosil bo'lish reaksiya tenglamasini va koordinatsion formulasini yozing. Qaysi asos kuchliroq, kompleks asosmi yoki Cu(OH)₂, nima uchun?

3. Anionli koordinatsion birikmalarning olinishi va dissotsiyalanishi.

a) 1 – 2 ml Hg(NO₃)₂ (kuchli zahar!) eritmasiga tomchilatib HgJ₂ cho'kmasi hosil bo'lguncha KJ ning suyultirilgan eritmasidan qo'shing. So'ngra cho'kma eriguncha KJ eritmasidan yana qo'shing. Hg²⁺ ionining koordinatsion soni 4 ga teng ekanligini xisobga olib reaksiya tenglamalarini va olingan kompleks birikmaning koordinatsion formulasini yozing.

b) 2 -3 ml Bi(NO₃)₃ eritmasiga BiJ₃ cho'kmasi tushib eriguncha KJ ning 0,5 n eritmasini tomchilatib quying. Olingan eritmaning rangi qanday? Eritmaning rangi K⁺, J, Bi³⁺ ionlarning mavjudligidan kelib chiqadimi? Bi³⁺

ionining kardinatsion soni 4 ga teng ekanligini xisobga olib kompleks birikmani hosil bo'lishi va dissotsilanishi reaksiya tenglamalarini, koordinatsion formulasini yozing.

Nazorat savollari

1. Koordinatsion birikmalarda qanday izomeriyalar farqlanadi
2. Ularni tuzilishida qanday farq bo'ladi.
3. Koordinatsion son.
4. Markaziy atom.
5. Ligand. Ligand bo'lishi mumkin bo'lgan ionlar va moddalarning asosiy izomerlardagi holati qanday bo'ladi?


Laboratoriya ishi: Kordinatsion birkmalar olinishi oid tajribalar
Reja:

1. Kordinatsion birkmalar


2. Kordinatsion birkmalar olinishi oid tajribalar

Misning koordinatsion birikmalari.


A) Mis tiosulfat koordinatsion birikmasining olinishi. Oldingi tajribada olingan mis iodid cho'kmasiga natriy tiosulfatning 2 n eritmasidan cho'kma erib ketguncha tomchilatib quying. Natijada mis tiosulfat koordinatsion birikmasining eritmasi hosil bo'ladi.



B) Mis tetroammiakatining hosil bo'lishi. Probirkaga mis (II) – sulfatning 1 n eritmasidan 2 – 3 tomchi va ammiakning 25%. li eritmasidan 2 – 3 tomchi tomizing. Havo rang mis (II) – gidroksisulfat cho'kmaga tushadi.



Ammiak tomizishni cho'kma erigurcha davom ettiring. Cho'kma erishi natijasida misning ko'k tusli ikki valentli kompleks birikmasi hosil bo'ladi.



Kumushning koordinatsion birikmalari.

A) Kumushning ammiakli koordinatsion birikmasihu tuzining olinishi. To'rtinchi tajribada olingan kumush galogenidlari cho'kmasining har biriga bir tomchidan ammiakning 25 % li eritmasidan qo'shing. Hammasida erish tezligi bir xilmi? Kumush galogenidlari ammiak bilan hosil qilgan kompleks birikmalarning eruvchanligiga qarab tartibli joylashtiring. Kumushning koordinatsion soni 2 ga tengligini nazarda tutib, kumush galogenid bilan ammiak eritmasi o'rtaida bo'ladigan reaksiyaning molekulyar va ionli tenglamasini yozing.

Eruvchanlik ko'paytmasi qiymatidan kumush galogenidlarning eruvchanligi har xillagini tushuntiring.

B) Kumushning ammiakli kompleks asosining olinishi. Birinchi tajribada olingan kumush oksid cho'kmasiga ammoniy gidroksidning 2 n eritmasidan cho'kma erib ketguncha ehtiyyotlik bilan tomizing. Kumushning asosli kompleksi eritmasi hosil bo'ladi. Bu birikmaning barqarorligini kumush gidroksid bilan solishtiring.

Reaksiya tenglamasini yozing.

V) Kumushning tiosulfat kompleksining olinishi. Probirkaga 3 tomchi kumush nitrat eritmasidan tomizib, uning ustiga 1 n tiosulfat eritmasidan tomchilatib qo'shing.

Kumush tiosulfat hosil bo'lishidan cho'kma tushishini va mo'l natriy tiosulfatda erib ketishini kuzating.

Kumush nitrat bilan natriy tiosulfatning hosil bo'lish va uning ortiqcha cho'ktiruvchida erish reaktsiyasi tenglamalarini yozing.

Qo'rg'oshining koordinatsion birikmasini olish va uning suv bilan ajralishi.

Probirkaga 3 tomchi qo'rg'oshin (II) –nitrat eritmasidan tomizing va 3 tomchi natriy iodid qo'shing. Olingan cho'kmanning hammasi erib ketguncha natriy iodiddan yana bir necha tomchi qo'shing. Hosil bo'lgan eritmaga cho'kma hosil bo'lguncha tomchilatib suv qo'shing. Cho'kmanning rangiga e'tibor bering.

Qo'rg'oshin (II) – iodid cho'kmasi nima sababdan ortiqcha natriy iodidda erishini tushuntiring.

Reaktsiya tenglamalarini yozing.

Kompleks birikmaning suv bilan ajralish reaktsiyasi tenglamasini yozing va suv qo'shilganda qo'rg'oshin (II) – iodid cho'kmasi hosil bo'lish sababini tushuntiring.

Uch valentli vismut iodid va uning koordinatsion birikmasining olinishi.

Probirkaga vismut xlorid eritmasidan 1 tomchi va shuncha kaliy iodid eritmasidan quying. Qora cho'kma tushishini kuzating.

Olingan vismut iodid cho'kmasi erib, kompleks birikma K $[BiL_4]$ hosil bo'lguncha yana 4 tomchi kaliy iodid eritmasidan qo'shing. Olingan K $[BiL_4]$ eritmasiga 5 tomchi suv quying. Natijada kompleks birikma parchalanib yana ikkinchi marta vismut iodid cho'kmasi hosil bo'lishini kuzating. Unga yana 5 tomchi suv qo'shing va probirkani isiting. Uch valentli vismut iodid gidrolizining mahsuloti bo'lgan BiOI ning hosil bo'lganligini ko'rsatuvchi to'q sariq cho'kma hosil bo'ladi.

A) Uch valentli vismut iodidning olinishi, b) kompleks birikmaning hosil bo'lishi, v) vismut iodidning gidrolizi (gidroliz natijasida asosiy tuz $Bi(OH)_2I$ hosil bo'ladi), g) BiOI hosil bo'lishi bilan boradigan vismutning asosli tuzining parchalanish reaktsiyalari tenglamalarini yozing.

$[BiL_4]^-$ kompleks ionining beqarorlik konstantasi ifodasini yozing va tajriba natijalaridan foydalanib suvning qo'shilishi kompleks ionining parchalanishga olib kelganlik sababini tushuntiring.

Uch valentli temirning koordinatsion birikmalarini hosil qilish.

A) Probirkaga $FeCl_3$ eritmasidan 3 – 5 tomchi quyib, uning ustiga 1 tomchi 0,01 n ammoniy rodanid eritmasidan va 2 tomchi 2 n ortofosfat kislota tomizing. Nima kuzatiladi?

Hosil bo'lgan barqaror kompleks $[Fe(PO_4)_2]^{+3}$ ioni rangsiz ekanligini nazarda tutib, kuzatilgan hodisani izohlang va tegishli reaktsiya tenglamasini yozing.

B) Probirkaga 3 – 5 tomchi $FeCl_3$ eritmasidan quyib uning ustiga 1 tomchi 0,01 n ammoniy rodanid eritmasidan va 2 tomchi florid kislota tomizing. Nima kuzatiladi?

Hosil bo'lgan barqaror kompleksda $[FeF_6]^{-2}$ ion rangsiz ekanligini nazarda tutib, kuzatilgan hodisani izohlang va tegishli reaktsiya tenglamasini yozing.

Nazorat savollari

1. Koordinatsion birikmalar xossalari umumlashtiring.
2. Koordinatsion birikmalar xossalari dagi farqni tushuntiring.

Test-1:

Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar- proton, electron va neytron

1. Tartib raqami 35 bo'lgan element atomining nisbiyi atom massasi 80 bo'lsa, uning yadrosida nechta neytron bor?

- A) 35 B) 45 C) 40 D) 115

2. $^{55}_{25}Mn$ va $^{89}_{35}Br$ elementlaridagi neytronlar farqini toping?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

3. Atom yadro zaryadi nima bilan tavfsilanganadi?

- A) proton B) electron C) neytron D) pazitron

4. 35 ta proton 30 ta electron va 45 ta neytrondan iborat atomning massasi qancha?

- A) 35 B) 45 C) 80 D) 75

5. $^{234}_{92}U$; $^{235}_{92}U$ va $^{238}_{92}U$ larning atomlari qaysi zarrachalar bilan farqlanadi?

- A) proton B) electron
C) neytron D) yadro zaryadi

6. Quyidagi Ne, Mg^{2+} , F^- elementlari tarkibidagi qaysi zarrachalar soni o'zaro bir biriga teng?

- A) proton B) neytron C) electron D) pazitron

7. Gidrosulfat anioni va Gidroksoalyuminiy kationlaridagi jami proton, electron va neytron yig'indisini toping?

- A) 210 B) 212 C) 211 D) 213

8. Yadrosi tarkibida 146 ta neytron va atom massasi 238 bo'lgan element davriy sistemada qaysi oilaga mansub?

- A) s- B) p- C) d- D) f-

9. Protonlar va neytronlar yig'indisi nisbati 1:0,6 bo'lgan molekulani toping.

- A) CH_4 B) NH_3 C) N_2D_4 D) SiH_4

10. Neytroni protonlaridan 10 taga ko'p, protonlari va elektronlari yig'indisidan 25 taga kam bo'lgan elementning yadro zaryadini toping.

- A) +30 B) +35 C) +53 D) +9

11. Na atomidagi protonlar soni Al atomidagi neytronlar sonidan qarchaga farq qiladi.

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. $NaNO_3$ dagi yadroda zarrachalarning umumiyligi sonini ko'rsating.

- A) 85 B) 127 C) 84 D) 126

13. $\sum_i^1 p = \sum_{-1}^0 e < \sum_0^1 n$ ifoda to'g'ri keltiriligan element atomini ko'rsating.

- A) ^{28}Si B) ^{12}Mg C) ^{23}Na D) ^{32}S

14. $\sum_i^1 p < \sum_{-1}^0 e > \sum_0^1 n$ ifoda to'g'ri keltiriligan ionni ko'rsating.

- A) F^- B) SO_4^{2-} C) NH_4^+ D) Al^{+3}

15. ^{56}Fe atomining yadrosining va umumiyligi zarrachalarning necha foizi zaryadsiz zarrachalar tashkil qiladi.

- A) 36,6; 53,6 C) 40;60

- B) C) 60;40 D) 53,6;36,6


16. Quyidagi keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, elektron va neytron yig'indisi ortib borish tartibida joylashtirilgan qatorni toping:



- A) 5,2,1,3,4 B) 2,1,5,3,4 C) 1,5,2,3,4 D) 5,1,2,3,4

17. Berilgan yo'nalishda moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytron yig'indisi qanday o'zgarishini aniqlang (elementlarning tartib raqami berilgan)

a- kamayadi; b-ortadi; c-o'zgarmaydi;



- A) 1-a,2-a,3-b,4-b B) 1-a,2-b,3-a,4-b C) 1-b,2-a,3-c, 4-b D)
1-a,2-a,3-b,4-c

18. Zaryadsiz nuklonlar soni barcha zarrachalarning 33,33% ini, yadroning 50% tashkil etadigan bo'lsa no'malum elementni toping.

- A) ^{30}Si B) ^{32}S C) ^{56}Fe D) ^{137}Ba

19. Umumiylar ayirmasi 2 ga teng bo'lgan juflikni aniqlang.

- A) HPo_4^{2-} va CO_3^{2-} B) HSO_4^- va SiO_3^{2-}
C) CO_3^{2-} va HSO_4^- D) HPo_4^{2-} va HSO_4^-

20. x^n ioni y^+ ioniga 2 ta electron bersa, zaryadlari teng bo'lib qoladi. „n“ ning qiymatini aniqlang.

- A) -1 B) +3 C) -3 D) +1

Test-2

1. Yevropiy elementining bosh kvant sonidan orbital kvant soni ayirmasini toping

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

2. Qaysi element elektronida to'la sakrash kuzatilgan?

- A) Cr B) Mn C) Pd D) F

3. Neytroni protonidan 10 taga ko'p, zaryadli zarrachalardan esa 25 taga kam bo'lgan elementning magnit kvant soni qiymatini aniqlang.

- A) -2 B) -1 C) 0 D) +1

4. Mol nisbatlari 2:3 bo'lgan NO va NO_2 aralashmasining o'rtacha molyar massasini (g/mol) toping.

- A) 35,6 B) 39,6 C) 36,4 D) 32,4

5. Kislorodning massa ulushi 40% bo'lgan kislorod-ozon aralashmasining o'rtacha molyar massasini (g/mol) toping.

- A) 38 B) 35 C) 40 D) 36

6. 0,25 mol XO_4^- ioni tarkibida $102,34 \cdot 10^{23}$ ta elektron bo'lsa, ion tarkibidagi proton, elektron va neytronlari yig'indisini hisoblang.

- A) 212 B) 211 C) 213 D) 210

7. $^{88}_{38}\text{Sr}$ izotopi atomi yadrosining necha foizi neytronlardan iborat?

- A) 50 B) 56,8 C) 39,7 D) 60,3

8. Elektronning kvant sonlari (n, l, m_l, m_s) 4; 2; -2; + $\frac{1}{2}$ bilan tugallangan elementning elektron konfiguratsiyasini aniqlang.

- A) ...4s²4p¹ B) ...4s²3d⁵ C) 4s²3d¹ D) ...4s²3d⁶

9. Quyidagi orbitalarning qaysi birida elektronning energiyasi yuqoriroq bo'ladi?

- A) 3s B) 3f C) 3p D) 2d

10. Qavatlarning elektronlar bilan to'lib borish tartibiga ko'ra 4f pog'onachadan oldin qaysi energetik pog'onacha elektron bilan to'ladi?

- A) 5d¹ B) 6s² C) 5d² D) 4p⁶

11. Elektron konfiguratsiyalarning qaysi biri tartib raqami 24 bo'lgan elementga mos keladi?

- A) ..3s²3d³ B) ...3d⁴4s² C) 3d⁵4s² D) 3d⁵4s¹

12. Tartib nomeri 26 bo'lgan element E³⁺ ionining d – orbitalida nechta toq elektron bor?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

13. Cr⁺³ ioni X⁺¹ ionidan 3 marta ko'p elektronga ega bo'lsa, Cr ning tartib nomeri X ning tartib nomeridan necha marta ortiq?

- A) 4 B) 3 C) 5 D) 7

14. Xona xaroratida Azot bilan reaksiyaga kirishadigan metallni aniqlang

- A) Mg B) Li C) Be D) Al

15. Quyidagi metallarni ionlanish potensiali ortib borish tartibida joylashtiring.

- 1) litiy; 2) seziy; 3) kaliy; 4) natriy; 5) rubidiy;
A) 1,4,3,5,2 B) 2,5,3,4,1 C) 3,5,4,1,2 D) 3,5,2,4,1

16. Quyidagi elementlarni metalmaslik xossalari ortib borish tartibida joylashtiring. 1) fosfor; 2) bor; 3) xlor; 4) uglerod; 5) oltingugurt;

- A) 1,2,3,4,5 B) 3,2,1,4,5 C) 2,4,1,5,3 D) 4,2,5,1,3


17. Elektron konfiguratsiyasi 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶ bo'lgan zarrachalarni aniqlang. 1)

- Ar; 2) K; 3) K⁺; 4) Cl⁻; 5) S²⁻; 6) Ca²⁺; 7) P³⁻; 8) Ca

- A) 7, 3, 4, 6, 5 B) 5, 8, 6, 4, 1, 3, 7, 2

- C) 8, 2, 1 D) 1, 7, 5, 4, 6, 3

18. Quyidagi tartibida birikmalarning asoslik xossasi qanday o'zgaradi?



- A) ortadi B) kamayadi
C) o'zgarmaydi D) avval ortib, keyin kamayadi

19. X³⁻, Y, Z⁴⁺ va T²⁻ atom va ionlari o'zaro izoelektron bo'lib ular tarkibidagi protonlari yig'indisi 71 ga teng bo'lsa, T atomining yadro zaryadini aniqlang.

- A) +14 B) +15 C) +16 D) +17

20. Cu²⁺ ioni tarkibida nechta $-\frac{1}{2}$ spinli elektron bor?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

Test-3

1. O'rta asrlarga kelib Yevropadagi rivojlanish kimyo sohasida ham o'z aksini topdi. XVII asrda nemis olimi ... flogiston nazariyasini yaratdi.

- A) G. Shtal B) M.V. Lomonosov

C) J. Dalton

D) I.A. Kablukov

2. Monoklinik, rombik, plastik kabi allotropik shakl o'zgarishlar qaysi element atomi uchun xos?
A)Uglerod B)Oltingugurt C)Fosfor
D)Qalay

3. Kimyo laboratoriyasida ishlataladigan moddalar tozalik ko'rsatkichlari bo'yicha qanday turlarga ajratiladi? 1)mahsus toza 2)kimyoviy toza 3)analiz uchun toza 4)biologik toza 5)fizik toza 6)texnik toza 7)sof toza 8)Fizik-kimyoviy toza A)1,2,3,4,5 B)2,3,4,6,7 C)1,4,6,7,8 D)1,2,3,6,7

4. Quyida keltirilgan qaysi moddalar tarkibiga vodorod atomlari kirmaydi?
1)fosfin 2)metan 3)oq qum 4)oksalat kislota 5)marmar 6)glyukoza 7)ammiak 8)potash 9)lyaps 10)kristall soda A)1,2,4,6,7,10 B)2,4,6,8,9, C)3,5,8,9 D)1,2,6,10

5. Qanday moddalar harorat ortishi bilan faqat 2 xil (qattiq va gaz) holatlarda bo'ladi? 1)is gazi 2)naftalin 3)vodorod xlorid 4)etil spirti 5)yod 6)karbonat angidrid ("quruq muz")

A) 1,2,4,6 B) 3,4,5 C) 2,5,6 D) 1,3,6

6. Birikmalar tarkibi..... yo'li bilan aniqlanadi.
A) sintez B) analiz
C) diffuziya D) "Broun" harakati

7. Agregat holat bu - ...
A) Ixtiyoriy moddaning ma'lum bir harorat va bosimda ushlab turilgan holati

B) Bir mol molekulani bug'latishda 100°C dan yuqori bo'lmagan haroratlari holat
C) Har qanday oddiy yoki murakkab moddani o'zi uchun qulay holatda bo'lishi

D) Bir mol har qanday oddiy yoki murakkab moddani o'zi uchun qulay holatda bo'lishi

8. Qaysi gazning zichligi (g/l; n.sh) 1,25 ga teng emas?
A) C_2H_4 B) N_2 C) CO D) C_4H_8

9. XBr_3 va XBr_5 tarkibli moddalar molekulyar massalari nisbati 13,55:21,55 bo'lsa, X element atomini aniqlang.

A) fosfor B) kalsiy
C) alyuminiy D) kaliy

10. Qaysi moddaning bir moli tarkibida $216,72 \cdot 10^{23}$ ta elektron bor?
A) Na_2S B) KCl C) MgO D) BaO_2

11. Ifloslangan osh tuzidan toza osh tuzi olish bosqichlarining to'g'ri ketma-ketligini tanlang? 1)ifloslangan osh tuzi 2)ifloslangan osh tuzining eritmasini filtrlash 3)ifloslangan osh tuzini eritish 4) toza osh tuzi 5)filtratni bug'latish
A) 1,2,5,3,4 B) 1,2,3,5,4
C) 1,2,3,4,5 D) 1,3,2,5,4

12. Moddaning fizik xossalari keltirimagan qatorni tanlang: 1)rang 2)zichlik 3)reaksion qobiliyati 4)eruvchanlik 5)elektr o'tkazuvchanlik 6)hid 7)ta'm 8)agregat holati 9)tirik organizmlarga ko'rsatadigan ta'siri 10)katalizatorlik xususiyati 11)shakl 12)bolg'alanuvchanlik

A) 2,5,7 B) 3,9,10
C) 1,2,4 D) 3,4,7,8

13. 73,5 g fosfat kislotasi tarkibidagi umumiy atomlar soni necha gramm sulfit kislotasi tarkibida bo'ladi?

- A) 61,5 B) 82,0 C) 65,6 D) 73,8

14. Pirofosfat kislotasining nisbiy molekulyar massasini (g/mol) aniqlang.

- A) 98,0 B) 80,0 C) 196,0 D) 178,0

15. Qaysi moddaning $1,25 \text{ mol}$ tarkibida $6,02 \cdot 10^{24}$ ta atom bo'ladi?

- A) HNO_3 B) H_2SO_4 C) H_3PO_4 D) HPO_3

16. Toza modda(I) va aralashmalarni(II) farqlang? 1)Suv bug'i 2)Sut 3)Asal 4)Oltin yombisi 5)Temir qoshiq 6)Siyoh 7)Mis sim 8)Yodlangan osh tuzi 9)o'simlik moyi

- A) I-1,3,4,5; II-2,6,7,8,9
B) I-2,6,7,8; II-1,3,4,5,9
C) I-3,5,9; II-1,2,4,6,7,8
D) I-1,4,7; II-2,3,5,6,8,9

17. 0,8 mol KMnO_4 va necha mol $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ termik parchalansa, $22,4 \text{ l}$ (n,sh) gaz hosil bo'ladi?

- A) 1,2 B) 0,8 C) 1,6 D) 1,4

18. Y_2O_7 ning 36,6 g miqdori tarkibida $84,28 \cdot 10^{22}$ ta kislород atomi bor bo'lsa, oksid molyar massasini (g/mol) aniqlang?

- A) 366 B) 198 C) 222 D) 183

19. 42 l (n,sh) propenni to'la yoqish uchun necha l (n,sh) ozon kerak?

- A) 84 B) 126 C) 105 D) 210

20. $\varphi(\text{C}_2\text{H}_4)=0,6$ bo'lgan C_2H_4 va X gaz aralashmasining 17,92 litri (n,sh) 33,92 g kelsa, noma'lum X gaz molyar massasini (g/mol) aniqlang?

- A) 44 B) 40 C) 64 D) 30

21. Magnetit tarkibidagi metalning massa ulushini % da toping?

- A) 77,7% B) 70 % C) 72% D) 72,4%

22. Quyidagi oksidlarni rangi bo'yicha juftlang?

- 1) FeO 2) Ag_2O 3) MgO 4) MnO 5) CoO 6) NiO 7) Cu_2O a) qizil b) yashil c) ko'kimtir-yashil d) oq e) qora f) qoramitir
A) 1-f, 7-a, 3,4-d, 2-e, 5-c, 6-b
B) 5-b, 6-c, 1-e, 2-f, 3-d, 4,7-a
C) 3-d, 5,4-c, 7-a, 1-e, 2-f, 6-e
D) 1-e, 7-a, 3,4-d, 2-f, 6-b, 5-c

23. Quyidagi oksidlarni agregat holat bo'yicha juftlang?

- 1) NO_2 2) Cl_2O 3) SO_3 4) N_2O_5 5) SiO_2
a) suyuq b) qattiq c) gaz
A) 1-c, 2,3,4-a, 5-b B) 1,2-c, 3-a, 4,5-b
C) 4,3,2-a, 1-c, 5-b D) 1-c, 2,3-a, 4,5-b

24. Quyidagi oksidlarni rangi bo'yicha juftlang?

- 1) CrO_3 2) P_2O_5 3) V_2O_5 4) Mn_2O_7 5) BeO
a) kulrang b) qoramitir binafsha c)sariq d) oq e) qizg'ish sariq
A) 1-c, 2-d, 3-e, 4-b, 5-a B) 1-c, 2-e, 3-e, 4-c, 5-d
C) 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-d D) 1-c, 2-e, 3-c, 4-b, 5-d

25. Quyida berilgan moddalarni klassifikatsiyasiga qarab ajrating? 1) Sn(OH)₄, 2) Pb(OH)₂, 3) Fe(OH)₃, 4) Cr(OH)₃, 5) Bi(OH)₃, 6) Cr(OH)₂, 7) Fe(OH)₂, 8) Ni(OH)₂, 9) Ni(OH)₃, 10) Co(OH)₂, 11) Co(OH)₃, 12) Mn(OH)₂ a) asos b) amfoter

- A) a-1,2,3,4 b-5,6,7,8,9,10,11,12
- B) a-2,5,6,7,8,10,12 b-1,3,4,9,11
- C) a-5,6,7,8,9,10,11,12 b-1,2,3,4
- D) a-1,3,4,9,11 b-2,5,6,7,8,9,10,12

26. Quyidagi tuzlarni klassifikatsiya bo'yicha ajrating.

- 1) NaCl, 2)[CrCl₃(H₂O)₃], 3)CaSO₄, 4)K₂[PtF₄], 5)Cu(NO₃)₂
- 6)Cr(OH)(CH₃COO)₂, 7)Fe(H₂PO₄)₂, 8)KHS, 9)[Fe(OH)₂]₂SO₄, 10)Li₂HPO₄,
- 11)Ba(HSO₃)₂ 12)Al(OH)SO₃ 13)KAl(SO₄)₂, 14)KCr(SO₄)₂, 15)Na₂[HgI₄],
- 16)[CrCl₂(H₂O)₄]Cl, 17)(NH₄)₂Fe(SO₄)₂

a-o'rtalari, b-nordoni, c-asosli, d-qo'shi, e-kompleks

- A) a-1,3,8,5 b-7,10,11 c-6,12 d-13,14,17 e-2,4,9,15,16
- B) a-1,3,5 b-7,8,10,11 c-6,9,12,15 d-13,14,17 e-2,4,16
- C) e-2,4,15,16 b-7,8,10,11 d-13,14,17 a-1,3,5 c-6,9,12
- D) a-1,3,5 b-7,8,10,11 c-6,12 d-13,14,17 e-2,14,15,16,9

27. 21,6 g Ag metali CuSO₄ reaksiyaga kirishganda necha g Cu hosil bo'ladi.

28. 410 dan ortiq ilmiy maqola, 35 ta patent, 3 ta monografiya, 2 ta darslik, 15 ta o'quv qo'lanma muallifi. K-1 preparati metal yuzasi bilan ishqalanuvchi yuzasini kamaytiruvchi moddani sintez qilgan. Paxta sellulozasi bilan ham ishlagan qaysi olim.

A) Y.Toshpo'latov

B) H.Uzmanov

C) A.Abdulvahobov D) N.Yusupbekov

29. 1700 dan ortiq maqola va ixtiro, 10 dan ortiq darslik va monografiya va 300 dan ortiq patent muallifi. Propargil spirt hosilchilari va geterosiliklik birikmalar asosida biologik faol birikmalar sintezi bilan shug'llangan.

A) Shavkat Solixov B) N.Yusupbekov

C) Nusrat Parpiyev D A.Maxsumov

30. 44 gr malaxit va 39,2 gr kupros moyida qancha a)atom, b)praton, c)elektron, d)kislorod atomi mavjud

A _____ B _____

C _____ D _____

Test-4

1. 3/14 g azot oksidi tarkibida 6/76 g azot borligi ma'lum bo'lsa, azotning ekvivalentini toping

- A) 2,8 B) 7 C) 4,667 D) 3,5

2. Noma'lum metall oksidi massasi 34,02 g , xlорidining massasi 57,12 g ga teng noma'lum metall sulfidining 0,3 mol miqdordagi massasini (g) toping

- A) 29,1 B) 38,4 C) 23,1 D) 32

3. Quyida berilgan jadvaldaggi ma'lumotlardan foydalanib, II birikmaning formulasini toping.

Birikma	Birikma formulası	A ning massasi	Birikma massasi
I	A ₂ B ₃	5	9,8

II	?	7,5	13,9
----	---	-----	------

- A) A_2B_3 B) AB_2 C) A_2B D) A_3B_4

4. Normal atmosfera bosimida va 70°C da qaysi vodorod galogenidning azot bilan aralashmasining zichligi $0,885 \text{ g/l}$ ga teng bo'ladi:

- A) HCl B) HJ C) HBr D) HF

5. Quyidagi qaysi moddalarning eritmalaridan vodorod sulfid gazi o'tkazilganda cho'kma hosil bo'ladi 1) FeCl_2 ; 2) H_2SO_3 3) H_2SO_4 ; 4) FeCl_3 ; 5) $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$, 6) xlorming suvdagi eritmasi. 7) CuCl_2 , 8) $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$

- A) 1,4,5,6,7,8 B) 2,4,6,8
C) 8,6,4,2,1 D) 8,7,2,5,4,1

6. Protonlar soni neytronlar sonidan $18.06 \cdot 10^{23}$ taga ko'p bo'lgan metanning massasini (g) aniqlang.

- A) 16 B) 12 C) 24 D) 8

7. 7,35g ortofosfat kislotasi 16,65g noma'lum asos bilan reaksiyaga kinshganda $(\text{MeOH})_3\text{PO}_4$ tuzi hosil bo'ldi. Bunda hosil bo'lgan tuz tarkibidagi metalni aniqlang?

- A) Ca B) Mg C) Ba D) Sr

8. $X^{+2} - X^{+4}; X^{+5} \rightarrow X^{\circ}; X^{+6} \rightarrow X^{+4}; X^{+4} \rightarrow X^{+7}$ Berilgan yoki olingan elektronlar sonini toping

- A) +6,-5,-2,+3 B) -6,+5;+2;-3
C) -2, +5, +2, -3 D) +2, -5, -2, +3

9. 1 mol $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ qattiq qizdirilganda massasi necha gramga kamayadi?

- A) 88 B) 62 C) 106 D) 44

10. KOH eritmasiga 11,2 l (n.sh da) SO_2 shmdirilganda 75,2 g o'rta va nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'lsa nordon tuzning massasini aniqlang.

- A) 12 B) 25,2 C) 60 D) 15,2

11. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{SiO}_2 \cdot m\text{H}_2\text{O}$ tarkibida Al Si O nomalum sonning nisbatini mos ravishda 1:1,5:7 bo'lsa, m ni aniqlang.

- A) 4 B) 5 C) 10 D) 8

12. Yuqori oksidi E_2O_5 bo'lgan elementning vodorodli birikmasida $3,85\% \text{ H}_2$ bo'lsa elementni aniqlang.

- A) As B) P C) N D) Mn

13. Tarkibida 26,78 % O bo'lgan Mn oksidi qanday oksid hisoblanadi?

- A) asos B) amfoter C) kislotali D) befarq

14. Quyidagi qaysi metal nitrati parchalanganda O_2 va MeNO_2 hosil bo'ladi?

- A) Na B) Rb C) Li D) K

15. N_2 qaysi moddalar bilan xona haroratida ta'sirlashadi?

- A) Na B) Ca C) Li D) Ba

16. O_2 atmosferasida quyidagi qaysi modda yonmaydi?

- A) CO_2 B) SO_2 C) SO D) NO

17. Quyidagi sxemada ishtirok etgan reagentlarni aniqlang.



- A) $\text{H}_2\text{O}, \text{Ca}(\text{OH})_2, \text{H}_3\text{PO}_4$ B) $\text{H}_2\text{O}, \text{KOH}, \text{HCl}$
C) $\text{H}_2, \text{HNO}_3, \text{Ca}$ D) $\text{Ca}(\text{OH})_2, \text{H}_2\text{O}, \text{CaO}$

18. Tabiiy gips $150-170^{\circ}\text{C}$ da qizdirilganda tarkibining $\frac{3}{4}$ qismi suv chiqarib alebastrga aylansa, suvsiz tuzning massa ulushini ko'rsating. A) 82,45 B) 87,45 C) 89,45 D) 93,8

19. Mol nisbati 3:4 bo'lgan ^{55}Fe izotopi va ^{65}Zn izotopi aralashmasida ruxning massa ulushi 60,4% bo'lsa, Zn ning neytronlar sonini aniqlang. A) 35 B) 34 C) 33 D) 32

20. O₂ va O₃ aralashmasi massasining 0,75 qismi 62,4 g, 0,8 qismi esa 1,6 mol kelsa, aralashma tarkibidagi O₂ ning miqdorini molda aniqlang.
A) 0,8 B) 1 C) 1,2 D) 0,6

Test-5

1. 3/14 g azot oksidi tarkibida 6/76 g azot borligi ma'lum bo'lsa, azotning ekvivalentini toping
A) 2,8 B) 7 C) 4,667 D) 3,5

2. Noma'lum metall oksidi massasi 34,02 g , xlordining massasi 57,12 g ga teng noma'lum metall sulfidining 0,3 mol miqdordagi massasini (g) toping
A) 29,1 B) 38,4 C) 23,1 D) 32

3. Quyida berilgan jadvaldagi ma'lumotlardan foydalaniib, II birikmaning formulasini toping.

Birikma	Birikma	A ning	Birikma
	formulası	massasi	massasi
I	A ₂ B ₃	5	9,8
II	?	7,5	13,9

A) A₂B₃ B) AR₂ C) A₂B D) A₃B₄

4. Normal atmosfera bosimida va 70°C da qaysi vodorod galogenidning azot bilan aralashmasining zichligi 0,885 g/l ga teng bo'ladi:
A) HCl B) HJ C) HBr D) HF

5. Quyidagi qaysi moddalarning eritmalaridan vodorod sulfid gazi o'tkazilganda cho'kmaga hosil bo'ladi 1) FeCl₂; 2) H₂SO₃ 3) H₂SO₄; 4) FeCl₃; 5) Cd(NO₃)₂, 6) xlorming suvdagi eritmasi. 7) CuCl₂, 8) Mn(NO₃)₂
A) 1,4,5,6,7,8 B) 2,4,6,8
C) 8,6,4,2,1 D) 8,7,2,5,4,1

6. Protonlar soni neytronlar sonidan $18.06 \cdot 10^{23}$ taga ko'p bo'lgan metanning massasini (g) aniqlang.
A) 16 B) 12 C) 24 D) 8

7. 7,35g ortofosfat kislotasi l6,65g noma'lum asos bilan reaksiyaga kinshganda (MeOH)₃PO₄ tuzi hosil bo'ldi. Bunda hosil bo'lgan tuz tarkibidagi metalni aniqlang?
A) Ca B) Mg C) Ba D) Sr

8. X⁺² - X⁺⁴; X⁺⁵ → X^o; X⁺⁶ → X⁺⁴; X⁺⁴ → X⁺⁷ Berilgan yoki olingan elektronlar sonini toping
A) +6,-5,-2,+3 B) -6,+5,+2;-3
C) -2,+5,+2,-3 D) +2,-5,-2,+3

9. 1 mol Mg(HCO₃)₂ qattiq qizdirilganda massasi necha gramga kamayadi?
A) 88 B) 62 C) 106 D) 44

10. KOH eritmasiga 11,2 l (n.sh da) SO₂ shimdirliganda 75,2 g o'rta va nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'lsa nordon tuzning massasini aniqlang.
A) 12 B) 25,2 C) 60 D) 15,2

11. Al₂O₃•nSiO₂•mH₂O tarkibida Al Si O nomalum sonning nisbatini mos ravishda 1:1,5:7 bo'lsa, m ni aniqlang.
A) 4 B) 5 C) 10 D) 8

12. Yuqori oksidi E₂O₅ bo'lgan elementning vodorodli birikmasida 3,85% H bo'lsa elementni aniqlang.
A) As B) P C) N D) Mn

13. Tarkibida 26,78 % O bo'lgan Mn oksidi qanday oksid hisoblanadi?
A) asos B) amfoter C) kislotali D) befarq

14. Quyidagi qaysi metal nitrati parchalanganda O₂ va MeNO₂ hosil bo'ladi?
A) Na B) Rb C) Li D) K

15. N₂ qaysi moddalar bilan xona haroratida ta'sirlashadi? J: Li
A) Na B) Ca C) Li D) Ba

16. O₂ atmosferasida quyidagi qaysi modda yonmaydi?
A) CO₂ B) SO₂ C) SO D) NO

17. Quyidagi sxemada ishtirok etgan reagentlarni aniqlang.
 $P_2O_5 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2$
A) H₂O, Ca(OH)₂, H₃PO₄ B) H₂O, KOH, HCl
C) H₂, HNO₃, Ca D) Ca(OH)₂, H₂O, CaO


18 Tabiiy gips 150-170°C da qizdirilganda tarkibining 3/4qismi suv chiqarib alebastrga aylansa, suvsiz tuzning massa ulushini ko'rsating. A) 82,45 B) 87,45 C) 89,45 D) 93,8

19. Mol nisbati 3:4 bo'lgan ⁵⁵Fe izotopi va ⁶⁵Zn izotopi aralashmasida ruxning massa ulushi 60,4% bo'lsa, Zn ning neytronlar sonini aniqlang. A) 35 B) 34 C) 33 D) 32

20. O₂ va O₃ aralashmasi massasining 0,75 qismi 62,4 g, 0,8 qismi esa 1,6 mol kelsa, aralashma tarkibidagi O₂ning miqdorini molda aniqlang.
A) 0,8 B) 1 C) 1,2 D) 0,6

Test-6

1. Berilgan yo'naliishda moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig'indisi qanday o'zgarishini aniqlang.



a) kamayadi; B) ortadi

A) 1b, 2b, 3b B) 1b, 2b, 3a C) 1b, 2a, 3b D) 1b, 2a, 3a

2. ushbu yadro reaksiyasidan E va Fm o'zaro izoton bo'lsa, E tarkibidagi neytronlar sonini aniqlang.

A) 154 B) 152 C) 148 D) 124

3. Toriy atomi 2 ta β -zarracha va 4 ta α -zarracha chiqarib qaysi element izotopiga aylanadi?

A) ¹¹⁵At B) ¹¹²Bi C) ²¹⁰Pb D) ²¹⁰Po

4. Magniy atsetat tuzi molekulasida nechta σ - va nechta π -bog'lar mavjud?

A) 14 ta; 2 ta B) 12 ta; 1 ta C) 12 ta; 2 ta D) 13 ta; 2 ta

5. Qaysi moddalar qatorida elektron zichlik vodorod atomi tomon siljigan?

A) CH₄, H₂S B) H₂O, SiH₄ C) BH₃, SiH₄ D) BH₃, NH₃

6. Ion bog'lanishga ega bo'lgan moddalarni belgilang.

- A) NaOH, K₂SO₄, BaCl₂ B) C, SiO₂, HCl
C) Mg(OH)₂, H₂O, H₂SO₄ D) H₂, O₃, H₂SO₄

7. sp² gibridlanishga ega birikmalarini belgilang.

- A) AlH₃, BF₃ B) CCl₄, SiH₄
C) PH₃, SiH₄ D) NH₃, H₂S

8. Quyidagilardan donor-akseptor bog'i mavjud bo'lmagan barcha moddalarni belgilang.

- 1) CO; 2) CO₂; 3) N₂O; 4) HCN; 5) MgCO₃
A) 2, 4, 5 B) 2, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 3

9. Kaliy xromatda, alyuminiy digidroksoksulfatda, kaliy digidropirofosfatda moddalaridagi jami kimyoviy bog'lar yig'indisi qancha bo'ladi?

- A) 38 B) 44 C) 46 D) 42

10. To'yinuvchanlik va yo'naluvchanlikka ega bo'lgan moddalarni ko'rsating.

- 1) BH₃; 2) LiH; 3) CaH₂; 4) C₂H₆; 5) CrCl₃; 6) SiH₄
A) 1, 4, 6 B) 2, 3, 5 C) 1, 3, 5 D) 2, 4, 6

11. Rux dixromatda, kalsiy fosfatda, natriy digidropirofosfatda moddalaridagi jami kimyoviy bog'lar yig'indisi qancha bo'ladi?


- A) 44 B) 38 C) 50 D) 32

12. Tarkibidagi bog'lar soni teng bo'lgan moddalar qatorini tanlang.

- 1) aluminiy gidroksofosfat; 2) natriy perxlorat; 3) kalsiy fosfat; 4) kalsiy mangananat; 5) natriy sulfat

- A) 3, 5 B) 1, 3, 5 C) 1, 2, 3, 5 D) 1, 3, 4, 5

13. Quyidagi elektron konfiguratsiyaga ega bo'lgan elementlar qatorida metallik xossalari qanday o'zgaradi.



- a) kamayadi; b) ortadi

- A) 1b, 2b, 3a B) 1a, 2a, 3a C) 1a, 2b, 3b D) 1a, 2b, 3a

14. Qaysi qatordagi elementlarda atom radiusi ortib boradi?

- A) Ni, Co, Fe B) Os, Ru, Fe
C) K, Na, Li D) Li, Be, B

15. Elektromanfiyligi ortib borish tartibida joylashtirilgan elementlar qatorini belgilang.

- A) Al, Si, P B) Cl, S, P C) H, Li, Na D) Ni, Co, Fe

16. Azot elementi faqat manfiy oksidlanish darajasiga ega bo'lgan molekulalarni aniqlang.

- A) NH₄NO₃, NH₄Cl B) NH₂Cl, NO₂
C) HNO₃, Ca(NO₃)₂ D) N₂H₄, (CH₃)₂NH

17. Tarkibidagi bog'lar soni teng bo'lgan moddalar qatorini tanlang.

- 1) aluminiy gidroksofosfat; 2) natriy perxlorat; 3) kalsiy fosfat; 4) kalsiy mangananat; 5) natriy sulfat

- A) 3, 5 B) 1, 3, 5 C) 1, 2, 3, 5 D) 1, 3, 4, 5

18. Berilgan tartibda atom radiusi qanday o'zgarishini aniqlang.
(Elementlarning tartib raqami berikgan)

16⁻¹—15⁻²—33⁻³—34

- a) ortadi; b) kamayadi; c) o'zgarmaydi

- A) 1a; 2a; 3b B) 1b; 2b; 3b
C) 1a; 2a; 3a D) 1b; 2b; 3a

19. Berilgan tartibda elementlarning ionlanish potensiali qanqay o'zgarishini aniqlang. (Elementlarning tartib raqami berikgan)

37⁻¹—11⁻²—12⁻³—4

- a) ortadi; b) kamayadi; c) o'zgarmaydi

- A) 1a; 2b; 3a B) 1b; 2b; 3b
C) 1a; 2a; 3a D) 1a; 2b; 3a

20. Berilgan tartibda atom radiusi qanday o'zgarishini aniqlang.
(Elementlarning tartib raqami berikgan) 17⁻¹–35⁻²–34⁻³–16

- a) ortadi; b) kamayadi; c) o'zgarmaydi
A) 1b; 2b; 3a B) 1a; 2b; 3b
C) 1a; 2a; 3b D) 1a; 2a; 3a

21. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ elektron konfiguratsiya HEO. tarkibidagi E ga tegishli bo'lsa E ni aniqlang.

- A) Mn B) Cl C) Br D) P

22. E^{+5} ioni ... $2p^6 3s^2$ elektron konfiguratsiyaga ega bo'lsa elementni aniqlang.


- A) P B) N C) Cl D) Cr

23. $1s^2 2s^2 2p^6$ elektron konfiguratsiya K_2HEO_4 tarkibidagi E ga tegishli bo'lsa E ni aniqlang.

- A) Si B) S C) As D) P

24. Berilgan yo'nalişda moddalarning tarkibidagi electron proton va netronlar yig'indisi qanday o'zgarishini aniqlang.

- a) ortadi; b) kamayadi; c) o'zgarmaydi



- A) 1a; 2a; 3b; 4a B) 2a; 1a; 4c; 3b
C) 3c; 4a; 1a; 2a D) 4a; 3b; 2b; 1a

25. Qaysi qatordagi atom va ionlarning energetik pog'onalarida jami 10 ta elektron mavjud?

- A) neon atomi, fтор anioni, aluminiy kationi, kislород atomi
B) neon atomi, perxlorat anionidagi xlор, peroксидаги kislород, magniy kationi
C) fтор anioni, natriy kationi, sulfat anionidagi oltingugurt, amмиакдаги azot
D) magniy kationi, metандаги ugлерод, silандаги kремни, nitrat anionidagi azot

Test-7

1. Qutbsiz kovalent bog'ga ega bo'lgan molekulalardan tashkil topgan moddalarga qaysi xususiyat xarakterli?

- A) yuqori temperaturada qaynaydi
B) past temperaturada qaynaydi
C) yuqori temperaturada suyuqlanidi
D) elektr tokini yaxshi o'tkazadi

2. Quyidagi qatorlardagi birikmalarda bog'ning barqarorligi chapdan o'ngga qanday o'zgaradi?

1. $NH_3 - PH_3 - AsH_3 - SbH_3$;
2. $CH_4 - NH_3 - H_2O - HF$;
3. $HF - HCl - HBr - HJ$
4. $H_2O - H_2S - H_2Se - H_2Te$;
A) 1,3-kamayadi; 2,4-kuchayadi
B) 1,3,4-kamayadi; 2-kuchayadi
C) 1,2-kamayadi; 3,4-kuchayadi
D) 2-kamayadi; 1,3,4-kuchayadi

3. Elektron formulalari keltirilgan qaysi elementlar o'zlatining birikmalaridan birida donor – akseptor bog'lanish hosil qilishi mumkin?

- 1) $1s^2$; 2) $1s^1$; 3) $1s^2 2s^2 2p^2$; 4) $1s^2 2s^2 2p^3$; 5) $1s^2 2s^1$;
A) 3,5 B) 2,3 C) 2,4 D) 1,2

4. Markaziy atomning orbitali sp-gibridlangan holatdagi zarrachani toping.

- 1) PO_4^{3-} ; 2) CO_2 ; 3) H_2O ; 4) SO_3 ; 5) $BeCl_2$;

- A) 2,3 B) 2,5 C) 3,2 D) 4,5
5. Quyidagi birikmalardagi oltingugurt atomining gibridlanish holati to'g'ri keltirilgan qatorni ko'rsating.

- I) SO_2 ; 2) SO_3 ; 3) SF_6 ; 4) SO_4^{2-} ;
A) sp^2 ; sp^3 ; sp^3d ; sp^2 B) sp^2 ; sp^3 ; sp^2 ; sp^3d

C) sp^2 ; sp^2 ; sp^3d^2 ; sp^3 D) sp^2 ; sp^2 ; sp^3d^2 ; sp^2 ;

6. $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$ birkmasidagi mis atomi qanday gibrildanish holatida?

A) sp^3d^2 B) sp^2 C) sp^3 D) sp^3d

7. 1) kalsiy ftorid; 2) bariy xlorid; 3) oltingugurt;

4) yod; 5) kremniy

karbiddagi-kimyoviy bog'lanish turi qanday?

A) 1,2 - ion; 3,4 - donor akseptor; 5 - qutbsiz kovalent

B) 1,2 va 5 - ion; 3,4 - kovalent

C) 1 - ion; 2,5 - qutbli kovalent; 3,4 - donor akseptor

D) 1,2 - ion; 3,4 - qutbsiz kovalent; 5 - qutbli kovalent

8. Magniy digidrofosfat molekulasidagi kimyoviy bog'lar sonini toping.

A) 14 B) 16 C) 18 D) 12

9. Kimyoviy bog'lar soni bir xil miqdorda bo'lgan molekulalarni tanlang.

1.azot 2.uglerod(II)oksid 3.ammiak 4.vodorod xlorid 5.kaliy xlorat 6.stronsiy sulfat

A) 1,3 B) 2,5 C) 3,4 D) 2,6 E) 1,4

10. EO_4^{2-} anion itarkibda 42 dona elektron bo'lsa, ushbu aniondagи E ning gibrildanish turini ko'rsating.

A) sp^2 B) sp^3 C) sp D) sp^3d

11. 76,8 g EO_4^{2-} tarkibli anion tarkibida 40 mol elektron bo'lsa, ushbu aniondagи E ning elektron konfiguratsiyasini toping.

A) $1s^22s^22p^6$ B) $1s^22s^22p^63s^23p^5$

C) $1s^22s^22p^63s^23p^64s^23d^{10}4p^6$ D) $1s^22s^22p^63s^23p^6$

12. 2 mol aluminiy digidrofosfat va 3 mol fosfat-kislota reaksiyasi natijasida qanday tuzlar hosil bo'ladi?

A) aluminiy fosfat

B) aluminiy gidroksofosfat

C) aluminiy hidrofosfat

D) aluminiy fosfat va aluminiy hidrofosfat

13. Azot (III) oksid va kalsiy hidroksid qanday mol nisbatta olinganda ulardagи kislород atomining soni 1:4 nisbatta bo'ladi?

A) 1:6 B) 2:1 C) 4:1 D) 6:1

14. 11,2 (n.sh) noma'lum gaz tarkibida $3,01 \cdot 10^{24}$ ta proton bo'lsa uni aniqlang.

A) NH_3 B) CO C) NO D) PH_3

15. S^{32} va O^{16} , O^{17} , O^{18} izatoplaridan foysdalanib necha hil SO_2 olish mumkin?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

16. $Al_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O$ kristallogidrati tarkibida aluminiy va oltingugurning massa ulishi 22,52 % bo'lsa n ning qiymatinin toping

A) 14 B) 16 C) 12 D) 18

17. CO_2 va N_2 gazlari aralashmasining 16,8 litri massasi 29 gr ni tashkil etsa aralashmadagi gazlarning massani aniqlang

A) 22,7 B) 20,9 C) 9,20 D) 13,6

18. $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}$ elektron konfiguratsiya HEO. tarkibidagi E ga tegishli bo'lsa E ni aniqlang.

A) Mn B) Cl C) Br D) P

19. NO va SiH_4 dan iborat aralashmadagi NO ning electron, proton va nitronlar yig'indisi shui aralashmadagi SiH_4 proton va elektronlari yig'indisidan 5 marta ko'p bo'lsa aralashmadagi SiH_4 ning hajmi ulishini aniqlang.

A) 0,2 B) 0,8 C) 0,33 D) 0,67

20. Bir idishga O_2 solib o'lchanganda 24,8 gr (n.sh) NH_3 to'ldirib o'lchanganda 18,8 gr bo'lsa idish massasini aniqlang

A) 15 B) 5,6 C) 6 D) 12

21. Valent elektronlarining electron orbitallari sp^3 gibrildangan moddalar qatorini belgilang.

A) $CH_4; H_2O; CO_2$ B) $HCl; NO; CO_2$




22. HClO_4 molekulasi dagi sp^3 gibrildlangan orbital(lar) sonini aniqlang. A) 8
B) 12 C) 4 D) 1

23. NH_4^+ va CH_4 lar uchun qaysi xususiyat(lar) umumiy?

- donor kaseptor bog'ning borligi
 - markaziy atomning gibrildlanishi
 - markaziy atomning valentligi
 - markaziy atomning oksidlanish darajasi
- A) 1 B) 2,3,4 C) 1,4 D) 2,3

24. Quyidagi elektron konfiguratsiyaga ega bo'lgan elementlar qatorida metallik xossalari qanday o'zgaradi.



- a) kamayadi; B) ortadi
A) 1b, 2b, 3a B) 1a, 2a, 3a C) 1a, 2b, 3b D) 1a, 2b, 3a


25. Vanadiy (II) oksidining tarkibi nima(lar)ga bog'liq?

- 1.teperatura; 2.kislород bosimi; 3.qayerdan olinishi
A) 1 B) 2,3 C) 2 D) 1,2


26. To'yinuvchanlik va yo'naluvchanlikka ega bo'lgan moddalarni ko'rsating.

- 1) BH_3 ; 2) LiH ; 3) CaH_2 ; 4) C_2H_6 ; 5) CrCl_3 ; 6) SiH_4
A) 1, 4, 6 B) 2, 3, 5 C) 1, 3, 5 D) 2, 4, 6

27. Energetik pog'onadagi elektronlarning maksimal sonini topish formulasini qanday?



28. Element oksidi hosil qilgandan so'ng uning avvalgi (I) va keyingi (II) holatdagi oxirgi elektronining kvant sonlari quydagicha: I) $n=4$; $l=0$; $m=0$; $m_s=(+1/2)$ va II) $n=3$; $l=1$; $m=+1$; $m_s=(-1/2)$ bo'lsa, u qaysi oksid?



29. ${}_{94}^{230}\text{Pu} \rightarrow {}_{81}^{209}\text{Fr} + x_1^1 + y_2^4$ ushbu yadro reaksiyasida 500mg Fr yemirilgan bo'lsa, necha dona proton hosil bo'ladi?

- A) $6.54 \cdot 10^{21}$ B) $5.23 \cdot 10^{21}$
C) $3.92 \cdot 10^{21}$ D) $2.61 \cdot 10^{21}$

30. Berilgan tartibda element ionining radiusi qanday o'zgaradi? $\text{Cl}^{-} \xrightarrow{\beta^+} \text{Cl}^6+ \xrightarrow{\beta^+} \text{Cl}^7+$

- a) ortadi; b) kamayadi; c) o'zgarmaydi.
A) 1-a; 2-b; 3-a B) 1-a; 2-b; 3-b
C) 1-b; 2-a; 3-a D) 1-b; 2-a; 3-b

Test-8

1. Quyidagi birikmalarning qaysi birida oltingugurt va kislород atomlari soni o'zarlo 1:4 nisbatda bo'ladi?

- A) aluminiy digidroksosulfat
B) kalsiy gidrosulfit
C) kalsiy hidroksosulfat
D) aluminiy hidrosulfat

2. VI valentli qaysi element oksidining molyar massasi 100 g/mol ga teng?

- A) Se B) Cr C) S D) Mn

3. 16 litr idishdagi gazning hajmi 8 litrgacha kamaytirilganda bosim 6 kPa ga ortdi. Dastlabki bosimni (kPa) da aniqlang.
(T=cons).

- A) 10 B) 8 C) 4 D) 6

4. Teng massa nisbatda olingan metan va silan aralashmasining mol nisbatini aniqlang.

- A) 1:1 B) 3:1 C) 2:1 D) 5:1

5. Teng mol nisbatda olingan neon va allen aralashmasining massa nisbatini aniqlang.


- A) 1:1 B) 3:1 C) 1:2 D) 1:5

6. Fe^{3+} kationidagi toq elektronlar soni Cr^{3+} kationidagi toq elektronlar sonidan nechtaga ko'p?

- A) 1 B) 4 C) 2 D) 3

7. Kimyoviy element atomining 5-pog'onasida 6 ta elektron bo'lsa, elementning elektron konfiguryasiyasini ko'rsating.

- A) ... $5s^14d^5$ B) ... $5s^24d^6$
C) ... $5s^25p^6$ D) ... $5s^25p^4$



Ushbu yadro reaksiyasida 123 g Pu yemirilishidan 115 g Th izotopi hosil bo'lди. Agar x ning qiymati y ning qiymatiga teng bo'lsa, Pu izotopining neytronlar sonini aniqlang.

- A) 140 B) 246 C) 152 D) 148

9. x^n ioni Y^{+} ioniga 2 ta electron bersa, zaryadlari teng bo'lib qoladi. „n“ ning qiymatini aniqlang.

- A) -1 B) +3 C) -3 D) +1

10. Qutbsiz kovalent bog'ga ega bo'lgan moddalarni aniqlang:

- 1) metan; 2) oltingugurt (IV) oksid;
3) natriy ftorid; 4) vodorod; 5) vodorod xlorid;
6) kislород; 7) ammiak; 8) brom;
9) ammoniy gidroksid

- A) 1,3,9 B) 2,5,7 C) 3,7,8 D) 4,6,8

11. Tarkibida umumiy bog'lar soni 22 ga teng bo'lgan birikmani aniqlang.

- A) $(Al(OH)_2)_2SO_4$ B) $(Al(OH)_2)_3PO_4$
C) $AlOHSO_4$ D) $(AlOH)_3(PO_4)_2$

12. $(H_2O)_n$ zarrachasi tarkibida 2 ta vodorod bog' bo'lsa, n ning qiymatini aniqlang.

- A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

13. 90 g glukoza eritmasi tarkibida $13,8 \cdot N_A$ ta atom bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini (%) aniqlang. ($M_{glukoza} = 180 \text{ g/mol}$)

- A) 25 B) 40 C) 50 D) 20

14. 90 g temir (II) nitrat eritmasi tarkibida


$12,9 \cdot N_A$ ta atom bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini (%) aniqlang. ($M_{temir(II)nitrat} = 180 \text{ g/mol}$) (tuzning gidrolizlanishi hisobga olinmasin)

- A) 20 B) 50 C) 25 D) 40

15. Kalsiy fosfidning gidrolizidan necha gramm ishqor va 13,44 litr (n.sh) gaz hosil bo'ladi?

- A) 11,1 B) 22,2 C) 66,6 D) 33,3

16. Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida kaliy nitrat oldidagi koeffitsiyentni aniqlang.



- A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

17. 0,5 mol qo'rg'oshin (II) gidroksid ozon ishtirokida oksidlanganda hosil bo'lgan gazning massasiga teng massada kislород olish uchun necha gramm nikel (II) nitrat parchalanishi kerak?

- A) 264 B) 240 C) 183 D) 366

18. 0,4 mol MnO_4^- ioni necha dona (N_A) elektronni biriktirib Mn^{2+} ioniga aylanadi?

- A) $0,8 \cdot N_A$ B) $2 \cdot N_A$ C) $1,6 \cdot N_A$ D) $1 \cdot N_A$

19. Temir (III) hidroksosulfat hosil bo'lishi uchun, tegishli asos va kislota o'zaro reaksiyaga kirishgan. Shu reaksiyadagi umumiy koeffitsiyentlar yig'indisini toping.

- A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

20. Amfoter oksidga oid bo'lмаган moddalarni ko'rsating.

- A) Cu_2O , FeO B) Al_2O_3 , PbO
C) BeO , ZnO D) SnO_2 , MnO_2

21. Quyidagi sodir bo'ladigan reaksiyalarning qaysi biri oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi hisoblanadi?

- A) $\text{K}_2\text{O} + \text{P}_2\text{O}_5$ B) $\text{MnO}_2 + \text{HCl}$
C) $\text{Na}_2\text{O} + \text{SO}_3$ D) $\text{CrO} + \text{HCl}$

22. O'zaro ta'sirlashib o'rta va asosli tuz hosil qila oladigan moddalarni ko'rsating.

- A) NaOH, HCl B) $\text{NaOH}, \text{H}_3\text{PO}_4$
C) $\text{NaOH}, \text{H}_2\text{SO}_4$ D) $\text{Fe(OH)}_3, \text{HCl}$

23. Qaysi metall temir (II) xlorid eritmasidan temirni siqib chiqara oladi?

- A) Ni B) Cd C) Cr D) Sn

24. Qaysi metall nitrati termik parchalanganda erkin metall ajralib chiqadi?

- A) Al B) Zn C) Ag D) Pb

25. Qaysi metall ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi?

- A) Cu B) Zn C) Ba D) Si

26. 100 g 34% li kutmush nitrat eritmasiga 46 g natriy bo'lakchasi tashlandi.

Oxirgi eritma massasini (g) aniqlang.

- A) 146 B) 122,8 C) 144 D) 120,8

27. Noma'lum ishqor eritmasida ishqorning massa ulushi $7/25$ ga teng. Agar eritma tarkibidagi suvning miqdori (mol) ishqorning miqdoridan (mol) 8 marta ko'p bo'lsa, ishqorni aniqlang.

- A) LiOH B) RbOH C) NaOH D) KOH

28. 0,4 mol Fe(OH)_3 va 1,2 mol H_2SO_4 o'rtasidagi reaksiya maxsulot(lar)i qaysi sinfga mansub?

- A) o'rta tuz, kislota B) asosli tuz, asos

- C) o'rta tuz D) nordon tuz

29. FeS_2 va S_x dan iborat 0,4 mol aralashma yondirilganda 0,1 mol temir (III) oksid va 2 mol sulfit angidrid hosil bo'ldi. x ning qiymatini aniqlang:

- A) 6 B) 4 C) 8 D) 2
30. $\text{Me}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ kristallgidrat tarkibida S-20,5%; O-64,69% tutadi. Kristallgidrat tarkibidagi suv miqdorini aniqlang.
A) 18 B) 7 C) 8 D) 10

Test-9

1. Quyidagi birikmalarning qaysi birida kislordan boshqa atomlar va kislordan atomlari soni o'zaro 7:8 niyatda bo'ladi?

- A) aluminiy digidroksosulfat

- B) kalsiy gidrosulfit

- C) kalsiy gidroksosulfat

- D) aluminiy gidrosulfat

2. VI valentli qaysi element gidridining molyar massasi 81 g/mol ga teng?

- A) Br B) As C) Se D) S

3. 16 litr idishdagi gazning hajmi 4 litrgacha kamaytirilganda bosim 24 kPa ga ortdi. Dastlabki bosimni (kPa) da aniqlang.

(T=cons).

- A) 10 B) 8 C) 4 D) 6

4. Teng massa nisbatda olingan fosfin va vodorod sulfid aralashmasining vodoroldarning mol-nisbatini aniqlang.

- A) 1:1 B) 3:2 C) 2:1 D) 5:2

5. Teng mol nisbatda olingan Argon va allen aralashmasining massa nisbatini aniqlang.


- A) 1:1 B) 3:1 C) 1:2 D) 1:5

6. Fe^{2+} kationidagi toq elektronlar soni Mn^{2+} kationidagi toq elektronlar sonidan nechtaga ko'p?

A) 1 B) 0 C) 2 D) 3

7. Kimyoviy element atomining 5-pog'onasida 6 ta elektron bo'lsa, elementning oxirgi elektroni uchun magnit kvant soni qiymatini ko'rsating.

A) +1 B) -1 C) 0 D) -2



Ushbu yadro reaksiyasida 125 g Pu yemirilishidan 117 g Th izotopi hosil bo'ldi. Agar x ning qiymati y ning qiymatiga teng bo'lsa, Th izotopining neytronlar sonini aniqlang.

A) 140 B) 156 C) 152 D) 144

9. x^n ioni Y^{+6} ioniga 4 ta elektron bersa, zaryadlari teng bo'lib qoladi. „n” ning qiymatini aniqlang.

A) -1 B) +2 C) -3 D) -2

10. Qutbli kovalent bog'ga ega bo'lgan moddalarni aniqlang.

- 1) metan; 2) oltingugurt (IV) oksid;
- 3) natriy ftorid; 4) vodorod; 5) vodorod xlorid;
- 6) kislород; 7) ammiak; 8) brom;
- 9) ammoniy gidroksid

A) 1,3,9 B) 2,5,7 C) 3,7,8 D) 4,6,8

11. Tarkibida umumiyl bog'lar soni 16 ga teng bo'lgan birikmani aniqlang.

- A) Alyuminiy digidroksosulfat B) Alyuminiy fosfat
C) Alyuminigidroksofosfat D) Alyuminiy xlorid

12. 0,8 mol sulfat kislotaning massasi $4/5$ mol Alyuminiy digidroksosulfat aralashmasining umumiyl massasini va atomlar sonini toping.

A) 252,8 g; 17,6 N_A B) 252,8 g; 15 N_A
C) 78,5 g; 5,6 N_A D) 252,8 g; 20,6 N_A

13. 90 g glukoza eritmasi tarkibida 14,4 N_A ta atom bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini (%) aniqlang. ($M_{\text{glukoza}} = 180 \text{ g/mol}$)

A) 30 B) 40 C) 50 D) 20

14. 213 g alyuminiy (III) nitrat eritmasi tarkibida


26,5 N_A ta atom bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini (%) aniqlang. (tuzning gidrolizlanishi hisobga olinmasin)

A) 20 B) 50 C) 25 D) 40

15. Alyuminiy fosfidning gidrolizidan necha gramm amfoter va 11,2 litr (n.sh) gaz hosil bo'ladi?

A) 19,5 B) 117 C) 39 D) 78

16. Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida umumiy koeffitsiyentlar yig'indisi aniqlang.



A) 85 B) 120 C) 198 D) 205

17. 0,5 mol qo'rg'oshin (II) gidroksid ozon ishtirokida oksidlanganda hosil bo'lgan gazning massasiga teng massada kislород olish uchun necha gramm nikel (II) nitrat parchalanishi kerak?

A) 264 B) 240 C) 183 D) 366

18. 0,4 mol CrO_4^{2-} ioni necha dona (N_A) elektronni biriktirib Cr^{3+} ioniga aylanadi?

A) 1,2 N_A B) 2,4 N_A C) 3,6 N_A D) 0,6 N_A

19. Alyuminiy (III) digidroksosulfat hosil bo'lishi uchun, tegishli amfoterning 31,2 g bilan qancha gram kislota o'zaro reaksiyaga kirishgan.

A) 49 B) 24,5 C) 19,6 D) 39,2

20. Amfoter oksidga oid bo'ligan moddalarni ko'rsating.

- A) Cu₂O, Fe₂O₃ B) Al₂O₃, PbO
C) BeO, ZnO D) SO₂, MnO₃

21. Berilgan moddalarning ekvivalent qiymatini mos ravishda jutflang. 1) N₂O₃

2) (AlOH)₂P₂O₇, 3) H₃PO₄, 4) NH₄Cl 5) (NH₄)₂HPO₄ a) 25,3 b) 4,67 c) 9,33 d)

131 e) 65,5 i) 87,3 d) 41 f) 27,3 g) 53,5 h) 13,375 m) 66

A) 1-a, 2-i, 3-f, 4-g 5-m B) 1-a, 2-i, 3-d, 4-g 5-m

C) 4-g, 2-e, 5-m, 1-a, 3-f D) 3-d, 5-m, 1-a, 4-g, 2-e

22. O'zaro ta'sirlashib o'rta va asosli tuz hosil qila oladigan moddalarni ko'rsating.

A) NaOH, HCl B) $\text{NaOH}, \text{H}_3\text{PO}_4$

C) $\text{NaOH}, \text{H}_2\text{SO}_4$ D) $\text{Fe(OH)}_3, \text{HCl}$

23. Qaysi metall rux(II) xlorid eritmasidan Ruxni siqib chiqara oladi? A)
Fe B) Ni C) Mn D) Sn

24. Qaysi metall nitrati termik parchalanganda ikkita oddiy va bitta murakkab modda hosil qbo'ladi.

A) Al B) Na C) Ag D) Ba

25. Qaysi metall ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishmaydi?

A) Cu B) Zn C) Al D) Cl_2

26. 100 g 34% li kumush nitrat eritmasiga 23 g natriy bo'lakchasi tashlandi. Oxirgi eritma massasini (g) aniqlang.

A) 146 B) 98,8 C) 144 D) 120,8

27. Noma'lum ishqor eritmasida ishqorning massa ulushi $7/25$ ga teng. Agar eritma tarkibidagi suvning miqdori (mol) ishqorning miqdoridan (mol) 8 marta ko'p bo'lsa, ishqorni aniqlang.

A) LiOH B) RbOH C) NaOH D) KOH

28. 0,4 mol Fe(OH)_3 va 0,4 mol H_2SO_4 o'rjasidagi reaksiya maxsulot(lar)i qaysi sinfga mansub?

A) o'rta tuz, kislota B) asosli tuz

C) o'rta tuz va nordon tuz D) nordon tuz

29. FeS_2 va S_x dan iborat 0,5 mol aralashma yondirilganda 0,15 mol temir (III) oksid va 1,8 mol sulfit angidrid hosil bo'ldi. x ning qiymatini aniqlang.

A) 6 B) 4 C) 8 D) 2

30. $\text{Me}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ kristallgidrat tarkibida S-14,12%; O-65,883% tutadi. Kristallgidrat tarkibidagi suv miqdorini aniqlang.

A) 18 B) 7 C) 14 D) 16

Test-10

1. Teng massadagi natriy va suv reaksiyasidan 7,5 g suv ortib qolgan bo'lsa, ajralgan vodorod massasini (g) hisoblang.

A) 0,75 B) 1,5 C) 1,6 D) 0,8

2. $^{238}\text{U} \rightarrow x^{235}\text{U} + y^{234}\text{Ra}$ ushbu yadro reaksiyasida 11,9 mg uran izotopining yemirilishi natijasida 10,9 mg radon izotopi hosil bo'ldi. Agar x ning qiymati y dan 1,25 marta katta bo'lsa. Radon izotopidagi atom massasini toping.

A) 238 B) 218 C) 132 D) 146

3. Jami bog'lar soni 24 ta bo'lib, σ - va π -bog'lar soni ayirmasi 18 ga teng bo'lgan modda formulasini ko'rsating.

A) $(\text{Al}(\text{OH})_2)_3\text{PO}_4$ B) $(\text{Al}(\text{OH}))_3(\text{PO}_4)_2$
C) $\text{Al}(\text{HSO}_4)_3$ D) $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$

4. Mis (II) sulfat suvdagi eritmasining molyal va foiz konsentratsiyalari nisbati 1:14,4 bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblang.

A) 10 B) 7,2 C) 20 D) 28,8

5. $5,1 \cdot N_A$ ta atom saqlagan $x\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot y\text{SO}_3$ tarkibili 81 g oleumga sp^2 va sp^3 orbitallar soni teng bo'lguncha suv qo'shildi. Qo'shilgan suvning massasini aniqlang?

A) 3,6 B) 1,8 C) 5,4 D) 2,7

6. Tarkibda $4,3 \cdot N_A$ ta atom saqlagan $x\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot y\text{SO}_3$ tarkibili oleumga vodorod va kislород atomlari soni tenglashguncha $4,8 \cdot N_A$ atom saqlagan suv qo'shildi. Dastlabki oleum tarkibidagi sulfat angidridning massasini (g) toping.

A) 40 B) 32 C) 16 D) 8

7. $2X_3 + kY_m \rightarrow 3X_nY_m$ reaksiya tenglamasidagi n va k ning qiymatlarini aniqlang.
- A) 1; 3 B) 2; 3 C) 1; 6 D) 2; 1
8. 1 mol aluminiy digidrofosfat va 2 mol aluminiy gidroksid reaksiyasi natijasida qanday tuzlar hosil bo'ladi?
- "A) aluminiy gidrofosfat B) aluminiy fosfat
 C) aluminiy fosfat va aluminiy gidrofosfat
 D) aluminiygidrokso fosfat
9. ^{24}Mg izotopi pozitron parchalanishidan qanday element atomi hosil bo'ladi?
- A) ^{24}Al B) ^{24}Na C) ^{25}Mg D) ^{23}Na
10. Tarkibida 20 g $NaOH$ tutuvchi 47 g o'yuvchi natriy eritmasiga necha gramm Na metalli solinganda hosil bo'lgan eritmada erig'an modda va erituvchining atomlar soni tenglashadi?
- A) 6,9 B) 11,5 C) 23 D) 46
11. Hajmi 22,4 litr (n.sh.) bo'lgan O_2 va hajmi 33,6 litr (n.sh.) bo'lgan CH_4 dan iborat aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
- A) 16 B) 15 C) 22,4 D) 11,2
12. 10% li 200 g va 40% li 150 g eritmalardan foydalanib, 25% li eritmadan eng ko'p bilan necha gramm tayyorlash mumkin?
- A) 300 B) 250 C) 320 D) 280
13. Uglerodning 3 ta va vodorodning 2 ta izotopidan foydalanib necha xil metan molekulاسини hosil qilish mumkin? (fazoviy izomeriya inobatga olinmasin).
- A) 18 B) 15 C) 20 D) 16
14. 30°C da to'yigan eritmada suvning massasi tuzning massasidan $25/9$ barobar ko'p bo'lsa, tuzning shu haroratdagi eruvchanligini aniqlang.
- A) 30 B) 60 C) 24 D) 36
15. 12 % li magniy sulfat eritmasini bug'latib 123 g taxir tuz olingen bo'lsa, dastlabki eritmaning massasini (g) aniqlang.
- A) 300 B) 500 C) 200 D) 400
16. Bariy xlorid eritmasiga tegishli miqdorda $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratidan qo'shilganda 116,5 g cho'kma tushdi va 2,5 molyalli eritma hosil bo'ldi. Dastlabki bariy xlorid eritmasining massa ulushini hisoblang.
- A) 26/133 B) 13/121 C) 52/117 D) 52/207
17. 160 g 30% li noma'lum II valentli metall sulfatning to'yigan eritmasi qizdirildi va shu tuzdan 19,8 g qo'shildi. Eritma boshlang'ich haroratga qadar sovutilganda 73,8 g $MeSO_4 \cdot 7H_2O$ tarkibli kristallogidrat cho'kmaga tushdi. Noma'lum metallini aniqlang.
- A) Mg B) Cu C) Fe D) Zn
18. Biror tuzning 80 dagi eruvchanlik koeffitsiyenti uning, 20 dagi eruvchanlik koeffitsiyentidan $\frac{2}{3}$ barobar ko'p. Agar shu tuzning 80 da to'yigan 450 g eritmasi 20 ga qadar sovutilganda 75 g tuz cho'kmaga tushishi ma'lum bo'lsa, shu tuzning 80 dagi eruvchanlik koeffitsiyentini aniqlang.
- A) 25 B) 50 C) 30 D) 60
19. 400 g natriy sulfat eritmasiga tegishli miqdorda 20% li bariy xlorid eritmasi qo'shilganda hosil bo'lgan eritmaning massasi dastlabki natriy sulfat eritmasidan 322,8 g ga ko'p bo'ldi. Bariy xlorid eritmasining massasini (g) aniqlang.
- A) 208 B) 416 C) 104 D) 520
20. Natriy fosfat va kalsiy xlorid miqdorlari 3:5 mol nisbatda bo'lgan eritmalar aralashirildi. Hosil bo'lgan eritmada kalsiy va xlorid ionlari qanday mol nisnatda bo'ladi?
- A) 1:10 B) 1:20 C) 1:15 D) 1:5

21. 50% li eritma tayyorlash uchun 60% li shu eritmaga 101 g suv qo'shildi. Agar dastlabki eritma tarkibida 5 mol tuz bo'lsa, eritma qanday tuzning eritilishidan tayyorlangan?
- A) Na_2SO_4 B) $NaCl$, C) K_2SO_4 , D) KNO_3
22. sp^3 va sp^2 – gibrid orbitallar soni 4:3 nisbatda bo'lgan bir asosli to'yingan karbon kislotani aniqlang.
- A) propion kislota B) moy kislota
 C) sirka kislota D) chumoli kislota
23. Kimyoviy reaksiya tezligi $1 \text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$ ga teng bo'lgan ekzotermik reaksiyaning temperatura koefitsiyenti 2 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasini 30°C ga oshirilsa, reaksiya tezligi ($\text{mol/(l}\cdot\text{min)}$) nechaga teng bo'ladi?
- A) 0,25 B) 0,125 C) 8 D) 16
24. Marganes (II) nitrat va aluminiy nitratdan iborat aralashma ammoniy sulfid eritmasida eritildi. Bunda 0,3 mol cho'kma va 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Dastlabki aralashmadagi marganes (II) nitrat massasini (g) aniqlang.
- A) 35,8 B) 53,7 C) 42,6 D) 21,3
25. $NaNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ dan iborat aralashma yuqori temperaturada qizdirilganda tarkibida 0,3 mol O_2 bo'lgan 18,8 g gazlar aralashmasi hosil bo'lsa, dastlabki aralashmadagi natriy nitratning massasini (g) toping?
- A) 8,5 B) 17 C) 34 D) 42,5
26. 300 g 16% li mis (II) sulfat eritmasiga 39 g kaliy bo'lakchasi tashlandi. Oxirgi eritma massasini aniqlang?
- A) 338 B) 289 C) 308,6 D) 309,6
27. Xrom elementi necha xil oksidlanish darajasini nomoyon qiladi?
- A) 2 B) 5 C) 4 D) 3
28. Kaliy va stronsiy aralashmasi suvda eritilganda 0,25 mol gaz modda ajraldi. Aralashmaning massasini (g) aniqlang. ($\omega(K)=0,78$)

- A) 40 B) 20 C) 24 D) 30
29. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida 6 g XO_4^{2-} ionlari 0,125 N_A dona elektron biriktirib oldi va XO_2 birikmasi hosil bo'lди. X elementning tartib raqamini aniqlang.
- A) 15 B) 16 C) 34 D) 52
30. Xrom (III) gidroksofosfat molekulasiagi xrom va fosfor atomlari soni qanday nisbatda bo'ladi?
- A) 2:3 B) 3:2 C) 1:1 D) 3:1

Test-11

1. Agar NAM sifatida ugerod absolyut massasining $1/12$ qismi emas, $\frac{1}{3}$ qismi olinsa, kalsiyning NAM qiymati necha bo'ladi?
- B) 20 C) 80 D) 40
2. $D_{(Ne)} = 1,37$ bo'lgan NH_3 va NO dan iborat aralashmaning $\frac{1}{3}$ qismida $2,408 \cdot 10^{23}$ ta atom bo'lsa, azot (II) oksidining massasini (g) hisoblang.
- A) 3 B) 6 C) 9
3. $37,5$ g $Na_2SO_4 \cdot xH_2O$ da $22,575 \cdot 10^{23}$ ta atom bo'lsa, x ning qiymatini aniqlang.
- B) 7 C) 8 D) 9
4. $0,2$ mol XO_4^{2-} ioni tarkibida $71,036 \cdot 10^{23}$ ta elektron bo'lsa, ion tarkibidagi proton, elektron va neytronlari yig'indisini hisoblang.
- A) 177 D) 179 D) 180
5. $\sum e^- = \sum^1 n > \sum^1 p$ ifodaga mos keladigan ionni tanlang.
- A) H_3O^+ B) MnO_4^- D) S^{2-}
6. Fosforning 2 ta va vodorodning 2 ta izotopidan foydalanib necha xil fosfin molekulasiini hosil qilish mumkin? (fazoviy izomeriya inobatga olinmasin).
- A) 4 B) 5 D) 7

7. X^{4+} ioni tarkibidagi elektronlar soni Y^{2-} ioni tarkibidagi elektronlar sonidan 2 taga ko'p. Bunga ko'ra X^{3-} ioni tarkibidagi elektronlari soni Y^+ ioni tarkibidagi elektronlari sonidan nechta ko'p?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 12

8. X^{3-} , Y , Z^{4+} va T^{2-} atom va ionlari o'zaro izoelektron bo'lib ular tarkibidagi protonlari yig'indisi 71 ga teng bo'lsa, Z atomida nechta $m_i = -1$ bo'lgan nechta elektron mavjud?

A) 3 B) 4 D) 6

9. X^{3-} , Y , Z^{4+} va T^{2-} atom va ionlari o'zaro izoelektron bo'lib ular tarkibidagi protonlari yig'indisi 71 ga teng bo'lsa, Z atomida nechta $m_i = -1$ bo'lgan nechta elektron mavjud?

A) 3 B) 4 D) 6

10. Cr^{3+} ionini hosil bo'lismida yo'qotilgan elektronlarning barcha kvant sonlari yig'indisini hisoblang.

A) 15,5 B) 16,5 C) 17,5 D) 18

11. 49% li 300 g H_2SO_4 eritmasida qanday hajmdagi SO_3 (l; n.sh) eritilsa, 20% li oleum hosil bo'ladi?

A) 129,5 D) 132 C) 224 D) 205,8


12. 52 g suvda qanday hajmdagi (l; n.sh) SO_3 eritilsa, 40% li oleum hosil bo'ladi?

A) 30,5 B) 61 C) 91,5 D) 122

13. Tarkibida $28,896 \cdot 10^{23}$ ta atom saqlagan 79,2 g $xH_2SO_4 \cdot ySO_3$ tarkibli oleumga necha (g) suv qo'shilganda u eritma holatini yo'qotadi?

A) 5,4 B) 7,2 D) 18

14. Quyida berilgan qisqa ionli reaksiya tenglamasidagi X ni aniqlang.



A) ClO_3^- B) ClO_4^- C) ClO^- D) ClO_2

15. Quyida berilgan oksidlar orasidan kislotali oksidlarni tanlang.

1) Mn_2O_7 , 2) CrO , 3) MnO_3 , 4) SnO_2 ,

5) MnO , 6) Cr_2O_3 , 7) SnO , 8) Mn_2O_3 ,

9) CrO_3 , 10) MnO_2

A) 1,3,9 B) 1,3,4,9 C) 1,3,9,10 D) 2,5,7,8

16. Teng massadagi kaliy va suv ta'sirlashuvidan 616 g eritma olingan bo'lsa, ajralgan vodorod massasini (g) hisoblang.

A) 8 B) 10 C) 12 D) 20

17. $^{235}Th \rightarrow x^{231}At + y^{222}Rn$ ushbu yadro reaksiyasida 5,8 mg toriy izotopining yemirilishi natijasida 5,5 mg radon izotopi hosil bo'ldi. Agar x ning qiymati y dan 1,5 marta katta bo'lsa. Toriy izotopidagi neutronlar toping.

A) 140 B) 142 C) 134 D) 132

18. Miqdori $\frac{m}{M} = \frac{v}{V}$ teng bo'lgan gaz (546K; 101,325 kPa) da qanday hajmi egallaydi.

A) 67,2 B) 13,44 C) 33,6 D) 16,8

19. Mis (II) sulfat suvdagi eritmasining molyal va foiz konsentratsiyalari nisbati 1:12,8 bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblang.

A) 10 B) 6,4 C) 20 D) 25,6

20. Tarkibda $4,3 \cdot N_A$ ta atom saqlagan $xH_2SO_4 \cdot ySO_3$ tarkibli oleumga vodorod va kislorod atomlari soni tenglashguncha $4,8 \cdot N_A$ atom saqlagan suv qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning massasini (g) toping.

A) 69 B) 93,8 C) 97,8 D) 65

21. H_2O_2 tarkibli suv bug'ida nechta vodorod bog' bor?

A) 20 B) 18 C) 14 D) 16

22. 2 mol kaliy digidrofosfat va 3 mol kaliy gidroksid reaksiyasida qanday tuzlar hosil bo'ladi?

A) kaliy fosfat B) kaliy fosfat va kaliy hidrofosfat

C) kaliy hidrofosfat

D) kaliy hidrofosfat va kaliy digidrofosfat

23. ^{24}Mg izotopi alfa parchalanishidan qanday element atomi hosil bo'ladi?

- A) ^{20}Ne B) ^{28}Si C) ^{20}Na D) ^{28}Al

24. Tarkibida 29,6 g $Ca(OH)_2$ tutuvchi 54,8 g kalsiy gidroksid eritmada necha gramm Ca metalli solinganda hosil bo'lgan eritmada erigan modda va erituvchining atomlar soni tenglashadi?

- A) 8 B) 4 C) 12 D) 16

25. Hajmi 11,2 litr (n.sh.) bo'lgan Ar va hajmi 33,6 litr (n.sh.) bo'lgan Ne dan iborat aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.

- A) 14 B) 15 C) 12,5 D) 11

26. $30^{\circ}C$ da to'yingan eritmada suvning massasi tuzning massasidan 4/3 barobar ko'p bo'lsa, tuzning shu haroratdagi eruvchanligini aniqlang:

- A) 75 B) 60 C) 20 D) 90

27. Bariy xlorid eritmada tegishli miqdorda $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratidan qo'shilganda 116,5 g cho'kma tushdi va 2,5 molyalli eritma hosil bo'ldi. Dastlabki bariy xlorid eritmasing massasi ulushini hisoblang.

- A) 26/133 B) 13/121 C) 52/117 D) 52/207

28. Biror tuzning 80% dagi eruvchanlik koeffitsiyenti uning 20% dagi eruvchanlik koeffitsiyentidan 1,5 barobar ko'p. Agar shu tuzning 80% da to'yingan 290 g eritmasi 20% ga qadar sovutilganda 30 g tuz cho'kmaga tushishi ma'lum bo'lsa, shu tuzning 80% dagi eruvchanlik koeffitsiyentini aniqlang.

- A) 60 B) 40 C) 30 D) 45

29. Natriy fosfat va kalsiy xlorid miqdorlari 1:2 mol nisbatda bo'lgan eritmalar aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmada kalsiy va xlorid ionlari qanday mol nisnatda bo'ladi?

- A) 1:16 B) 1:8 C) 1:16 D) 1:5

30. 2 mol vodorod sulfidning yonishi natijasida ma'lum hajm SO_2 va 64 g S_8 hosil bo'ldi yonish jarayonida sarflangan kislrorid miqdorini mol hisoblang.

- A) 1,5 B) 1,2 C) 0,9 D) 1

Test-12

1. Ikki valentli element fosfidi tarkibidagi elektronlar soni uning sulfididagi qaraganda 0,4 marta kam. Element fosfidining necha gramida $138,46 \cdot 10^{23}$ ta neytron bor.

- A) 54,6 B) 45,5 C) 33,5 D) 64,25

2. Baryi dixromat va Temir (III) sulfat va Seziy digidropirofasfat aralashmasidagi barcha kimyoviy bog'lar yig'indisini toping?

- A) 51 B) 53 C) 52 D) 50

3. Natriy ishqorining etil spirtli eritmasi 1-2 dixlor propan bilan tasirlashganda qanday birikma hosil bo'ladi.

- A) propin B) propanol-2
C) propandiol-1-2 D) propanol-1

4) Tarkibida 13,85% alyuminiy tutgan alyuminiy va Temir aralashmasi mol miqdorda xlorid kislota bilan tasirlashganida 4,5 mol gaz ajralib chiqdi. Boshlang'ich aralashma massasini aniqlang.

- A) 195 B) 137 C) 168 D) 27

5) 1960 g 5% H_2SO_4 va 2040 g 4% NaOH eritmalari aralashtirilishidan hosil bo'lgan eritmaning ($p=1,0\text{g/ml}$) pH ni toping

- A) 2 B) 3 C) 11 D) 12

6) Elektronn formulalari quyidagicha bo'lgan elementlarning metallic xossalari qanday o'zgaradi.

1) $3d^5 4s^2$ 2) $3s^1$ 3) $4d^{10} 5s^2$ 4) $6s^2 6p^2$

a) kamayadi b) ortadi

A) 1a 2b 3a B) 1b 2a 3a C) 1b 2a 3b D) 1b 2b 3a

7) Massasi 400 g bo'liga 0,1M ($\square=1,25$ g/ml) alyuminiy sulfat eritmasidagi kation va anionlar yig'indisini aniqlang. Gidrolizlanish darajasi 5 % (suvening disotsiyalanishini hisobga olmang)

A) 0,07 B) 0,162 C) 0,061 D) 0,166

8. Massasi 22,35 g bo'lgan qattiq holdagi ishqoriy metal xlaridi konsentrangan H_2SO_4 bilan ta'sirlashganida hajmi 7,2 l ($t=20$ °C) gaz ajraldi. Metalni aniqlang.

A) Li B) Cs C) Na D) K

9. Kalsiy va Bariy korbanatlarning 168,2 gr aralashmasi qattiq qizdirilganda bariy korbanatning 2/3 qismi parchalandi, Kalsiy korbanatning 3/5 qismi qoldi. Natijada 141,8 gr qattiq qoldiq hosil bo'ldi. Kalsiy korbanatning boshlang'ich aralashmadagi massasini toping.

A) 35,0 B) 29,7 C) 60,0 D) 50,0

10. Hajmi 5,6 l (n.sh) bo'lgan oddiy gaz tarkibida $4,815 \cdot 10^{24}$ ta proton va elektronlar bor. Bu qanday gaz?

A) H_2 B) O_3 C) He D) O_2

11. Quyidagi keltirilgan birikmalardagi bog' turlarini toping?

a) qutubsiz kovalent b) qutubli kovalent

c) donor-akseptor

d) ion

1) P_2O_5 2) O_2 3) CO 4) K_2SO_3 5) $Na_2S_2O_3$ 6) $Ba(NO_3)_2$

A) a-2,5 b-1,3,4,5,6 c-3,6 d-4,6

B) a-2 b-1,3,4,5,6 c-3 d-4,6

C) a-2,5 b-1,3,5,6 c-3,5 d-4,6

D) a-2, b-1,3,4,5,6 c-3,5 d-4,6

12. Massasi 101,6 g bo'lgan molekulyar yodning tarkibida nechta struktur birlik bor?

A) $2,4 \cdot 10^{23}$ B) $1,5 \cdot 10^{23}$ C) $1,2 \cdot 10^{23}$ D) $0,2 \cdot 10^{23}$

13. Elementning xloridi va xlorati molekulyar massalari nisbati 1:1,865 bo'lsa, elementni toping?

A) Mg B) Na C) Ca D) Rb

14. Reniy elementini kim kashf qilgan?

A) Nilson B) V.Noddak va I.Noddak
C) L.De Buabodron D) K.Vinkler

15. Nomalum oddiy gazning 5,6 l (n.sh) hajmida $42,14 \cdot 10^{23}$ ta proton va electron bor. Gazni aniqlang?

A) CO B) F_2 C) O_2 D) N_2

16. Temir (II) va (III) sulfatlarning 0,4 mol aralashmasidan temir ionlarini to'liq cho'ktirish uchun 1,6 mol NaOH sarflanadi. Aralashmadagi sulfatlarning mol nisbatini aniqlang.

A) 3:1 B) 1:3 C) 1,5:2,5 D) 1:1

17. SF_6 molekulasidagi markaziy atomning gibridlanish turini aniqlang?

- A) sp^3d B) sp^3 C) sp^3d^2 D) sp^2

18. Ikki valentli metaldan yasalgan ikkita bir xil massadagi plastinkalardan biri CuCl_2 eritmasiga, ikkinchisi AgNO_3 eritmasiga tushirildi. Natijada birinchi plastinkanining massasi 0,1% ga ortdi, ikkinchisiniki 2 % ga ortdi. CuCl_2 va AgNO_3 konsentratsiyalari bir xil miqdorda kamaygan bo'lsa, plastinka qaysi metaldan yasalgan?

- A) Cr B) Fe C) Zn D) Cd

19. Tarkibida Qorg'oshin (II) va Magniy karbonatlarini tutgan 200,7 g aralashma qizdirilganda magniy karbanatning yarmi va qo'rg'oshin karbanatning 2/5 qismi parchalandi. Bunda massasi 169,9 g qattiq qoldiq hosil bo'lidi. Boshlang'ich aralashmadagi magniy karbanatning massa ulushini (%) aniqlang?

- A) 33,6 B) 19,8 C) 16,8 D) 44,5

20. Tarkibida Alyuminiyning mol ulushi 25% bo'lgan alyuminiy va temirdan iborat aralashmaga mo'l xlarid kislotasi ta'sir ettiliganida 4,5 mol gaz chiqadi. Boshlang'ich aralashmadagi temirning massasini toping.

- A) 27 B) 168 C) 54 D) 112,5

21. Tarkibida $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 0,3\text{SO}_3$ bo'lgan 471 g oleum olish uchun vodorod va kislород atomlarining nisbati 1,625:1 bo'lgan sulfat kislotasi eritmasi ($\square=1,25$ g/ml) dan qancha hajm talab qilinadi?

- A) 74,6 B) 125,6 C) 247 D) 157

22. Olemni neytrallash uchun NaOH ning 32% li eritmasi sarflandi va natijada 41,76 % li eritma hosil bo'lidi. Oleum tarkibini $x\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot y\text{SO}_3$ ($x:y$)aniqlang.

- A) 1:1,6 B) 1:0,8 C) 1:0,4 D) 1:0,7

23. Og'irligi 73 g bo'lgan rux plastinkasi tarkibida NiSO_4 tutgan 240 g eritmaga tushirildi. Ma'lum vaqtan so'ng plastinka massasi 71,8 g gacha kamaydi. Hosil bo'lgan eritma tarkibidagi rux sulfatning massa ulushini (%) toping.

- A) 14,3 B) 13,3 C) 13,6 D) 14,6

24. Stronsiy dixromat, magniy fosfat va kaliy pirofasfatlar tarkibidagi barcha bog'lar yig'indisini toping.

- A) 43 B) 45 C) 42 D) 44

25. Sulfatkislotaning 196 g 3,25% li va KOH ning 112 g 5 % li eritmalari aralashtirilganda hosil bo'lgan yangi eritmaning pOH i ($\square=1,026$ g/ml) nechaga teng.

- A) 1 B) 5 C) 13 D) 9

26. Eritmadagi qattiq modda zarrachalarining tartibsiz harakatini qaysi olim mikrosko'pda kuzatgan?

- A) Lavuaze B) Avagadro
C) Rezerford D) Braun

27. Kimyoviy element atomining 5-pog'onasida 5 ta elektron bo'lsa, elementning elektron konfiguryat siyasini ko'rsating.

- A) $5s^14d^4$ B) $5s^25p^3$
C) $5s^25p^5$ D) $5s^24d^4$

28. Qutbsiz kovalent bog'ga ega bo'lgan moddalarni aniqlang.

- 1) metan; 2) oltingugurt (IV) oksid;
3) natriy ftorid; 4) vodorod; 5) vodorod xlorid;

6) kislород; 7) ammiak; 8) brom;

9) ammoniy gidroksid

A) 1,3,9 B) 2,5,7 C) 3,7,8 D) 4,6,8

29. Ma'lum bir temperaturada to'yingan eritma 8 molyalli bo'lsa, eritmada erigan noma'lum moddanı aniqlang. Noma'lum moddaning shu temperaturadagi eruvchanlik koefitsienti 32 ga teng.

A) NaOH B) H₂SO₄ C) KOH D) HNO₃

30. X g 30 % li CuSO₄ eritmasi orqali 3,2 F tok o'tkazilganda katodda 22,4 litr (n.sh) gaz ajraldi. X ning qiymatini aniqlang.

(elektrod inert)

A) 240 B) 400 C) 320 D) 200

Test-13

31. pH=11 va pH=4 ga teng bo'lgan eritmalarini neytrallash uchun ularni qanday hajmiy nisbatda aralashtirish kerak?

A) 3:4 B) 1:10 C) 10:1 D) 4:3

32. pH qiymati nechaga teng bo'lgan 400 ml HBr eritmasiga ($\alpha = 1$) 600 ml suv quyilsa, $[H^+]$ ionlari konsentratsiyasi $4 \cdot 10^{-3}$ mol/l bo'ladi?

A) 2 B) 3 C) 1,5 D) 1

33. 250 ml 2M li CuSO₄ eritmasida 0,52·N_A ta kation va 0,46·N_A ta anion borligi ma'lum bo'lsa, CuSO₄ ning necha foizi dissotsialmagan holda eritmada qolgan?

A) 20 B) 12 C) 8 D) 10

34. Fe(NO₃)₃ ning dissotsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiyalangan molekulalardan hosil bo'lgan anionlar soniga teng bo'lsa, Fe(NO₃)₃ ning dissotsiyala-nish darajasini (α ni % da) aniqlang.

A) 76,5 B) 81,25 C) 92,86 D) 87,5

35. Quyidagi qaysi modda(lar) elektrolit hisoblanadi?

1) etilamin; 2) kaliy sulfat; 3) ishqor; 4) dioksan;
5) mis(II) oksid;

A) 2, 3, 4 B) 2, 3 C) 1, 2, 3 D) 1, 4, 5

36. Tarkibida 28 g KOH tutuvchi 55 g o'yuvchi kaliy eritmasiga necha gramm K metalli solinganda hosil bo'lgan eritmada erigan modda va erituvchining atomlar soni tenglashadi?

A) 11,7 B) 19,5 C) 39 D) 78

37. X g 34% kumush nitrat eritmasidan 3F tok o'tkazildi. Natijada katodda 28 l (n.sh) gaz ajraldi. X ni aniqlang.

A) 170 B) 200 C) 250 D) 340

38. Mol nisbati 3:1 bo'lgan saxaroza va maltoza aralashmasi gidrolizlanishidan olingan mahsulot(lar) bijg'ishidan hosil bo'lgan etil spirit 3 mol Na metali bilan to'liq reaksiyaga kirishsa, dastlabki aralashma tarkibida necha mol saxaroza bo'lgan?

A) 0,3 B) 0,6 C) 1,8 D) 0,9

39. γ -oksi butan kislota qizdirilganda atomlar soni 1,2·N_A ga kamaysa, mahsulot tarkibidagi atomlar sonini aniqlang.

A) 4,8·N_A B) 3,6·N_A C) 2,4·N_A D) 1,2·N_A

40. 100 g $Cu(NO_3)_2$ eritmasi elektroliz qilinganda eritma massasi 29% ga kamaydi. Agar anodda 8,4 l (n.sh.) gaz hosil bo'lsa, eritmada necha faradey tok o'tgan?

- A) 1,5 B) 0,75 C) 0,8 D) 1,6

41. Doimiy tok manbaiga ketma-ket ulangan $AgNO_3$, K_2SO_4 va $CuCl_2$ eritmalarini orqali 10000 sekund davomida $9,65 \text{ A}$ tok o'tkazildi. Katodlarda hosil bo'lgan metallarning massalarini (g) mos ravishda aniqlang.

- A) 216; 0; 32 B) 108; 39; 32
C) 10,8; 0; 32 D) 108; 0; 32

42. Hajmi 22,4 litr (n.sh.) bo'lgan O_2 va hajmi 33,6 litr (n.sh.) bo'lgan CH_4 dan iborat aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.

- A) 16 B) 15 C) 22,4 D) 11,2

43. 18% li 600 g va 25% li 300 g eritmalaridan foydalanib, 22% li eritmada eng ko'p bilan necha gramm tayyorlash mumkin?

- A) 800 B) 525 C) 825 D) 750

44. Kremniyning 2 ta va vodorodning 2 ta izotopidan foydalanib necha xil silan molekulasiini hosil qilish mumkin? (fazoviy izomeriya inobatga olinmasin).

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

45. Saxaroza kislotali sharoitda 80% unum bilan gidrolizlandi. Mahsulotga Ag_2O ning ammiakdagagi eritmasi qo'shilganda idishga 1,6 mol kumush chio'kdi. Reaksiya uchun olingan saxaroza massasini (g) aniqlang?

- A) 342 B) 273,6 C) 171 D) 136,8

46. Propanol, sırka kislota va fenol aralashmasiga natriy metali ta'sir ettiliganda 6,72 litr (n.sh.) gaz ajralib chiqdi. Boshlang'ich aralashmada propanol bilan sırka kislotaning massasi bir xil. Boshlang'ich aralashma bromli suv ta'sirlashganda 66,2 g cho'kma hosil bo'ldi. Boshlang'ich aralashmadagi spirtning massasini (g) aniqlang.

- A) 12 B) 6 C) 18 D) 24

47. $30^{\circ}C$ da to'yigan eritmada suvning massasi tuzning massasidan barobar ko'p bo'lsa, tuzning shu haroratdagi eruvchanligini aniqlang.

- A) 30 B) 60 C) 24 D) 40

48. Temir (III) sulfat eritmasining molyalligi va molyarigi 0,75 ga teng bo'lsa, eritmaning zichligini (g/mL) aniqlang.

- A) 1,2 B) 1,5 C) 1,13 D) 1,3

49. Bariy xlorid eritmasiga tegishli miqdorda $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratidan qo'shilganda 233 g cho'kma tushdi va 2,5 molyalli eritma hosil bo'ldi. Dastlabki bariy xlorid eritmasining massa ulushini hisoblang.

- A) 26/133 B) 13/121 C) 52/117 D) 52/207

50. 240 g 40% li noma'lum II valentli metall sulfatning to'yigan eritmasi qizdirildi va shu tuzdan 23,1 g qo'shildi. Eritma boshlang'ich haroratga qadar sovutilganda 86,1 g $MeSO_4 \cdot 7H_2O$ tarkibili kristallogidrat cho'kmaga tushdi. Noma'lum metallni aniqlang.

- A) Mg B) Cu C) Fe D) Zn

51. Biror tuzning 80 g dagi eruvchanlik koeffitsiyenti uning 20 g dagi eruvchanlik koeffitsiyentidan $1,5$ barobar ko'p. Agar shu tuzning 80 g da to'yingan 320 g eritmasi 20 g ga qadar sovutilganda 40 g tuz cho'kmaga tushishi ma'lum bo'lsa, shu tuzning 80 g dagi eruvchanlik koeffitsiyentini aniqlang.

A) 60 B) 40 C) 30 D) 45

52. 111 g kalsiy xlorid eritmasiga tegishli miqdorda 40% li kaliy fosfat eritmasi qo'shilganda hosil bo'lgan eritmaning massasi dastlabki kalsiy xlorid eritmasidan 75 g ga ko'p bo'ldi. Cho'kmaga tushgan kalsiy fosfatning massasini (g) aniqlang.

A) 31 B) 62 C) 12,4 D) 93

53. Temir (III) sulfat va natriy gidroksid miqdorlari $2:5$ mol nisbatda bo'lgan eritmalar aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmada temir va sulfat ionlari qanday mol nisnatda bo'ladi?

A) 3:7 B) 7:18 C) 7:6 D) 2:9

54. 500 g 80% li eritma massasidan 5 marta ko'p noma'lum konsentratsiyali eritma qo'shildi. Natijada eritmaning konsentratsiyasi (%) dastlabki eritmaga nisbatan $1,6$ marta kamaydi. Hosil bo'lgan eritmadagi tuzning massasini (g) aniqlang.

A) 1800 B) 1400 C) 1500 D) 1200

55. $57,2\text{ g}$ natriy sulfat kristallogidrati 182 g suvda eritilib 1 molyalli eritma hosil bo'lgunga qadar 20 amper tok bilan 5790 sekund davomida elektroliz qilindi. Kristallogidrat tarkibini aniqlang.

A) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

B) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

C) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ D) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

56. Kimyoviy reaksiya tezligi $2\text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$ ga teng bo'lgan endotermik reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasini 30°C ga oshirilsa, reaksiya tezligi ($\text{mol/(l}\cdot\text{min)}$) nechaga teng bo'ladi?

A) 0,25 B) 0,125 C) 8 D) 16

57. Bir xil massadagi mis bo'lakchalarini eritish uchun 20% li va 70% li HNO_3 eritmalaridan qanday massa nisbatda aralashtirish kerak.

A) 2:7 B) 3:7 C) 7:2 D) 7:3

58. Tarkibida 25% CaBr_2 bo'lgan eritmaga 25 g suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi 5% ga kamaydi. Hosil bo'lgan eritma massasini (g) aniqlang.

A) 75 B) 125 C) 150 D) 100

59. KNO_3 suvli eritmasining indikatorlarga munosabatini juftlab ko'rsating.

1) lakmus; 2) fenolftalein; 3) metil zarg'aldog'i;

a) pusti; b) sariq; c) rang o'zgarmaydi; d) to'q qizil e) ko'karadi.

A) 1-c; 2-c; 3-b B) 1-c; 2-c; 3-c;

C) 1-e; 2-d; 3-b D) 1-a; 2-d; 3-c

60. Berilgan birikmalar gidrolizida qanday ionlar qatnashishi va eritma muhitini qanday bo'lishini juftlab ko'rsating.

1) ammoniy sianid; 2) mis(II)sulfat; 3) kalsiy fosfat; 4) natriy atsetat;

a) kislotali; b) neytral; c) ishqoriy;

I) tuzning kationi; II) tuzning anioni; III) ham kation, ham anion bo'yicha IV) gidrolizga uchramaydi;

A) 1-b, III; 2-a,I; 3-c, II; 4-c,II

B) 1-b, III; 2-a,I; 3-b, IV; 4-c,II

C) 1-c, IV; 2-a,I; 3-b, IV; 4-b, III

D) 1-c, II; 2-a,I; 3-b, IV; 4-b, III

Asosiy va qo'shimcha o'quv-adabiyotlar hamda axborot manbalari

Asosiy adabiyotlar

1. Bozorov N.I., Umumiy kimyo. Toshkent: Adabiyot uchqunlari. 2017.
 2. Паршиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Анерганик кимё назарий асослари. Тошкент: Ўзбекистон. 2000.
 3. Қ.Ахмеров, А.Жалилов, Р.Сайфутдинов. Умумий ва анерганик кимё. Тошкент: Ўзбекистон. 2003.
 4. Тошпўлатов Ю.Т., Исҳоков Ш.С. Анерганик кимё. Тошкент: Ўқитувчи. 1992.
 5. Yorigev O.M. va b. Umumiy va noorganik kimyodan masala va mashqlar to'plami. Toshkent: 2008.
 6. Қодиров Э., Муфтахов А., Норов Ш. Анерганик кимёдан амалий машғулотлар. Тошкент: Ўзбекистон.1996.
- Sobirov Z. Organik kimyo. Toshkent: Aloqachi. 2005.

Qo'shimcha adabiyotlar

8. Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришини тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ / Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент : Ўзбекистон, 2016. - 56 б.
9. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иктисодий

ривожлантиришнинг асосий якунтари ва 2017 йилга мўлжалланганга иктисадий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига багишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январ / Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 104 б.

10. Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси кабул қилинганинг 24 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабр /Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – 48 б.
11. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажамизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. Мазкур китобдан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 1 ноябрдан 24 ноябряга кадар Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри сайловчилари вакиллари билан ўтказилган сайловолди учрашувларида сўзлаган нутклари ўрин олган. /Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – 488 б.
12. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ФАРМОНИ. Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси тўғрисида. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда)
13. Raymond Chang. General Chemistry: The Essential Concepts 5th Edition, McGraw-Hill Education; England 2013.
14. V.Y.Gankin & Y.V.Gankin. General Chemistry. Institute of Theoretical chemistry, Boston, USA, 2012.
15. Yu.T.Toshpo'latov, N.G.Raxmatullaev, A.Yu.Iskandarov. Noorganik kimyodan masalalar eching. Toshkent-2003.
16. Паршиев Н.А., Муфтахов А.Г., Рахимов Х.Р. Анерганик кимё. Тошкент: Ўзбекистон. -2003.

Internet saytlari

18. www.gov.uz - Узбекистон Республикаси хукумат портали.
19. www.lex.uz - Узбекистон Республикаси Конун хужжатлари маълумотлари миilliй базаси.
20. www.tdpu.uz - Nizomiy nomidagi TDPU portalı.
21. www.Ziyonet.uz
22. www.edu.uz
23. tdpu-INTRANET.Ped.
24. www.chemistry.ru
25. www.labchem.ru

MUNDARIJA

Annotatsiya.....	3
Laboratoriya ishida ishlash qoidalari. Kimyoviy idishlar va ular bilan ishlash malakalari.....	5
Laboratoriya ishi: Moddalarni tozalash usullari.....	25
Laboratoriya ishi: Modda massasining saqlanish qonuni va elementlarning kamyoviy ekvivalentlariga oid tajribalar. Kamyoviy ekvivalentlarini aniqlash.	37
Laboratoriya ishi: Asoslarning olinishi va kamyoviy xossalariiga oid tajribalar.	43
Laboratoriya ishi: Kislotalarning olinishi va kamyoviy xossalariiga oid tajribalar	48
Laboratoriya ishi: Tuzlarning olinishiga oid tajribalar bajarish.....	54
Laboratoriya ishi: Tuzlarning kamyoviy xossalari oid tajribalar bajarish.....	58
Laboratoriya ishi: Davriy qonunning davriy o'zgarishiga oid tajribalar	62
Laboratoriya ishi: Bariy xlorid tarkibidagi kristallizatsiya suvining massa ulushini aniqlash	64
Laboratoriya ishi: Moddalarni qayta kristallga tushirish usuli bilan tozalash ...	67
Laboratoriya ishi: To'yingan uglevodorodlar, olinishi	75
Laboratoriya ishi: To'yinmagan uglevodorodlar, olinishi	78
Laboratoriya ishi: Spirtlarga hos tajribalar.....	82
Laboratoriya ishi: Karbon kislotalarni olinishi, kamyoviy xossalari.	86
Laboratoriya ishi: Reaksiya tezligining konsentrasiyaga bog'liqligi.....	89
Laboratoriya ishi: Kataliz. Kamyoviy muvozanatga oid tajribalar bajarish.....	91
Laboratoriya ishi: Eritmalar. Eruchanlikni aniqlash oid tajribalar bajarish....	92
Laboratoriya ishi: Eritmalar konsentrasiyasi, normal kontsentratsiyali eritmalarни tayyorlashga tayyorlash oid tajribalar.....	94
Laboratoriya ishi: Eritmalar konsentrasiyasi, protsent va molyar kontsentratsiyali eritmalar tayyorlash	96

Laboratoriya ishi: Elektrolitik dissosilanish va elektr o'tkazuvchanlikka oid tajribalar.....	98
Laboratoriya ishi: Ionli reaksiyalarning borishiga oid tajribalar	100
Laboratoriya ishi: Tuzlarning gidroliziga oid tajribalar.	102
Laboratoriya ishi: Tuzlarning gidroliziga oid tajribalar.	104
Laboratoriya ishi: Galvanik elementlar. Elektroliz oksidlanish–qaytarilish jarayoni ekanligi. Suyuqlanmalar va erimalar elektrolizi. Elektroliz qonunlari.	
.....	107
Laboratiya ishi: Galvanik elementlar. Elektroliz oksidlanish–qaytarilish jarayoni ekanligi. Suyuqlanmalar va erimalar elektrolizi. Elektroliz qonunlari	
.....	108
Laboratoriya ishi: Kordinatsion birkmalarning izomeriyasi.....	109
Laboratoriya ishi: Kordinatsion birkmalar olinishi oid tajribalar.....	112
Asosiy va qo'shimcha o'quv-adabiyotlar hamda axborot manbalari	168

Босишига руҳсат этилди 27.11.2019. Ҳажми 10.75 босма табок.
 Бичими 60x84 1/16. Адади 100 нусха. Буюртма 245.
 М.Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
 босмахонасида чоп этилди.

